



Koite
HEALTH

Lumoral.

Hyvinvoiva suu, hyvinvoiva keho



Lumoral® on suomalainen CE-merkitty (0598) lääkinnällinen laite suun terveyden ylläpitoon sekä hammassairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Suunsairauksista 95 % on bakteerien aiheuttamia. Lumoral käyttää fotodynaamista terapiaa ja eliminoi yli 99 % hampaiden pinnalle muodostuvan plakin bakteereista. Lumoral sopii pitkäaikaiseen käyttöön eikä aiheuta hampaiden värjäytymiä, kuivaa suuta tai makuhäiriöitä.

Käyttö



1. Purskuttele

Purskuttele Lumorinse-suuhuuhteella 60 sekunnin ajan. Suuhuuhteen sisältämä valoherkkä väriaine merkitsee plakin bakteerit. Väriaineen kiinnittyminen ei välttämättä ole silmillä nähtävää.



2. Aktivoi

Aseta suukappale suuhun, käynnistä ja anna vaikuttaa 10 minuuttia. Valo aktivoi suuhuuhteen, mikä käynnistää hoidon antibakteerisen vaikutuksen. Suukappaleen ei tarvitse istua täydellisesti, eikä sitä tarvitse purra. Suukappaleen lämpeminen ja syljenerityksen lisääntyminen on osa hoitoa. Valo sammuu automaattisesti.



3. Harjaa

Harjaa hampaat ja puhdista hammasvälit tavalliseen tapaan. Myös silmille näkymätön plakki irtoaa jättäen hampaat erityisen puhtaiksi ja sileiksi. Puhdista suukappale nestemäisellä astianpesuaineella ja juoksevalla vedellä.



Lumoral on saatavilla aikuisten ja Junior-koossa. Aloituspakkaukset ja Lumorinse-suuhuuhte apteekeista sekä osoitteesta lumoral.fi

Suunterveyden ammattilainen suosittelee sinulle Lumoralin käyttöä:



Ennaltaehkäisyyn ja ylläpitohoitoon

– Käyttö vähintään kahdesti viikossa (3-4 päivän välein).

Ammattilaisen kontrolli 12 kk.

- suurentunut riski hampaiden reikiintymiseen • ientulehdus
- hammaskivi • pahanhajuinen hengitys • terveen ja puhtaan suun ylläpito



Sairauden hoitoon – Käyttö kerran päivässä.

Ammattilaisen kontrolli 3 kk.

- hampaiden reikiintyminen • ientulehdus • runsas hammaskiven muodostuminen • peri-implanttimukosiitti
- parodontiitti



Tehostettuun hoitoon – Käyttö kaksi kertaa päivässä 2-4 viikkoa.

Ammattilaisen kontrolli 1 kk.

- vaikea ientulehdus • edennyt parodontiitti
- vaikea peri-implanttimukosiitti



Käytä Lumoralia yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan säännöllisen hampaiden harjaamisen ja hammasvälien puhdistamisen lisänä. Näin saavutat parhaan hoitotuloksen.