

Den varmestyrte baren 23°C/73°F verloopt het uitharden sneller. Een overschrijding van de verwerkingstijd leidt tot een verminderde hechting aan glazuur en dentine. Kortere mengtijden verlenen, langere verkorten de verwerkings- en uithardings-tijden. De mengtijd kan in een bereik van 8-15 sec. in hogefrequentie-meng-apparaten en 6-8 sec. in de RotoMix worden gekozen.

Bescherming van de vulling

Glasionomeren harden in twee fasen uit en zijn gedurende de eerste uithardings-fase gevoelig voor vocht. Daarna bestaat de mogelijkheid van uitharding, die door het gebruik van Ketac™ Glaze direct na de modellering voorkomen kan worden.

- Ketac Glaze op alle vrijliggende vlakken van het glasionomeercement opbrengen en laten uitharden door 10 seconden te belichten.
- De na het uitharden van Ketac Glaze resterende inhibitielaag kan de uitharding van additiesiliconen afdrukmaterialen belemmeren. Daarom dient deze laag te worden verwijderd of er dient een polyether afdrukmateriaal te worden gebruikt.

Afwerking

- Op zijn vroegst 3,5 min. na het begin van het mengen met arkansassteentjes, fijnkorrelige diamantboren, polijstschijven met afnemende korrelgrootte of siliconen polijstpoints afwerken.
- Desgevoent voor de oppervlaktevezegeling nogmaals Ketac Glaze opbrengen en 10 seconden belichten.

Bewaren en houdbaarheid

De capsules in de blister bewaren.

Na het openen van de blister maximaal 1 maand gebruiken!

Het product bij 15 - 25 °C/59 - 77 °F bewaren.

Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer worden gebruikt.

Consumenteninformatie

Genk enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie

3M Deutschland GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M Deutschland GmbH BIEDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE. INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M Deutschland GmbH reparatie of vervanging van het product van 3M Deutschland GmbH.

Beperkte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M Deutschland GmbH niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklarnde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van informatie februari 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή προϊόντος

To Ketac™ Molar Quick Aplicap™ είναι μία υαλοιομονομερής κονία και διατίθεται σε κάψουλες. Η διαδικασία της να συκκολλάται χημικά στην οδοντική και την οδοντική επιτρέπει μια συντηρητική παρασκευή και ιδιαίτερης στεγανό αία εμφράξεως. Διατίθεται στα χρώματα A1, A2, A3, A4 και B2. Το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς ορόδιο στρώμα, απευλευθερώνει ιόντα φθορίου και εμφανίζεται ακτινοακίρο στην ακτινογραφία. Η ελάχιση ποσότητα αποδόσης μιας κάψουλας είναι 0,1 ml. Για λεπτομέρειες όσον αφορά τα προϊόντα Ketac™ Conditioner, CapMix™, RotoMix™, Aplicap™ Activator και Applier και Ketac™ Glaze ανατρέξτε στις ανάλογες πληροφορίες χρήσης.

☞ Οι παρούσες πληροφορίες χρήσης πρέπει να τηρούνται καθ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος.

Ενδείξεις εφαρμογής

- Ουδέτερο στρώμα για εμφράξεις συνθέτων ρητινών μιας ή περισσότερών επιφανειών
- Ανασυστάσεις δοντιών πριν την αποκατάστασή τους με στεφανή
- Εμφράξεις νεογυλών δοντιών
- Εμφράξεις μιας επιφάνειας σε περιοχές δοντιών που δεν δέχονται συγκλισιακές επιφές
- Αυχενικές εμφράξεις, αν δεν παίζει μεγάλο ρόλο η καλαιοθητη εμφάνιση
- Προσωρινές εμφράξεις μιας ή περισσότερών επιφανειών
- Εκτεταμένη κάλυψη σπών και σχισμών

Προληπτικά μέτρα

Τα φύλλα δε-δομένων ασφαλείας της 3M μπορείτε να τα βρείτε μέσω του δικτυακού τόπου www.3mm.com ή απευθυνόμενοι στο τοπικό υποκατάστημα της 3M.

Παρασκευή

- Αφαιρέστε μόνο την ουσία του δοντιού που έχει προσβληθεί από τερηδόνα, δεν είναι αναγκαίο να κάνετε υποκαφές.
- Μην παρασκευάζετε λεπτά τμήα, το πάχος του τοιχώματος για την εφαρμογή του υλικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 mm.

Προστασία πολφού

- Προς τρύληψη ερεθισμό του πολφού πρέπει να καλυφθούν σημειακά περιοχές πλήσιον του πολφού γε ένα σταθερά σκληρυνόμενο οκείασμα υδροξειδίου του αζεστικού.

Προετοιμασία (conditioning) των οδοντικών ιστών

- Για να έχετε ικανική χημική πρόσφυση στους οδοντικούς ιστούς, αφαιρέστε οχολαστικά το στρώμα εξομίων που δημιουργήθηκε κατά την παρασκευή του δοντιού εφαρμόζοντας το Ketac™ Conditioner στις παρασκευασμένες επιφάνειες και αφήστε το να δράσει για 10 δευτερόλεπτα.
- Ξπλύνετε στη συνέχεια με άφθονο νερό.
- Στεγνώστε την κοιλότητα σε μόνο 2-3 σντόμια διαστήματα φυσώντας με αέρα που δεν περιέχει νερό και λάδι ή στεγνώστε με τολπία βούβακος. Μην προβαίνετε σε υπέρμετρο στεγνώμα! **Η κοιλότητα θα πρέπει να είναι μόλις τόσο ξηρή, ώστε η επιφάνεια να εμφανίζεται ματ γυαλιστερή.** Υπερμετρο στεγνώμα μπορεί να οδηγήσει μετά την τοποθέτηση της εμφράξης σε μετεχειρητικές εισαίσεις.
- Αποφύγετε την εκ νέω επιμόλυνση.

Ενεργοποίηση

- Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή Aplicap™ Activator επάνω σε μία σταθερή επιφάνεια εργασίας, και τοποθετήστε την κάψουλα Aplicap στον ενεργοποιητή (activator).
- Πιέστε με το εσωτερικό της παλάμης αργά προς τα κάτω τον μοχλό του ενεργοποιητή, εντελώς προς τα τέρμα του, και κρατήστε τον πατιμένο σε αυτή τη θέση για χρονικό διάστημα 2 μέχρι 4 δευτερόλεπτων.
 - Μόνο όταν πιέσετε τον μοχλό δυνατά και εντελώς προς τα κάτω μέχρι το τέρμα του και τον κρατήσετε σε αυτή τη θέση, προωθείται εξ ολοκλήρου το υρό στην κονία. Σε περίπτωση που δεν ασκείται αρκετή πίεση ή δεν πιέσετε τον μοχλό εντελώς προς τα κάτω, τότε πιθανώς να αναμιχθεί πολύ λίγο υγρό με την κονία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ξυώδους και μεταβολές στις ιδιότητες του προϊόντος.

Ανάμιξη

- Αναμίξτε την κάψουλα σε μία συσκευή ανάμιξης υψηλής συχνότητας (π.χ. CapMix™) με περίπου 4300 ταλαντώσει/λεπτό για διάστημα 10 δευτερολέπτων ή σε μία συσκευή περιστροφικής ανάμιξης RotoMix™ για διάστημα 8 δευτερολέπτων.

Τοποθέτηση

- Επιτρώστε με το εργαλείο στοιβαγμού Aplicap™ Applier. Ο ενεργοποιητής Aplicap Activator και το εργαλείο στοιβαγμού Aplicap Applier φέρουν κόκκινο χρωματικό κώδικα.
- Σε όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης αποτρέψτε κάθε επιμόλυνση με νερό και σιέλο κ.α. και διατηρήστε το πεδίο εργασίας στεγνό.

- Προσοχή
 - Αποφύγετε επιμοδότητες τα διακλύματα μεταξύ ενεργοποίησης, ανάμιξης και εφαρμογής γιατί η αρχόμενη πήξη του υλικού θα εμπόδιζει την αφαίρεση του από την κάψουλα.
 - Το Ketac Molar Quick Aplicap κολλά σε μεταλλικά εργαλεία και πρέπει να ξεπλένεται γι αυτό το λόγο με κρύο νερό πριν τηξει.

Χρόνος
Σε θερμοκρασία δωματίου στους 23 °C/73 °F βαθμούς ισχύουν οι εξής χρόνοι:

	λεπτά:δευτερόλεπτα
Ενεργοποίηση	0:02
Ανάμιξη στο RotoMix	0:08
ή	
Ανάμιξη στη συσκευή υψηλών συχνότητων, π.χ. CapMix	0:10
Χρόνος εργασίας από την αρχή της ανάμιξης	1:40
Πήξη από την αρχή της ανάμιξης	3:30

Σε θερμοκρασίες δωματίου άνω των 23 °C/73 °F βαθμών επιταχύνεται η πήξη. Η επιτάχυνση του χρόνου εργασίας προκαλεί την απόκλιση του δοντιού σε οδοντική και οδοντική. Συντομότερους χρόνος ανάμιξης παρατείνει και μακρύτερος χρόνος μείονε το χρόνο εργασίας και πήξης. Ο χρόνος ανάμιξης μπορεί να επιταχθεί από 8 ως 15 δευτερόλεπτα στις συσκευές υψηλών συχνότητων και από 6 ως 8 δευτερόλεπτα στον RotoMix.

Προστασία εμφράξεως

- Τα υαλοιομονομερή υλικά περνούν σε δύο φάσεις και αντιδρούν εισαίθητα στην υγρασία κατά την πρώτη φάση της πήξης. Μετά υπάρχει πιθανότητα αφυδάτωσης που μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση του Ketac™ Glaze αμέσως μετά την διαμόρφωση.
- Περάστε το Ketac™ Glaze σε δύο ή σε ελεύθερες επιφάνειες της κονίας και σκληρυντέ το με φως για 10 δευτερόλεπτα.
- Το στρώμα αναστολής της πήξης που θα απομειεί μετά την σκληρυνση του Ketac Glaze μπορεί να παρεμποδίστ την πήξη αποτυπικών υλικών από ολικόνη. Γι αυτό το λόγο συνιστάται να αφαιρέτε αυτό το στρώμα ή να χρησιμοποιείτε αποτυπικό υλικό από πολυαιθέρα.

Επεξεργασία

- Προϊόν 3,5 λεπτά μετά την αρχή της ανάμιξης μπορείτε να αρχίσετε την επεξεργασία με τροχόλιθου Αρκάνας, λεπτόκοκκα διαμάντια, δίσκους λειάνσεως με σταδιακά φθίνουσα διάμετρο κόκκων ή με κυπελλοειδή στάβωσησ από ολικόνη.
- Αν απαιτείται, περάστε ακόμη μια στρώση Ketac Glaze για τη στεγανοποίηση της επιφάνειας και στεγνώστε με φως για 10 δευτερόλεπτα.

Αποθήκευση και διατήρηση

Διατηρήστε τις κάψουλες μέσα στο blister.

Μετά το άνοιγμα του blister χρησιμοποιήστε το υλικό το περισσότερο για ένα μήνα!

Το προϊόν να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 15–25 °C/59–77 °F. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.

Πληροφορίες πελατών

Κανένα δεν επιτρέπεται να παρέχει πληροφορίες, που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες, που παρέχονται στο παρό φύλλο οδηγιών.

Εγγύηση

Η 3M Deutschland GmbH εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M Deutschland GmbH ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΙΛΟΓΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τη σωστή χρησιμοποίηση του προϊόντος. Σε περίπτωση, κατά την οποία προκύψουν βλάβες επί του προϊόντος κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγύησης, η αποκλειστική άσκηση έναντι της 3M Deutschland GmbH και η μοναδική της υποχρέωση είναι η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος 3M Deutschland GmbH.

Περιορισμός ευθύνης

Εφόσον ένας αποκλεισμός της εγγύησης επιτρέπεται σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, η 3M Deutschland GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε απόκλιση ή ζημία, που προκύπτει κατά τη χρησιμοποίηση του παρόντος προϊόντος, ανεξάρτητα από το γεγονός, αν η ζημία αυτή είναι άμεση, έμμεση, ειδική, ουδεοετική ή επακόλουθη, ανεξάρτητα από τις ισχύουσες νομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, σύμβασης, αμέλειας ή ζημίας εκ πρόθεσως.

Κατάσταση πληροφοριών Φεβρουάριος 2012

SVENSKA

Produktbeskrivning

Ketac™ Molar Quick Aplicap™ är ett glasjonomeercement i kapsel. Genom sin kemiska vidhäftningsformåga på emalj och dentin behövs endast en skönsam preparation och man får en synnerligen tät fyllningskått. Det finns i färgerna A1, A2, A3, A4 och B2. Materialet kan appliceras utan underfyllning, det avger fluoridjoner och är röntgenopakt. Användbar mängd per kapsel är minst 0,1 ml. Se resp. bruksanvisning för detaljerad information om Ketac™ Conditioner, CapMix™, RotoMix™, Aplicap™ Aktivator och Applier och Ketac™ Glaze. ☞ Spara bruksanvisningen under produktens hela användningstid.

Användningsområden

- Underfyllningar för en- eller flerlys kompositfyllningar
- Uppbyggnad av pelare före kronoförbyggnad
- Mjökärlsfyllningar
- Enytsfyllningar inom det icke ocklusionsbärande området
- Tandhalsfyllningar med lågre kvar på utseendet
- Temporära fyllningar med en eller flera ytor
- Utvidgad fissurförsegling

Försiktighetsåtgärder

Det går att hämta säkerhetsdatablad från 3M på www.3mm.com eller genom att kontakta din lokala filial.

Preparation

- Avlägsna endast karisör tandsubstans, underskär behövs inte.
- Preparera inte tunna kanter, materialet fördrar en väggtjocklek av 0,5 mm.

Pulpaskydd

- För att undvika pulpaitritation bör pulpanörna områden punktuellt täckas med ett fast stehande kalciumhydroxidpreparat.

Konditionering

- För att uppnå optimal kemisk bindning till tanderna måste man grundligt avlägsna det smear layer som bildas vid preparationen. Applicera Ketac™ Conditioner på de preparerade ytorna och låt det verka i 10 sekunder.
- Skölj därefter rikigt med vatten.
- Torrblåstra kavitetén i 2-3 korta distinterval med vatten- och oljefri luft eller torka med bomullspletts. Dehydrera inte! **Kavitetén skall inte vara torrare än att ytan är mattglänsande.** Överdriren torkning kan orsaka postoperativ känslighet efter fyllningen.
- Undvik ytterligare kontaminering.

Aktivtering

- Ställ Aplicap™ Aktivator på ett stadigt underlag och placera Aplicapkapseln i aktivatorn.
- Tryck ned aktiveringsspaken kraftigt och fullständigt med handflatan tills det tar emot och håll den nedtryckt i 2 till 4 sekunder.
 - Endast om man trycker ned aktiveringsspaken kraftigt och fullständigt tills det tar emot och håller fast den i den här positionen, trycks vätskan helt in i pulvert. Om man använder för litet kraft eller inte trycker ned spaken helt, kommer det eventuellt in för litet vätska i pulvert. Därigenom kan viskositeten öka och det kan uppstå förändringar i produktens egenskaper.

Blandning

- Blanda kapselninnehållet i 10 sekunder i en höjfrekvensblandare med ca 4300 varv per minut, i t. ex. CapMix™ eller i 8 sekunder i rotationsblandaren RotoMix™.

Applicering

- Applicera med hjälp av Aplicap™ Applier. Aplicap Aktivator och Applier har röda markeringar.
- Skydda arbetsfältet under hela appliceringen mot vatten och saliv etc. Håll arbetsfältet torrt.

OBS!

- Undvik väntetider mellan aktivering, blandning och applicering, eftersom det är nästan omöjligt att pressa ut materialet när det börjat stelna.
- Ketac Molar Quick Aplicap fastnar på metallinstrument och bör därför tvättas bort med kallt vatten innan det börjar stelna.

Tider

Vid en rumstemperatur av 23°C/73 °F gäller följande tider:

	min:sec
Aktivtering	0:02
Blandning i RotoMix eller	0:08
Blandning i höjfrekvensblandare t ex CapMix	0:10
Bearbetning fr.o.m. blandningsstart	1:40
Stelnande fr.o.m. blandningsstart	3:30

Vid rumstemperatur över 23°C/73 °F påskyndas stelnandet.Vid längre bearbetningstid går vidhäftningsförmågan på emalj och dentin förlorad. Kortare blandningstider ger längre, förlängda blandningstider ger kortare bearbetnings- och stelningsstider. Blandningstiden kan ställas in mellan 8-15 sekunder i höjfrekvensblandaren och mellan 6-8 sekunder i RotoMix.

Fyllningsskydd

Glasjonomerer stelnar i två faser och är under den första fasen känsliga mot fukt. Därefter finns risk för dehydrering som kan förhindras genom att använda Ketac™ Glaze omedelbart efter kontureringen.

- Applicera Ketac Glaze på glasjonomeercementets alla friliggande ytor och ljushårda i 10 sekunder.

Det inhibitions-skikt som finns kvar efter det att Ketac Glaze har stelnat kan hindra härdning av additionsbindande avtrycksmassor av silikon. Ta därför bort detta skikt eller använd en avtrycksmassa av polyeter.

Efterbearbetning

- Tidigast efter minst 3,5 minuter från blandningsstart kan bearbetningen påbörjas med arkansassten, finkorniga diamanter, slipskorv med avtagande korstorlek eller silikonpolerare.
- Om man vill kan man stryka på Ketac Glaze en gång till som en ytförsegling och ljushårda den i 10 sekunder.

Färvaring och hållbarhet

Förvara kapslarna i blisterförpackningen.

Bör användas inom 1 månad efter att blisterförpackningen öppnats.

Förvara produkten vid 15-25 °C/59-77 °F.

Bör inte användas efter förfallodatum.

Kundinformation

Ingen har tillåtitse att lämna ut någon information som avviker från den information som ges i detta instruktionsblad.

Garanti

3M Deutschland GmbH garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel. 3M Deutschland GmbH GER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA SÄDANOM SALBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN SPECIELL ANVÄNDNING. Användaren är ansvarig för att gevara produktens lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt under garantitiden visar sig vara defekt är kundens enda av 3M Deutschland GmbH accepterade krav och 3M Deutschland GmbH:s enda åtagande reparation eller utbyte av produkten.

Ansvarsbegränsning

Så långt gällande lagsättning medger friskriver sig 3M Deutschland GmbH för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett om det rör sig om direkta, indirekta eller oförutspåbara skador eller följdskador. Detta gäller oavsett rättsläglet med avseende på garanti, kontrakt, vårdsløshet eller uppsåt.

Informationsutgåva, februari 2012

FINLAND

Туoteselostus

Ketac™ Molar Quick Aplicap™ on lasi-ionomeerisementti kapselissa. Sen kemiallinen kiinnittymmeinen hammaskiilleeseen ja dentiniin mahollistaa hellävaraisen paikkauksen ja erittäin tiiviin palkan reunan. Materiaalia on saatavana värisäissa A1, A2, A3, A4 ja B2. Se voidaan annostella erikseen, se vapauttaa fluori-ioneja ja on röntgenopaaikki. Kapselin sisältö on vähintään 0,1 ml.

Yksityiskohtaiset tiedot tuotteista Ketac™ Conditioner, CapMix™, RotoMix™, Aplicap™ Activator ja Applier, Ketac™ Glaze on annettu vastaavissa käyttöohjeissa.

☞ Näitä käyttöohjeita tulee säilyttää tuotteen koko käytön ajan.

Indikaatiot

- Alustäyte yksi- tai useampikerroksisille yhdistelmämuovityöväille
- Pilarin rakennus kruunau al
- Maitohampaiden täytemateriaaliksi
- Yhden pinnan täytemateriaaliksi, joka ei kanna purentarastusta
- Hammaskaulan paikat, joiden ulkonäkö ei ole niin tärkeä.
- Yksi- ja monipintaiset väliakaiset paikat
- Laajat fissuuripainoiheet

Varoitoimenpiteet

3M käyttöohjevatiedotteet (KTT) saa osoitteesta www.3mm.com tai Suomen tytäryhtiökesästä.

Preparointi

- Poista hammaskudoksesta vain karies, poraus symmetrialle ei ole tarpeellista.
- Älä tee ohuita viistettä sauma-alueelle, seinämän on oltava tätä materiaalia käytettäessä 0,5 mm vakuina.

Pulpan suojaus

- Pulpan ärsytyksen välttämiseksi voidaan pulpanläiheyset alueet suojata sistemäästi kiinteästi saumaavalla kalsiumhydroksidi-valmisteella.

Esikäsitellyt

Poista preparoinnin aikana muodostunut porausjätkekerros perusteellisesti, jotta optimaalinen kemiallinen sitoutuminen saavutetaan. Käytä preparoiduille pinnoille Ketac™ Conditioneria ja anna aineen vaikuttaa 10 sekuntia.

- Huuhtele alue sitten runsaalla vedellä nenusteellisesti.

Puustaa kaviteetit kuivaksi 2-3 lyhyellä puhalluksella. Ilman tulee olla vedetöntä ja öljytöntä. Kaviteetin voi myös kuivata vanurulla. Älä ylikuivaa! **Kaviteetin tulee olla juuri niin kuiva, että pinta näyttää mattamaisen kiltävältä.** Liian voimakas kuivatus paineella voi aiheuttaa arkuutta paikkauksen jälkeen.

- Vältä uudelleen kontaminaatioita.

Aktiointi

- Aplicap™-aktivaattori (Activator) sijoitetaan tukevalle alustalle ja Aplicap-kapseli asetetaan aktivaattoriin.

Aktiointivipua painetaan voimakkaasti ja täysin alas, kunnes tunnetaan vastus, ja vipua pidetään alaspainettuna 2-4 sekuntia.

- Vain voimakkaalla ja täysin alas asti painatulla vipulla ja pitämällä vipua tässä asennossa varmistetaan, että neste puristuu täysin jauhukseen.

Liian heikolla voimankäytöllä tai ei täysin alas painatulla vipulla jauhukseen puristuu mahdollisesti liian vähän nestettä. Se saattaa aiheuttaa viskositeetin nousun ja muuttaa tuotteenominaisuuksia.

Sekoitus

☞ Sekoita kapselaite suurtaajuuskoittimella n. 4300 värähtelyä/minuutti, esim. CapMix™ 10 sekuntia tai rotatiosekoittimella RotoMix™ 8 sekuntia.

Annostelu

- Annostele Aplicap™-annostimella (Applier). Aplicap-aktivaattori (Activator) ja Aplicap-annostin (Applier) on merkitty punaisella.
- Koko käytön ajan on ehdottomasti vältettävä veden, syvän jne. aiheuttamaa kontaminaatiota ja käsiteltävä alue on pidettävä kuivana.

Varoitus

- Vältä ehdottomasti väliakojaa aktiointiin, sekoituksen ja applikoimnin välillä, koska alkava kovettuminen estää materiaalin levittämistä.
- Ketac Molar Quick Aplicap kiinnittyy metall-instrumenteihin. Ja on siksi huuhdeltava ennen kovettumista kylmällä vedellä.

Ajat

Ajat 23 °C/73 °F huonelämpötilassa ovat:

	min:s
Aktiointi	0:02
Sekoitus RotoMixissä	0:08
tai	
Sekoitus suurtaajuuskoittimessa esim. CapMix	0:10
Käsitellyaika sekoituksen alkamisesta	1:40
Kovettuminen sekoituksen alkamisesta	3:30

Kovettuminen nopeutuu yli 23 °C/73 °F huonelämpötiloissa. Jos käsitelyaika ylitetään, sitoutuminen kiilleeseen ja dentiniin estyy. Lyytymättä sekoitussajat pidettävää ja pitämättä lyhentävää käsitely- ja kovettumisaika. Sekoitussajaksi voidaan suurtaajuuskoittimessa vaiita 8-15 sekuntia ja RotoMixissä 6-8 sekuntia.

Täyteen suojaus

Lasi-ionomeerit kovettuvat kahdessa vaiheessa ja ovat ensimmäisessä kovetusvaiheessa arkoja kosteudelle. Tämän jälkeen saattaa esiintyä dehydraatiota, joka vältetään estää käyttämällä Ketac™ Glaze suoja-ainetta välittömästi muotolon jälkeen.