

coltène® Speedex Universal Activator



3000 0960 12.11

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

/// COLTENE®

Gebrauchsinformation

DE

Definition

Speedex Universal Activator ist eine Dentalabformmasse auf Silikonbasis.

Materialtyp

Polysiloxan, kondensationsvernetzendes Silikon-Elastomer.
Universal Aktivator: grün

Anwendungsgebiete

Universal Aktivator für Speedex putty (Löffelmaterial), Speedex light body (Korrekturmateriale) und Speedex medium (Korrekturmateriale).

Klinische Zeiten (Löffelmaterial)



Klinische Zeiten (Korrekturmateriale)



Gegenanzeigen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Im Falle eines Kontaktes des Katalysators mit den Augen, diese mit viel Wassererspülen und den Augenarzt aufsuchen.

Anwendung

Nur zusammen mit Speedex putty / light body / medium. Bitte die Gebrauchsanweisungen der Basismaterialien beachten.

Haltbarkeit und Lagerung

Speedex erfüllt den vorgesehenen Zweck mindestens bis zum Verfalldatum, das auf den Behältnissen aufgeführt ist, bei gut verschlossenen Dosen, 15–23 °C / 59–73 °F und 50 % relativer Feuchtigkeit. Abformungen sind bei normaler Zimmertemperatur aufzubewahren. Hitze und Sonneneinstrahlung vermeiden. Tube nach Gebrauch sofort wieder verschließen, um ein Auskristallisieren des feuchtigkeitsempfindlichen C-Silikon-Härters zu vermeiden.

Markierung

Das Verfalldatum und die Chargennummer [LOT] sind auf den Behältnissen ersichtlich.

Herausgabe dieser Gebrauchsinformation

12-2011

Abgabe nur an Zahnärzte und zahntechnische Labors oder in deren Auftrag.

Instructions for use

EN

Definition

Speedex Universal Activator is a silicone-based impression material.

Material type

Polysiloxane, condensation-type silicone elastomer.
Universal activator: green

Indications

Universal Activator for Speedex putty (tray-material), Speedex light body (washmaterial) and Speedex medium (washmaterial).

Clinical Time (Traymaterial)



Clinical Time (Washmaterial)



Contra-indications

Provided that the product is used as directed, there are no known contra-indications.

In case of contact of the catalyst with the eyes, wash out with plenty of water and then consult the ophthalmologist.

Usage

Only use together with Speedex putty / light body / medium. Please carefully read instructions for use of base materials.

Shelf life and storage

Speedex fulfills the intended purpose at least until the expiry date, which is displayed on the containers, in well sealed containers at temperatures 15–23 °C / 59–73 °F and 50 % relative air humidity. Impressions should be stored at normal room temperature, avoid exposure to heat and sun. All C – silicone activators are moisture sensitive. Please ensure cap is replaced promptly after use to prevent crystallisation.

Caution

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Marking

The expiry date and number [LOT] are shown on the package and cartridge.

Date of issue

12-2011

Only supplied to dentists and dental laboratories or upon their instructions.

For MSDS see
www.coltenewhaledent.com

Mode d'emploi

FR

Définition

Speedex Universal Activator est un matériau d'impression en silicone.

Type de matériau

Polysiloxane, silicone réticulant par condensation.
Activateur universel: vert

Indications

Activateur universel pour Speedex putty (matériau du porte empreinte), Speedex light body et Speedex medium (matériaux de rebasage).

Temps cliniques (Matériau du porte empreinte)



Temps cliniques (Matériau de rebasage)



Contre-indications

Pas de contre-indication connue si le produit est utilisé conformément à son mode d'emploi.

En cas de contact de l'activateur avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un ophtalmologiste. Activateur universel non irritant.

Utilisation

N'employer qu'avec le Speedex putty / light body / medium. Bien lire le mode d'emploi de ces matériaux.

Durée de conservation et stockage

Les qualités du Speedex sont garanties jusqu'à sa date d'échéance indiquée sur l'emballage si le produit est correctement conservé dans un récipient clos à une température comprise entre 15–23 °C / 59–73 °F et un degré d'humidité relative de 50 %. Conserver les empreintes à température ambiante. Éviter l'exposition à la chaleur et aux rayons du soleil. Tous les activateurs de silicone C sont sensibles à l'humidité. Assurez-vous de replacer le bouchon rapidement après usage afin de prévenir la cristallisation.

Marquage

La date d'échéance et le numéro de [LOT] sont clairement indiqués sur les récipients.

Première publication de ce mode d'emploi

12-2011

A ne livrer qu'aux dentistes ou aux prothésistes dentaires, ou selon leur instruction.

Instrucciones para el uso

ES

Definición

El Activador Universal de Speedex es un material de impresión con base de silicona.

Características del material

Silicona elastómero de condensación con polisiloxanos.
Activador Universal: verde

Indicaciones

Activador Universal para Speedex putty (material de cubeta), Speedex light body (material de registro) y Speedex medium (material de registro).

Tiempo clínico (Material de cubeta)



Tiempo clínico (Material de registro)



Contraindicaciones

No se conocen contraindicaciones siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso.

En el caso de que el catalizador entrara en contacto con los ojos, lave con abundante agua y acuda al especialista.

Aplicación

Usar exclusivamente con Speedex putty / light body / medium. Por favor lea detenidamente las instrucciones de los materiales de base.

Almacenamiento y conservación

Speedex mantiene sus propiedades inalteradas hasta la fecha de caducidad, que viene indicada en el envase, siempre y cuando se mantenga en buenas condiciones de almacenamiento a una temperatura de entre 15–23 °C / 59–73 °F y una humedad relativa del 50 %. Las impresiones se deben almacenar con la temperatura habitual de una habitación evitando su exposición al sol o cualquier fuente de calor. Todos los catalizadores de la silicona C son sensibles a la humedad. Por favor asegúrese de poner el tapón después de su uso para evitar la cristalización.

Marca

La fecha de caducidad y el número de [LOT] pueden verse en los recipientes.

Publicación de esta información

12-2011

Uso permitido exclusivamente a dentistas y laboratorios protésicos o bajo su recomendación.

Istruzioni per l'uso

IT

Definizione

L'attivatore universale Speedex è un materiale per impronta a base silicónica.

Tipo di materiale

Elastomero silicónico, a polimerizzazione per condensazione, polisiloxano.
Attivatore universale: verde

Indicazioni

Attivatore universale per Speedex putty (materiale per portaimpronta), Speedex light body (materiale per correzione) e Speedex medium (materiale per correzione).

Tempi clinici (Materiale per portaimpronta)



Tempi clinici (Materiale per correzione)



Controindicazioni

Se il prodotto viene utilizzando seguendo le istruzioni date, non esistono controindicazioni conosciute.

In caso l'attivatore venga a contatto con gli occhi, sciacquare con acqua abbondantemente ed eventualmente consultare un medico oculista.

Utilizzo

Utilizzare solamente con Speedex putty / light body / medium. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso del materiale di base.

Stoccaggio

Speedex svolge le funzioni a cui è destinato almeno fino alla data di scadenza, che è indicata sulle confezioni, se tenuto in buone condizioni di stoccaggio ad una temperatura di 15–23 °C / 59–73 °F con 50 % di umidità relativa. Le impronte devono essere stoccate a normale temperatura ambiente, evitando l'esposizione diretta al calore e ai raggi solari. Tutti gli attivatori di silice C sono sensibili all'umidità. Assicurarsi che il cappuccio venga chiuso prontamente dopo l'utilizzo al fine di prevenire la cristallizzazione.

Marcatore

La data di scadenza e il numero di [LOT] sono indicati sulle confezioni e sulle cartucce.

Data di emissione delle istruzioni per l'uso

12-2011

Fornire il materiale solamente ai medici dentisti e ai tecnici di laboratorio o a persone da loro incaricate.

Bruksanvisning

SV

Definition

Speedex Universal Aktivator är en dentalavtrycks-massa på silikonbasis.

Materialtyp

Polysiloxan, kondensationshärdande silikon-elastomer.
Universal aktivator: grön

Användningsområde

Universal aktivator för Speedex putty (skedmaterial), Speedex light body (korrekturmateriale) och Speedex medium (korrekturmateriale).

Kliniska arbetstider (Skedmaterial)



Kliniska arbetstider (Korrekturmateriale)



Kontraindikationer

Vid användande i avsett ändamål inga bekant.
Om universalaktivatorn kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med vatten och uppsök ögonläkare.

Användning

Bara tillsammans med Speedex putty / light body / medium. Beakta basismaterialets bruksanvisning.

Hållbarhet och lagring

Speedex Universal Aktivator uppfyller sitt förutsedda ändamål till det förfalldatum som återfinns på förpackningen, vid väl förslutna burkar, 15–23 °C / 59–73 °F och 50 % relativ luftfuktighet. Avtryck skall förvaras vid normal rumstemperatur. Undvik värme och solstrålning. Alla K-silikoners aktivatorer är fukt känsliga. Försäkra er därför att locket till tuben är stängd efter användan för att undvika kristallisering.

Markering

Förfalldatum och [LOT]-nr befinner sig på förpackningen.

Bruksanvisningen utgiven

12-2011

Utlämnas endast till tandläkare eller tandteknisk personal eller i dessas uppdrag.

