



# MD 535



D	Gipsentferner
GB	Plaster remover
F	Dissolvant de plâtre
I	Solvente per gesso
E	Eliminador de yeso
P	Removedor de gesso
NL	Gipsverwijderaar
S	Gipsborttagare
FIN	Kipsinpoistoaine
N	Gipsfjerner
DK	Gipsfjerner
GR	Kaθαριστικό γύψου
PL	Środek do usuwania gipsu
CZ	Prostředek na odstraňování sádry
SK	Odstraňovač sadry
SLO	Odstranjevalec mavca
H	Gipszeltávolító
EST	Kipsieemaldaja
LV	Ģipša tīrišanas līdzeklis
LT	Priemonė gipsui šalinti
RUS	Средство для удаления гипса
BG	Препарат за отстраняване на гипс
RO	Produs pentru îndepărtarea ghipsului



DÜRR DENTAL AG  
74302 Bietigheim-Bissingen,  
Germany  
Tel: +49 7142 705-0  
info@duerr.de • www.duerr.de  
Made in Germany



## MD 535 Gipsentferner

MD 535 ist ein Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft zur Entfernung von **Gipsen** und **Alginate** von Abdrukköpfeln, Anrührspateln, Gipsmessern, Amischbechern (auch von Vakuum-Mischgeräten), prothetischen Materialien aller Art, kieferorthopädischen Regulatoren etc.

**Zusammensetzung:** MD 535 enthält Komplexbildner (15 - 30 %), alkalische Reinigungskomponenten (< 5 %) und Hilfsstoffe.

**Anwendung:** MD 535 wird unverdünnt angewendet. Zu reinigende Teile in MD 535 einlegen und Lösung einwirken lassen. Nach der Behandlung Reinigungsgut mit Wasser spülen.

Der Reinigungsvorgang wird durch den Einsatz eines **Ultraschallgerätes** und durch Erwärmung auf max. 50 °C beschleunigt. Lösung nach Bedarf erneuern. Aufsteigende Gasblasen zeigen die Reinigungswirkung an. Ist dies nicht mehr der Fall, muß eine frische Lösung verwendet werden.

Rückstände in der Lösung beeinträchtigen die Wirkung von MD 535 nicht.

**Hinweise:** Bei verchromten und vernickelten Abformlöffeln ist die Verträglichkeit gegenüber MD 535 zu prüfen. Abformlöffel aus Aluminium nicht länger als 1 Stunde in MD 535 einlegen.

**Ch.-B./verwendbar bis:** siehe Aufdruck.

**Reizend:** Gefahr ernster Augenschäden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

UBA 0626 0038  
Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA, Feldstraße 7a, A-6020 Innsbruck, ☎ +43 512 572834  
Vertrieb in Schweiz: DÜRR DENTAL AG, Seestraße 108, CH-9326 Horn, ☎ +41 71 8441030

## MD 535 Plaster remover

MD 535 is a special cleaner with strong cleaning power for the removal of **plaster** and **alginates** from impression trays, spatulas, plaster knives, mixing beaters (also from vacuum mixing devices), prosthetic materials of all types, orthodontic appliances, etc.

**Composition:** MD 535 contains complexing agents (15 - 30%), alkaline cleansing agents (< 5%) and auxiliary substances.

**Instructions for use:** MD 535 is used undiluted. Place the parts to be cleaned in MD 535 and allow the solution to take effect. After treatment, rinse off the cleaning agent with water.

The cleaning process is accelerated by the use of an **ultrasonic unit** and by heating to up to a maximum of 50 °C. Renew solution when necessary. Rising gas bubbles indicate a cleaning action. If these are no longer present, a fresh solution must be used. Residues in the MD 535 solution do not influence its action.

**Ch.-B./expiry date:** see imprint.

**Irritant:** Risk of serious damage to eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable gloves and eye/face protection.

Rappresentante in Italia: DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l., Via Dell'Artigianato n. 8, I-20053 Muggiò (Mi), ☎ +39 0 39 59 70 30 0

## MD 535 Eliminador de yeso

El MD 535 es un agente especial, de alto poder limpiador, para eliminar **yesos** y **alginatos** de las cucharas de modelado, de las espátulas de mezcla, de los cuchillos de yeso, vasos de mezclado (también de

## MD 535 Dissolvant de plâtre

Le MD 535 est un puissant nettoyant spécialement destiné à enlever les résidus de **plâtre** et d'**alginate** sur les porte-empreintes, les spatules à délayer, les couteaux à plâtre, les mortiers (ainsi que les mélangeurs sous vide), les matériaux prothétiques de toute sorte, les régulateurs d'orthodontie etc.

**Composition:** Le MD 535 contient des agents complexes (15 - 30 %), des agents alcalins (< 5 %) et des adjutants.

**Mode d'emploi:** Le MD 535 est utilisé non dilué. Placer l'objet à nettoyer dans le MD 535 et laisser agir la solution. Après le nettoyage, renover la solution pour le remoho en cas nécessaire. La apparition de bulles de gaz indique l'effet du détergent. Si elles ne apparaissent, il convient de changer la solution. La présence de résidus dans la solution n'altère pas l'efficacité du MD 535.

**Ch.-B./date de péremption:** voir le marquage.

**Irritant:** Risque de lésions oculaires graves. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

Distribuido en España por: DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S.A., Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, E-08210 Barbera del Valles (Barcelona), ☎ +34 937183335

## MD 535 Solvente per gesso

MD 535 é um produto especial de limpeza altamente efectivo na remoção de **gesso** e **alginato** depositados sobre moldes, espátulas de mistura, láminas de gesso, recipientes para mistura (também de aparelhos de mistura a vácuo), material protético de todo tipo, reguladores ortopédicos para máscaras, etc.

**Composição:** MD 535 contém agentes de complexos (15 - 30%), componentes de limpeza alcalina (< 5 %) e elementos auxiliares.

**Forma de aplicação:** MD 535 é aplicado sem ser dissolvido. Colocar as peças a serem limpas no MD 535, deixando a solução agir. Após o tratamento, enxáguar os objectos com água. O processo de limpeza pode ser acelerado através do uso de um **aparelho ultrasonico** e através do aquecimento de até, no máximo, 50 °C.

Renovar a solução, de acordo com a necessidade. A produção de bolhas mostra que o produto está fazendo efeito. Caso isto não mais ocorra, deve-se utilizar uma solução fresca.

Resíduos na solução não prejudicam a ação do MD 535.

**Ch.-B./att användas före:** se stampel.

**Irritante:** Risco de lesões oculares graves. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico. Usar guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

Distribuido em Portugal por: DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S.A., Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, E-08210 Barbera del Valles (Barcelona), ☎ +34 93 7183335

## MD 535 Eliminador de yeso

El MD 535 es un agente especial, de alto poder limpiador, para eliminar **yesos** y **alginatos** de las cucharas de modelado, de las espátulas de mezcla, de los cuchillos de yeso, vasos de mezclado (también de

## MD 535 Gipsverwijderaar

De MD 535 is een speciaal reinigingsmiddel met grote reinigingskracht voor het verwijderen van **gips** en **alginaten** van afdrukkelpels, mengspatels, gipsmessens, mengbekers (ook van vacuümengapparaten), alle

apparaten van meegeladen alvast tot lege ruimte), de regulatoren d'orthodontie etc.

**Compositie:** De MD 535 bevat complexvormende sustances (15 - 30 %), alkalische reinigingscomponenten (< 5 %) en hulpstoffen.

**Toepassing:** MD 535 wordt onverdunt gebruikt. De te reinigen delen in MD 535 leggen en de oplossing laten inwerken. Na de behandeling het gereinigde materiaal met water afspoelen.

**Aplicación:** El MD 535 se emplea sin diluir. Sumergir en MD 535 las piezas a limpiar y dejar actuar la solución. Despues del remoho, enjuagar las piezas con agua.

**Composition:** Le MD 535 se utilise non dilué. Placer l'objet à nettoyer dans le MD 535 et laisser agir la solution. Après le remoho, rincer les pièces avec de l'eau.

**Ch.-B./viimeinen käyttöpäivä:** katso leima.

**Ärsityvä:** Vakavan silmäaurion vaara. Roiskeet silmistä huuhdeltava väliittämästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin käytettävä sopiva suojakäsinetä ja silmien- tai kasvonsuojaointa.

**Suositus:** To MD 535 perierhelel seumplokotipoitikés enwoseis (15 - 30 %), alkaaliká kaθaristiká suostatiká (< 5 %) kai voithetiká ulika

**Esfarmoni:** Η εφαρμογή του MD 535 γίνεται χωρίς αραίωση. Τοποθέτηστε τα προς καθαρισμό εξαρτήματα στο MD 535 και αφήστε το δάλαμα να επιδράσει. Μετά, την εφαρμογή, ξεπλύνετε το καθαριστικό προϊόν, με νερό. Η διαδικασία καθαρισμού επιταχύνεται με τη χρήση **υστεκεύ** υπερήχων

και θέρμανση σε μέγιστη θερμοκρασία 50 °C. Ανανεώστε το δάλαμα, όπως απαιτείται. Ο σχηματισμός φυσαλίδων αερίου είναι ενδεικτικός, της καθαριστικής δράσης. Εάν δε συμβιένει πλέον, απαιτείται η ανανέωση του διάλαμπου. Τυχόν κατάλοιπα στο δάλαμα δεν υποβαθμίζουν τη δράση του MD 535.

**Υποδείξει:** Σε περίπτωση επιχωμαμένων και επικινητωμένων σπαστούλων διαμόρφωσης απαιτείται ελέγχος της συμβατότητας με το MD 535. Μην τοποθετείτε σπάτούλες διαμόρφωσης από ραυμινίο στο MD 535 για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της 1 ώρα.

**Παρτίδα/ανάλωση ήως:** βλ. αφραγίδα.

**Ερεθιστικό:** Ερεθίζει τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Να φοράτε καταλληλη γάντια.

**MD 535 Środek do usuwania gipsu**

MD 535 är ett speciellt rengöringsmedel med stark rengöringskraft för borttagning av **gips** och **alginat** från formar för tandavtryck, spatlar för tillräcklig, gipsknivar, bländebeger (også fra vakuumblandemasiner), alla typer protesematerialer, kjeveortopedisk apparatur osv.

**Bruk:** MD 535 brukes ufortynnet. Legg gjenstandene som skal rengjøres i MD 535 og la løsningen virke. Etter behandlingen skal rengjøringsprosessen fremskyndes ved bruk av **ultradydapparat** og ved oppvarming til maksimalt 50 °C. Væsken fornyes etter behov. Små bobler som stiger opp viser rengjøringsvirkingen. Sker ikke dette, må væsken skiftes ut. Partikler i væsken virker ikke inn på effekten av MD 535.

**Ch.-B./bør brukes innen:** se inn�ring.

**Irriterende:** Fare for alvorlig øyeskade. Får man stoffet i øynene, skal straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egneved vernehansker og -briller/ansiktsskjerm.

**Bruksanvisning:** MD 535 använder os påfyllt. Ligg gjenstandene som skal rengjøres i MD 535 og la løsningen virke. Etter behandlingen skal rengjøringsprosessen fremskyndes ved bruk av **ultradydapparat** eller oppvarming til maksimalt 50 °C. Vær oppmerksom på at ikke vann kan få til å løsne gipsbubblene.

**Ch.-B./att användas före:** se stampel.

**Irritante:** Riscos de lesões oculares graves. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico. Usar guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

**Sammensætning:** MD 535 inneholder kompleksdannere (15 - 30 %), alkaliske rensekompontenter (< 5 %) og hjälpestoffer.

**Forma de aplicacion:** MD 535 es aplicado sin ser disolvido. Colocar as peças a serem limpas no MD 535, deixando a solução agir. Após o tratamento, enxáguar os objectos com água. O processo de limpeza pode ser acelerado através do uso de um **aparelho ultrasonico** e através do aquecimento de até, no máximo, 50 °C.

Renovar a solução, de acordo com a necessidade. A produção de bolhas indica o efeito detergente em corso. Qualora ciò não mais ocorra, deve-se utilizar uma solução fresca.

Resíduos na solução não prejudicam a ação do MD 535.

**Notá:** Deve-se testar a compatibilidade do produto antes de utilizá-lo.

**Ch.-B./att användas före:** se stampel.

**Irritante:** Risco de lesões oculares graves. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico. Usar guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

Distribuido en Portugal por: DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S.A., Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, E-08210 Barbera del Valles (Barcelona), ☎ +34 93 7183335

## MD 535 Kipsinpoistoaine

MD 535 on erikoispuhdistusaine, joka poistaa erittäin tehokkaasti kipsit ja alginaatit jäljennösluokista, sekoituslaastaimista, kipsiveistisistä, sekoituskuipeista (myös sekoituksen käytettävistä tyhjöläitteistä), kaikenlaista proteesiateriaaleista, leukaliuun ortopedista tukilaiteista jne.

**Koostumus:** MD 535 sisältää kompleksinmuodostajat (15 - 30 %), emäksisiä puhdistuskompontteja (< 5 %) ja apuaineita.

**Käytöohje:** Käytä MD 535 - kipsinpoistoainetta laimentamattomana.

Laita puhdistettavat osat MD 535 - liuokseen ja anna liuokseen vaittaa. Huuhdo puhdistettut osat pudistukseen jälkien vedellä.

Voi nopeuttaa kipsinpoistoaa käytettämällä puhdistukseen.

**ultraänialaitta** korkeintaan 50 °C: lämpötilassa. Vaihda liuos tarpeen mukaan uuteen. Liuos on niin kauan käytökkölein, kun liuos tarpeella kaasukuplia. Kun kaasukuplia ei enää näy, on puhdis-

## MD 535 Gipsfjerner

MD 535 er et spesialrentningsmiddel med stor renteingeffekt til fjerning av gips og alginat fra avtrykskjeer, blødespatler, gipskniver, blændebegee (også fra vakuumblandemasiner), alle typer protesematerialer, kjeveortopedisk apparatur osv.

**Sammenstilling:** MD 535 bevat complexvormende sustances (15 - 30 %), alkaliske reinigingskomponenter (< 5 %) en hulpstoffen.

**Toepassing:** MD 535 wordt onverdunt gebruikt. De te reinigen delen in MD 535 leggen en de oplossing laten inwerken. Na de behandeling het gereinigde materiaal met water afspoelen.

**Aplicación:** El MD 535 se emplea sin diluir. Sumergir en MD 535 las piezas a limpiar y dejar actuar la solución. Despues del remoho, enjuagar las piezas con agua.

**Composition:** Le MD 535 se utilise non dilué. Placer l'objet à nettoyer dans le MD 535 et laisser agir la solution. Après le remoho, rincer les pièces avec de l'eau.

**Ch.-B./fecha de caducidad:** véase lo grabado.

**Ch.-B./último gebruiksdatum:** zie stempel.

**Irritante:** Riesgo de lesiones oculares graves. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y abundantemente con agua y consultar un médico. Usar guantes y equipamiento protector para los ojos/face adecuados.

**Instructions for use:** MD 535 is used undiluted. Place the parts to be cleaned in MD 535 and allow the solution to take effect. After treatment, rinse off the cleaning agent with water.

The cleaning process is accelerated by the use of an **ultrasonic unit** and by heating to up to a maximum of 50 °C. Renew solution when necessary. Rising gas bubbles indicate a cleaning action. If these are no longer present, a fresh solution must be used. Residues in the MD 535 solution do not influence its action.

**Ch.-B./scadenza ii:** vedi stampo.

**Irritante:** Rischio di gravi lesioni oculari. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abundantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

**Instructions for use:** MD 535 is used undiluted. Place the parts to be cleaned in MD 535 and allow the solution to take effect. After treatment, rinse off the cleaning agent with water.

The cleaning process is accelerated by the use of an **ultrasonic unit** and by heating to up to a