

Enamelast® Fluoride Varnish
5% Sodium Fluoride Unit Dose

Description: Enamelast® Fluoride Varnish is a flavored, xylitol-sweetened 5% sodium fluoride in a resin carrier delivered in a 0.4mL unit dose blister pack delivery.

Indications for Use:

Enamelast® Fluoride Varnish contains 5% sodium fluoride in a varnish carrier which produces a mechanical occlusion of the dentinal tubules in the treatment of tooth hypersensitivity.

Directions for Use:

- Thoroughly brush teeth, rubber cup polish or wipe teeth with gauze prior to placement.
- Open blister pack by peeling back and removing foil lid.
- Lightly dry area to be treated.
- Using the disposable delivery brush, apply a thin smooth layer of Enamelast to as many dry tooth surfaces as possible using a painting motion.

NOTE:

- The brush may be bent up to a 90 degree angle for easier access.
- Enamelast sets when in contact with water or saliva. Allow cheeks, lips and saliva to contact teeth or gently flow cool water over the teeth. For esthetic reasons, encourage patients to NOT "lick" teeth for a few minutes after placement.
- Patients should avoid brushing, flossing and chewing hard, sticky and hot foods for 4-6 hours after treatment. Enamelast® Fluoride Varnish will begin to flake off with each brushing.

Precautions and Warnings:

- Carefully read and understand all instructions before using.
- Store at room temperature.
- Do not use on patients with ulcerative gingivitis or stomatitis.
- Do not use with other topical fluoride treatments the same day and instruct patient to refrain from using oral fluoride supplements for 4 (four) days after treatment.
- Do not use on patients with a known sensitivity to ingredients including colophony (kolophonium) and/rosin. If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician.
- In rare instances, edematous swelling has been reported after extensive fluoride varnish treatment and dyspnea has been reported in asthmatic children.
- Some patients may experience nausea after application. If nausea persists, thoroughly brush to remove the varnish film.
- Properly disposed of containers and brushes after use.
- Keep out of reach of children.
- For professional use only.

NOTE: For MSDS and additional information about using Enamelast® Fluoride Varnish and other related products, please go to **www.ultradent.com**

Enamelast® Barniz Fluorado
Fluoruro de Sodio al 5% en Dosis Unitaria

Descripción: El Barniz Fluorado Enamelast® es fluoruro de sodio al 5%, saborizado y endulzado con xilitol, en un vehículo de resina, dispensado en blísters de dosis unitarias de 0,4ml.

Indicações de Uso
El Barniz Fluorado Enamelast® contiene un 5% de fluoruro de sodio en un vehículo de barniz que provoca una oclusión químico-mecánica de los túbulos dentinarios durante el tratamiento de la hipersensibilidad dental.

Instrucciones de Uso:

- Cepillar concienzudamente los dientes, pútalos con copa de goma o limpielos con una gasa antes de la colocación.
- Abra el blister tirando hacia atrás y removiendo la lámina de aluminio.
- Seque levemente el área a ser tratada.
- Utilizando el cepillo dispensador descartable, aplique una capa fina y ligera de Enamelast en tantas superficies dentales secas como sea posible utilizando un movimiento de pincelado.

NOTA:

- El cepillo puede doblarse hasta un ángulo de 90º para un acceso más sencillo.
- Enamelast endurece al entrar en contacto con agua o saliva. Permítala que las mejillas, los labios y la saliva entren encontacto con los dientes o dispense suavemente agua fresca so bre los mismos. Porrazones estéticas, indique a los pacientes a que NO "laman" sus dientes durante algunos minutos luego de la colocación.
- Los pacientes deberán evitar el cepillado, el hilo dental y masticar comidas sólidas y pegajosas por las 4-6 horas posteriores al tratamiento. El Barniz Fluorado Enamelast® comenzará a desprenderse con cada cepillado.

Precauciones y advertencias:

- Lea cuidadosamente y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar.
- Almacene a temperatura ambiente.
- No utilice en pacientes con gingivitis o estomatitis ulcerativa.
- No utilice conjuntamente con otros tratamientos tópicos de fluoruro en el mismo día, e instruya al paciente para que no tome suplementos fluorados orales durante los 4 (cuatro) días siguientes al tratamiento.
- No utilice en pacientes con sensibilidad conocida a los ingredientes, incluyendo colofonias y/o rosina. De surgir una reacción alér gica, dermatitis o un sarpullido, consulte al médico.
- En raras ocasiones, se ha reportado tumefacción edematosa luego de tratamientos extensos con barnices de fluor, y se ha reportado dispnea en niños asmáticos.
- Algunos pacientes pueden experimentar náuseas después de la aplicación. Si las náuseas persisten, cepille concienzudamente para remover la película de barniz.
- Descarte adecuadamente los recipientes y cepillos luego del uso.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Sólo para uso profesional.

NOTA: Por la HDSM (MSDS) e información adicional acerca del uso del Barniz Fluorado Enamelast® y otros productos relacionados, por favor visite **www.ultradent.com**

ENamelast® Fluoridlack
5 % Natriumfluorid in Einmal-Portionspackungen

Beschreibung: Enamelast® Fluoridlack ist ein aromatisiertes, mit Xylitol gesüßtes 5 % Natriumfluorid in einem Kunstharzträger. Es wird in einer 0,4 ml Blisterpackung geliefert.

Anwendungsbereich: Enamelast® Fluoridlack enthält 5 % Natriumfluorid in einem Kunstharzträger zur Behandlung von hypersensiblen Zähnen. Der Lack führt zu einem mechanisch/chemischen Verschluss der Dentintubuli.

Gebrauchsanweisung:

- Vor dem Auftragen die Zähne gründlich putzen, mit einem Gummikbel polieren oder mit Gaze abwischen.
- Die Blisterpackung öffnen, indem Sie die Folie abziehen und entfernen.
- Den zu behandelnden Bereich leicht trocken blasen.
- Mit der Applikationsbürste zum Einmalgebrauch in einer streichenden Bewegung eine dünne, gleichmäßige Schicht Enamelast auf so viel trockene Oberfläche wie möglich aufbringen.

HINWEIS:

- Die Bürste kann bis zu 90° gebogen werden, um einen besseren Zugang zu ermöglichen.
  - Enamelast bindet ab, sobald es mit Wasser oder Speichel in Berührung kommt. Lassen Sie die Wangen, die Lippen und den Speichel mit den Zähnen in Berührung kommen, oder spülen Sie die Zähne sanft mit kühlem Wasser. Empfehlen Sie den Patienten, sich für ein paar Minuten nach der Behandlung NICHT die Zähne zu „lecken“.
  - Patienten sollten Zahnputzen, den Gebrauch von Zahnsähe und das Kauevn von harten, klebrigen und heißen Speisen für 4-6 Stunden nach der Behandlung vermeiden. Enamelast® Fluoridlack beginnt sonst mit jedem Zahnputzen abzublättern.
- Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:
- Vor der Anwendung alle Gebrauchsanweisungen lesen und verstehen.
  - Bei Raumtemperatur lagern.
  - Nicht bei Patienten verwenden, die unter ulzeröser Gingivitis oder Stomatitis leiden.
  - Nicht mit anderen Fluoridbehandlungen der Zahnoberflächen am gleichen Tag kombinieren. Weisen Sie den Patienten darauf hin, keine oralen Fluorid-Ergänzungsmittel für 4 (vier) Tage nach der Behandlung einzunehmen.
  - Nicht bei Patienten verwenden, bei denen eine Sensibilität auf Inhaltsstoffe wie Kolophonium / Kunstharze bekannt ist. Falls allergische Reaktionen, Dermatitis oder ein Hautausschlag auftreten, suchen Sie einen Arzt auf.
  - In seltenen Fällen wurde nach einer ausgedehnten Behandlung mit Fluoridlack eine ödematöse Schwellung und eine Atemnot bei asthmatischen Kindern beobachtet.
  - Nach der Anwendung kann es bei einigen Patienten zu Übelkeit kommen. Falls die Übelkeit anhält, gründlich bürslen, um den Lackfilm zu entfernen.
  - Entsorgen Sie Behälter und Bürsten nach der Verwendung sachgerecht.
  - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
  - Nur zur zahnärztlichen Anwendung.
- HINWEIS: Das Sicherheitsdatenblatt und zusätzliche Informationen über den Einsatz von Enamelast® Fluoridlack und verwandte Produkte finden Sie auf **www.ultradent.com**

Enamelast® Verniz de fluoreto
Dose unitária de fluoreto de sódio a 5 <span> </span> %

Descrição:

Verniz de fluoreto Enamelast® é um fluoreto de sódio a 5 % com sabor, adoçado com xilitol numa suspensão de resina sob a forma de blister de dose unitária de 0,4 mL.

Indicações de utilização:

Verniz de fluoreto Enamelast® contém fluoreto de sódio a 5 % numa suspensão de verniz que produz uma oclusão mecânica/química dos túbulos dentinários no tratamento da hipersensibilidade dentária.

Instruções de utilização:

- Escovar bem os dentes, polir com copo de borraça ou limpar os dentes com gaze antes da colocação.
- Abra o blister levantando e removendo a tampa de película.
- Secar ligeiramente a área a ser tratada.
- Utilizando uma escova de aplicação descartável, aplicar uma camada fina e uniforme de Enamelast na máxima superfície seca do dente com um movimento de lado para lado.

NOTA:

- A escova pode ser dobrada até um ângulo de 90 graus para permitir um acesso mais fácil.
  - Enamelast polimeriza quando entra em contacto com água ou saliva. Deixar as bochechas, lábios e saliva entrarem em contacto com os dentes ou deitar cuidadosamente água sobre os dentes. Por motivos estéticos, encorajar os pacientes a NÃO "lamber" os dentes durante alguns minutos após a aplicação.
  - Os pacientes devem evitar escovar, usar fio dental e mastigar alimentos duros, pegajosos e quentes durante as primeiras 4 a 6 horas após o tratamento. O Verniz de fluoreto Enamelast® começará a descascar com cada escovagem.
- Precações e advertências:
- Le atentamente e compreender todas as instruções antes da utilização.
  - Guardar à temperatura ambiente.
  - Não utilizar em pacientes com gengivite ou estomatite ulcerosa.
  - Não utilizar com outros tratamentos com fluoreto tópico no mesmo dia e instruir o paciente para evitar a utilização de suplementos de fluoreto orais durante 4 (quatro) dias após o tratamento.
  - Não utilizar em pacientes com alergias conhecidas aos ingredientes, incluindo colofónia (kolophonium). Em caso de reação alérgica, dermatite ou se surgir erupção cutânea, consultar um médico.
  - Em casos raros tem havido relatos de edema após tratamento extenso com fluoreto e tem sido relatada dispnea em crianças asmáticas.
  - Alguns pacientes podem experimentar náusea após a aplicação. Se a náusea persistir, escovar vigorosamente para remover a película de verniz.
  - Descartar os recipientes e escovas corretamente após a utilização.
  - Mantêr fora do alcance das crianças.
  - Destina-se exclusivamente à utilização profissional.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informação adicional sobre a utilização do Verniz de fluoreto Enamelast® e de outros produtos relacionados, visite **www.ultradent.com**

Vernis Enamelast® au fluorure
Dose unitaire de fluorure de sodium à 5%

Description:

Le vernis Enamelast® au fluorure est un fluorure de sodium à 5 % sucré au xylitol dans un excipient résine et livré par plaquette de doses unitaires de 0,4 ml.

Indications d'emploi:

Le vernis Enamelast® est un fluorure de sodium à 5% dans un vernis qui produit une occlusion mécanique/ chimique des tubules dentinaires lors du traitement de l'hypersensibilité dentaire.

Mode d'emploi:

- Brossez les dents soigneusement, polissez à la cupule en caoutchouc ou essuyez les dents avec une gaze avant l'application.
- Ouvrez la plaquette en retirant le film aluminium au dos.
- Séchez légèrement la zone à traiter.
- A l'aide du pinceau d'application jetable, appliquez une fine couche lisse sur autant de surfaces dentaires sèches que possible en utilisant un mouvement de peinture.

NOTE :

- Le pinceau peut se courbé à 90 degrés pour un meilleur accès.
  - Enamelast prend quand il entre en contact avec de l'eau ou de la salive. Laissez les joues, les lèvres et la salive entrer en contact avec les dents ou faites couler un doux débit d'eau fraîche sur les dents. Pour des raisons esthétiques, encouragez les patients à NE PAS se "lécher" les dents pendant quelques minutes après le placement.
  - Les patients devraient éviter le brossage, la soie dentaire et de mâcher des aliments durs, collants et chauds entre 4 et 6 heures après le traitement.
- Le vernis Enamelast® au fluorure commencera à s'écailler avec chaque brossage.
- Précautions et avertissements :
- Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
  - Entrezpose à température ambiante.
  - Ne pas utiliser sur des patients ayant une gingivite ulcéreuse ou une stomatite.
  - N'utilisez pas d'autres traitements topiques au fluorure le même jour et instruisez des patients de s'abstenir de prendre des suppléments fluorés par voie orale pendant 4 (quatre) jours après le traitement.
  - Ne pas utiliser chez des patients présentant une sensibilité connue aux ingrédients, y compris la colophane (Kolophonium). Si une réaction allergique, une dermatite ou une éruption cutanée se développe, consultez un médecin.
  - Dans de rares cas, un gonflement oedémateux a été rapporté après un traitement intensif au vernis fluoré et une dyspnée a été rapportée chez les enfants asthmatiques.
  - Certains patients peuvent souffrir de nausées après l'application. Si la nausée persiste, brossez soigneusement pour enlever le film du vernis.
  - Éliminez de façon appropriée les conteneurs et les pinceaux après usage.
  - Tenir hors de portée des enfants.
  - Destiné à un usage professionnel uniquement.
- NOTE : Pour la FDS et des informations supplémentaires concernant l'utilisation du vernis Enamelast® au fluorure et autres produits connexes, veuillez visiter **www.ultradent.com**

Enamelast® Fluoridlack
5 <span> </span> % Natriumfluorid enhetsdos

Beskrivning:

Enamelast® fluoridlack är en smaksatt, xylitol-sötad 5 % natriumfluorid i en resinbäare som levereras i en enhetsdos på 0,4 ml i blisterförpackning.

Användningsområden:

Enamelast® fluoridlack innehåller 5 % natriumfluorid i en lackbäare som åstadkommer en mekanisk/kemisk ocklusion av dentinkanalerna vid behandling av överkänsliga tänder.

Bruksanvisning:

- Börsta tänderna noggrant, polera med gummikopp eller torka av tänderna med en gasväv före placering.
- Öppna blisterförpackningen genom att skala av och avlägsna folielocket.
- Torka lätt området som skall behandlas.
- Applcera med hjälp av engångs leveransborste ett tunt, jämnt lager Enamelast på så många torra tänder som möjligt med en målände rörelse.

OBS:

- Borsten kan böjas upp till 90 graders vinkel för lättare åtkomst.
  - Enamelast stelnar då det kommer i kontakt med vatten eller saliv. Kinder, läppar och saliv kan vara i kontakt med tänderna eller lätt svalt vatten försiktigt rinna över tänderna. Av estetiska skäl bör patienterna uppmuntras att INTE "licka" tänderna under några minuter efter placeringen.
  - Patienterna bör undvika att borsta tänderna, använda tandtråd och tugga hård, klabbig och varm föda 4-6 timmar efter behandlingen. Enamelast® fluoridlack börjar flaga av vid varje borstning.
- Försiktighetsåtgärder och varningar:
- Läs noga igenom och förstå alla instruktioner före användning.
  - Förvara i rumstemperatur.
  - Använd inte på patienter med blödande gingivit eller stomatit.
  - Använd inte andra optiska fluoridbehandlingar under samma dag och instruera patienten att inte använda orala fluoriditillskott under fyra (4) dagar efter behandlingen.
  - Använd inte på patienter med känd känslighet för ingredienser som innehåller tallharts (kolofonium) och harts. Om allergisk reaktion, dermatit eller utslag utvecklas bör läkare vidtalas.
  - Sällsynta fall har ödematös svullnad rapporterats efter omfattande behandling med fluoridlack och andtpåa har rapporterats hos astmatiska barn.
  - En del patienter kan känna sig illamående efter applicering. Om illamandet fortgår bör lackfilmen avlägsnas genom grundlig borstning.
  - Kasta på korrekt sätt bort förpackningar och borstar efter användningen.
  - Förvaras under räckhåll för barn.
  - Endast för användning av tandläkare.

OBS: För materialsäkerhetsblad och ytterligare information om användning av Enamelast® fluoridlack och andra relevanta produkter, gå till **www.ultradent.com**

FR Enamelast® Fluoridelac
5% natriumfluoride – spatulgitte

Beskrivning:

Enamelast® fluoridelac is een gearomatiseerd, met xylitol gezoet 5%-natriumfluoride in een kunststofdrager, geleverd in een blisterverpakking met een 0,4ml-eenhetsdosis.

Indicaties voor gebruik:

Enamelast® fluoridelac bevat 5% natriumfluoride in een lakdrager waarmee een mechanische/chemische afsliding van de dentinekanaltjes tot stand wordt gebracht voor de behandeling van overgevoelige tanden.

Gebruiksaanwijzing:

- Breng Enamelast aan na de tanden goed te poetsen, met een rubbercup te polijsten of met een gaasje af te nemen.
  - Open de blisterverpakking door het foliedeksel eraf te trekken en te verwijderen.
  - Droog het te behandelen oppervlak lichtjes.
  - Breng met de disposable applicatieborstel een dun, glad laagje Enamelast aan op zo veel mogelijk droge tandvlakken.
- OPMERKING:
- De borstel kan in een hoek van maximaal 90 graden gebogen om gemakkelijker toegang te krijgen.
  - Enamelast verhardt bij contact met water of speeksel. Zorg dat wangen, lippen en speeksel in contact komen met de tanden of laat voorzichtig koud water over de tanden lopen. Raad patiënten om esthetische redenen aan om de tanden gedurende een paar minuten na het aanbrengen van Enamelast NIET te likken.
  - Patiënten moeten gedurende 4 tot 6 uur na de behandeling vermijden hun tanden te poetsen of te flossen en hard, kleverig en warm voedsel te kauwen. Enamelast® fluoridelack begint vanaf de eerste poetsbeurt af te schilferen.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen :

- Vóór gebruik alle instructies aandachtig lezen en begrijpen.
  - Bij kamertemperatuur bewaren.
  - Niet gebruiken bij patiënten met ulceratieve gingivitis of stomatitis.
  - Niet gebruiken met andere topische fluoridebehandelingen op dezelfde dag. De patiënt instrueren om gedurende 4 (vier) dagen na de behandeling geen orale fluoridesupplementen te gebruiken.
  - Niet gebruiken bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor bestanddelen zoals colofonium (pinjnhars). Als een allergische reactie, dermatitis of huiduitslag optreedt, een arts raadplegen.
  - In zeldzame gevallen is oedemateuze zwelling gemeld na een uitgebreide behandeling met fluoridelack. Dyspneu is gemeld bij astmatische kinderen.
  - Sommige patiënten kunnen na toepassing misselijk worden. Als de misselijkheid aanhoudt, de tanden goed poetsen om de lakfilm te verwijderen.
  - houders en borstels op juiste wijze afvoeren na gebruik.
  - Buiten bereik van kinderen houden.
  - Uitsluitend voor professioneel gebruik.
- OPMERKING: Het veiligheidsinformatieblad en aanvullende informatie over het gebruik van Enamelast® fluoridelac en andere aanverwante producten zijn te vinden op **www.ultradent.com**

ENamelast® fluorlak
5 <span> </span> % natriumfluor enhetsdosis

Beskrivelse:

Enamelast® fluorlak er en xylitol-sødet 5 % natriumfluorid med smag i en resinbase, der leveres i en 0,4 ml enhetsdosis i en blisterpackning.

Beregnet anvendelse:

Enamelast® fluorlak indeholder 5 % natriumfluorid i en lakbase, der danner en mekanisk/kemisk okklusion af dentinkanalerne ved behandling af hypersensitive tænder.

Brugsanvisning:

- Børst tænderne grundigt, puds dem med en gummikop eller tør tænderne af med gaze inden anvendelse.
- Åbn blisterpackning ved at trække foliet af og fjerne det.
- Tørlæg det område, der skal behandles, let.
- Anvend den medfølgende appliceringspensel til engangsbrug til at appliceres et tyndt lag Enamelast på så mange tørre tandoverflader som muligt med en strygende bevægelse.

BEMÆRK:

- Penslen kan bøjes i en vinkel på op til 90 grader for at fremme adgang.
  - Enamelast afbinder, når det kommer i kontakt med vand eller spyt. Lad kinder, læber og spyt kommer i kontakt med tænderne, eller lad lidt koldt vand løbe forsigtigt ned over tænderne. Af kosmetiske årsager skal patienterne instrueres i IKKE at "lickke" tænderne i nogle minutter efter behandlingen.
  - Patienter bør undgå at børste tænderne, bruge tandtråd eller tygge på hårde klæbrige eller varme madvarer i 4-6 timer efter behandlingen. Enamelast® fluorlak begynder at skalle af efter hver tandbørstning.
- Førholdsregler og advarsler:
- Læs og forstå alle instruktioner inden betjening.
  - Opbevares ved stuetemperatur.
  - Må ikke anvendes på patienter med ulceras gingivitis eller stomatitis.
  - Må ikke anvendes med andre topiske fluorbehandlingr på samme dag, og patienter skal frarådes at bruge perorale fluorsupplementer i 4 (fire) dage efter behandlingen.
  - Må ikke anvendes på patienter med kendt følsomhed overfor indholdsstofferne, eksempelvis kolofonium og/eller rosin. Hvis der opstår en allergisk reaktion, dermatitis eller udslæt, skal der søges læge.
  - I sjældne tilfælde er der blevet rapporteret om ødematøs hævelse efter omfattende behandling med fluorlak, og der er rapporteret om dyspnø hos børn med astma.
  - Nogle patienter får kvalme efter behandling. Hvis kvalmen vedvarer, børstes tænderne grundigt for at fjerne lakken.
  - Bortskaf de brugte beholdere og pensler korrekt efter anvendelse.
  - Opbevares utilgængeligt for børn.
  - Må kun anvendes af tandlægepersonale.

BEMÆRK: Besøg **www.ultradent.com** for sikkerhedsdatablade og yderligere oplysninger om brug af Enamelast® fluorlak og andre relaterede produkter.

NL Enamelast® Fluoride Varnish
Dose unitaria con fluoruro di sodio al 5%

Description:

Enamelast® Fluoride Varnish è una lacca al 5% di fluoruro di sodio in una resina veicolante, aromatizzata e dolcificata con xilitolo, confezionata in un blister contenente una dose unitaria da 0,4 ml.

Indicazioni per l'uso:

Enamelast® Fluoride Varnish, lacca al 5% di fluoruro di sodio in una resina veicolante, è indicata prevalentemente per il trattamento dell'ipersensibilità dentale grazie alla sua spiccata proprietà di chiudere i tubuli dentinali in modo meccanico e chimico.

Istruzioni per l'uso:

- Prima dell'applicazione, lucidare accuratamente i denti con uno spazzolino o una coppetta di gomma oppure pulire i denti con una garza.
- Aprire il blister staccando e rimuovendo il foglio di copertura in alluminio.
- Asciugare leggermente l'area da trattare.
- Mediante l'apposito spazzolino monouso applicare uno strato sottile e omogeneo di Enamelast sulle superfici dentali asciutte, spazzolando il prodotto in maniera uniforme.

NOTA:

- Lo spazzolino può essere piegato fino ad un angolo di 90 gradi per facilitare l'accesso.
- Enamelast indurisce a contatto con acqua o saliva. Permettere a guance, labbra e saliva di entrare in contatto con i denti o spruzzare delicatamente dell'acqua fredda sui denti. Per ragioni estetiche, invitare i pazienti a NON "passare la lingua sui" denti per qualche minuto dopo l'applicazione.
- Si consiglia ai pazienti di non spazzolare i denti, non passare il filo interdentale e non masticare cibi solidi, appiccicosi o caldo nelle 4-6 ore successive al trattamento.

Enamelast® Fluoride Varnish si assottiglierà ad ogni spazzolamento dei denti.

Precauzioni e avvertenze:

- Leggere attentamente e capire tutte le istruzioni prima dell'utilizzo.
- Conservare a temperatura ambiente.
- Non utilizzare su pazienti con gengivite ulcerosa o stomatite.
- Non eseguire nello stesso giorno altri trattamenti topici al fluoro e informare il paziente di non assumere altri integratori al fluoro per via orale nei 4 (quattro) giorni successivi al trattamento.
- Non utilizzare in pazienti con sensibilità nota a ingredienti come la colofonia (resina). Se insorgono reazioni allergiche, dermatiti o eruzioni cutanee consultare un medico.
- Paramente sono stati riportati casi di edema dopo trattamento esteso con la lacca al fluoro e casi di dispnea in bambini affetti da asma.
- Dopo l'applicazione, alcuni pazienti possono avvertire nausea. Se la nausea persiste, spazzolare accuratamente i denti per rimuovere la pellicola di lacca.
- Smaltire correttamente i contenitori e gli spazzolini dopo l'uso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Esclusivamente ad uso professionale.

DA Enamelast®-fluoridlakka
5-pros. natriumfluoridi – yksi annos

Kuvasut:

Enamelast®-fluoridlakka on maustettu, ksylitolilla makeutettu 5-pros. natriumfluoridi resiniinkantaja-aineessa, joka toimitetaan yhden annoksen (0,4 ml) sisältävässä kuplakaukkussessa. Käyttöohjeet:

Enamelast®-fluoridlakka on 5-pros. natriumfluoridi lakkanantaja-aineessa, joka tukkii dentiniitubulukset mekaanis-kemiallisesti. Sitä käytetään hampaiden arkkuun hoitoon.

Käyttöohjeet:

- Harjaa hampaat perusteellisesti, kiillota ne kumikoppilla tai kuivaa hampaat sideharsolla ennen valmisteen levittämistä.
- Avaa kuplakaukussa vetämällä foliokansi auki ja poistamalla kansi.
- Kuivaa hoidettava alue kevyesti.
- Siveltä maalaavalla liikkeellä ohut tasainen kerros Enamelastia kienkäyttötöisellä siveltimellä mahdollisimman montien käyttiöiden hampaiden pinnalle.

HUOMAA:

- Siveltintä voi taituttaa 90°:een kulmaan saakka levityksen helpottamiseksi.
  - Enamelast kovettuu, kun se joutuu kosketukseen veden tai syyjen kanssa. Anna poskien limakalvojen, huulten ja syyjen koskettaa hampaita tai suihkuta hellävaroin viltäällä vetä hampaiden päälle. Kerro potilaille, että heidän tulisi esteettisistä syistä välttää "nuolemasta" hampaitaan muutamaa minuuttia ajan valmisteen levityksen jälkeen.
  - Potilaiden pitää välttää harjaamista, hammaslangan käyttööä ja koviien, tahmeiden ja kuumiien ruokien pureskella 4–6 tunnin ajan käsitellyn jälkeen. Enamelast®-lakka alkaa hilseillä jokaisen harjauksen vaikutuksesta.
- Varoituksia ja varoitoimenpiteitä:
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja sisäistä ne ennen käyttöä.
  - Säilytä huoneenlämmössä.
  - Älä käytä potilaille, joilla on haavainen gingiviitti tai stomatiitti.
  - Älä käytä samana päivänä muiden paikallisten fluoridivalmisteiden kanssa ja kehota potilasta välttämään suun kautta otettavia fluoridivalmisteita (4) neljän päivän ajan hoidon jälkeen.
  - Älä käytä potilaille, jotka ovat herkkiä valmisteen aineosille mm. kolofonihartsille jätai rosiniinlle. Jos ilmenee allerginen reaktio, ihotulehdus tai ihottuma, ota yhteyt lääkäriin.
  - Harvinaisissa tapauksissa on todettu turvotusta laajan fluoridlakkaäsitellyn jälkeen ja astmaattisilla lapsilla on raportoitu esiintyneen hengenhädistusta.
  - Joillakin potilaille voi esiintyä pahoivauntia käsitellyn jälkeen. Jos pahoivauntia on itsepintaista, harjaa hampaat tehokkaasti lakkalvalon poistamiseksi.
  - Hävität pakkaukset ja siveltimet käytön jälkeen.
  - Pidä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
  - Vain ammattikäyttöön.

HUOMAA: Käyttöturvallisuustiedotetia ja Enamelast®-fluoridlakkaa ja sen muita sen kanssa käytettäviä tuotteita koskevia tietoja on saatavana verkkosivustoltamme **www.ultradent.com**

