

Udeltagelse af uitharding af G-æniel Universal Injectable nadelig kan beinvoelden. 12. Veeg de doseertip net schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.

- Voer al het infuul af conform de plaatselijke voorschriften.
- In zeldzame gevallen kan het product bij sommige mensen gevoeligheid veroorzaken. Als dergelijke reacties worden ervaren, stop dan met het gebruik van het product en raadpleeg een arts.
- Dragt altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

Sommige producten waarvan wordt verwezen in de huidige gebruiksaanwijzing kunnen worden geassocieerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op: <http://www.geurope.com>

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REIMING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASBARE DOESERSYSTEEM: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd. NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie control product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Laatste herziening: 03/2018

För användelse, läs bres bruksvejledningen grundigt.

G-æniel® Universal Injectable UNIVERSAL LYSHERDENDE RADIOPAQUE INJICERBAR KOMPOSIT

Udelukkende til benyttelse af tandlæger til beskrivne indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER

- Direkte fyldninger til K, I, II, III, IV og V kavieter
- Fissurforsøgling
- Behandling af hypersensitivitet
- Reparation af (in)-direkte æstetiske restaureringer, tydingskroner & broer, defekte fyldningskroner, når defekten befinder sig i emalje
- Udfylkning af underskæringer
- Liner eller base
- Til indirekte fremstilling af kroner & broer, indlæg og facader, anvendt i kombination med GRADIA eller GRADIA PLUS dele (se venligst de dertil hørende IFU).
- Fiksering af tænder i kombination med fibre, såsom GC EverStick fibre. Følg producentens anvisninger.


KONTRAINDIKATIONER

- Direkte pulpaoverkapping.
- Undgå anvendelse af dette produkt til patienter med kendte allergier overfor methacrylatmonomer og methacrylatpolymer.

BRUGSANVISNING

- Præparation**
 - Hold sprøjten lodret og fjern kruehætten ved at dreje imod uret.
 - Påsæt sprøjtespidsen hurtigt og sikkert til ved at dreje med uret.
 - Sæt lyseskytelsesheatten på, indtil anvendelse.

Note: Pas på ikke at skru sprøjtespidsen for fast. Dette kan ødelægge skruerengen. For at sikre en tæt kontakt er det vigtigt, at sprøjten holdes fri for overskyedende materiale.



2. Farvevalg

Vælg en passende farve blandt de 16 farver: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE. A, B, C, D-farver er baseret på Vita® klassiske farveskala.

*Vita® er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

3. Kavitetets præparation

Kavitetens præparation skal være af standardteknikker. Tørræg forsigtigt ved at blæse med tør, oliefri luft. Kofferdag anbefales til at isolere den præparerede tand på kontaminering med saliva, blod eller sultusvæske.

Note: Ved pulpaoverkapping anvendes calciumhydroxid.

4. Bonding

Til binding af G-æniel Universal Injectable til emalje og/eller dentin, anvend de et lyshærdende bondingsystem, såsom GC G-Premio BOND, GC G-Bond Bond eller GC G-BOND. Følg producentens anvisninger.

5. Applisering af G-æniel Universal Injectable

- Fjern dækskiven fra sprøjtespidsen.
 - Før materialet appliceres i kaviteten, sørg da for at tjekke følgende:
 - Sprøjtespidsen er sikkert fastgjort på sprøjten.
 - For at fjerne luft fra sprøjten, trykkes sprøjtenes stempel forsigtigt ind, med spidsen pegende opad, indtil materialet kommer ud af spidsen (Fig. 2).

- Placer sprøjtespidsen så tæt på kaviteten som muligt og tryk langsomt stempellet ind, for at applicere materialet i kaviteten. Alternativt, tryk materialet ud på en blændeblock og overfør det derefter til kaviteten med et passende instrument.

- Note:**
- Hvis materialet ikke kommer ud, fjern da spidsen og doser direkte fra sprøjten.
 - Minimer kontakten med omgivende lys. Lys kan forke arte arbejdsfelt.
 - Efter anvendelse fjernes sprøjtespidsen og sprøjten påsættes skruelåg.

Kliniske tricks

For at kunne applicere effektivt, anvendes materialens overfladespænding under opbygningen for at opretholde en ensartetthed på hele overfladen af fyldningen. Så snart den nødvendige mængde materiale er appliceret, tages trykket fra stempelt og sprøjten fjernes vinkelret fra overfladen. Dette får materialet til at separere fra sprøjtespidsen og lægge sig som en jevn overflade på restaureringen.

6. Lysghærdning

Lysghærd G-æniel Universal Injectable vha en herdelampe. Hold herdelampen tæt på materialet. Der henvises til følgende skema med herdelamper og effektive herdedybder.

Polymerisationsstid og effektiv dybde på herding (ISO 4049)	
	10 sek. (High power LED) (>120mW/cm²) 20 sek. (Halogen/LED) (>700mW/cm²)
A1, A2, A3, B1, B2, JE, AE	2.5mm
XBW, BW, A3.5, A4, AO1, AO2, CV, CVD, AO3	2.0mm
	1.5mm

- Note:**
- Materialet bør placeres og lyshærdes i lag. For maximum lystegethke, se tabellen ovenfor.
 - Lav lysesintestet kan forårsage forskellig polymerisation af materialet, eller muligvis senere misfarging af materialet.

- Ved indirekte teknik lyshærdes hvert lag i 30 sekunder med en GC LABOLIGHT LV-III, II eller i 10 sekunder med GC STEPLIGHT SL-I. Endelig herding i 3 minutter med en GC LABOLIGHT LV-III.

7. Konturerung og polering

Form og poler ved anvendelse af standardteknik.

FARVER

XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE

OPBEVARET For optimal ydeevne anbefales det, at opbevare materialet koldt og mørkt (4-25°C / 39,2-70,7°F). Undgå høje temperaturer og direkte sollys. (Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato)

PAKNINGER

- Sprøjte 1,7g (1,0mL) i 10 sprøjtespider (Long needle), samt 1x lyseskytelseshætte
- Sprøjtespider Refill: 30 x sprøjtespider (Long Needle), samt 3 x lyseskytelseshætter

BEMÆRK

- I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpeltel eller svamp med alkohol. Der skylles grundigt efter med vand. For at undgå kontakt, kan kofferdæm eller kaakosmer bruges til isolation af arbejdsområdet og oralt væv.
- I tilfælde af at materialet kommer i kontakt med øjnene, skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.
- Vær opmærksom på at patienten ikke sluger materialet.
- Bland ikke materialet med andre lignende produkter.
- Sprøjtespidsene er til engangsbrug. For at undgå krydstamningering mellem patienter, genbrug ikke sprøjtespidsen. Sprøjtespidsen kan ikke autoklaveres, steriliseres eller renses kemisk.
- Brug handsker under brug af materialet for at undgå kontakt med resin, da dette kan forårsage allergisk reaktion.
- Brug beskyttelsesbriller under lyshærdning.
- Ved polering af materialet, brug støvmaske for at undgå inhalering af støvpartikler.

- Undgå at få materiale på tøjet.
- I tilfælde af kontakt på uønskede områder, fjern straks med instrument, eller bomuldsplet på lyshærdning.
- Brug ikke G-æniel Universal Injectable sammen med eugenolholdige materialer, da eugenol kan forhinde G-æniel Universal Injectable i at hærdne. Afprøv ikke sprøjtespidsen med alkohol, da dette kan forårsage ødelæggelser af produktet.
- Bortskaffelse af restprodukt skal ske i henhold til lokale regulativer.
- I sjældne tilfælde kan dette produkt forårsage sensitivitet hos nogle personer. Ved sådanne reaktioner, oplys der straks med at anvende materialet og henvis til læge.
- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter, som er beskrevet i IFU, kan være klassificerede som farlige, i henhold til GHS. Læs altid op på alle arbejdshygiejnske anvisninger som kan findes på <http://www.geurope.com>

RENGØRING OG DESINFECTIION APPLICIRINGSSYSTEM TIL FLERÅGNSBRUG: For at undgå krydstamningering mellem patientene, skal disse enheder desinfecteres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres. MÅ IKKE LÆGGES I DESINFECTIIONSVESKER. Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden.

Revideret senest: 03/2018

Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

G-æniel® Universal Injectable UNIVERSAL LUSHÄRDANDE RÖNTGENKONTRASTÄRANDE FLYTANDE KOMPOSIT

Produkten ska endast användas av professionella yrkesutövare inom de rekommenderade indikationerna.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

- Direkta fyllningar i klass I, II, III, IV och V kavieter
- Fissurforsøgling
- Forsøgling av hypersensitiv ytor
- Reparation av (in) direkta æstetiska restaurationer, temporära kronor och broer, defekter i emaljen.
- Bloccering av underskär
- Liner eller base

Vid användning i samband med indirekt teknik för kron och bro, inlägg och facader i kombination med komponenter från GC GRADIA eller GRADIA PLUS (vänligen följ respektive tillverkarens instruktioner.

Splinting av tänder i kombination med fiber, t ex GC EverStick fiber. Följ respektive tillverkarens instruktioner.

KONTRAINDIKATIONER


- Direkt pulpaöverkapping
- Undvik användning med denna produkt på patienter som har en känd allergi mot methakrylat monomer och methakrylat polymer.

ANVÄNDNING

1. Förberedelser

- Håll sprutan upprätt och avlägsna hatten genom att vrida den motsols.
- Sätt omedelbart och säkert på spetsen på sprutan genom att nå spetsen medols.
- Sätt på ljustskyddet tills nästa användning.

Note: Se till att inte dra fast spetsen för hårt på sprutan. Det kan medföra att gångarna förstörs. För att säkerställa att spetsen sitter som den ska, se till att materialrester inte finns kvar på sprutans spets.



*Vita® är ett registrerat varemärke av Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen,Tyskland.

3. Kavitetetspreparation

Preparera kaviteterna på sedvanligt sätt. Torrlästra med oljefri luft. Bruk kofferdäm rekommenderas i syfte att förebygga kontaminering av saliv, blod och vätskor från sprutan.

Note: För pulpaöverkapping, använd kalciumhydroxid.

4. Bonding

För att bonda G-æniel Universal Injectable till emalj och/ eller dentin, använd ett lyshårdande bondingsystem såsom GC G-Premio BOND, GC G-æniel Bond eller GC G-BOND. Följ tillverkarens respektive bruksanvisning.

5. Applisering G-æniel Universal Injectable

- Avlägsna skyddet från spetsen.
 - Placera spetsen så nära som möjligt mot kavitetens yta, och tryk forsiktigt från kolven för att applicera materialet. Alternativt, dosera materialet på ett bländningsblock och använd en lämpligt handinstrument.
- Note:**
- Ifall materialet inte kommer ut, avlägsna spetsen och dosera direkt från sprutan.
 - Minimera exponering av omgivande ljus. Omgivande ljus kan reducera arbetstiden.
 - Efter användning, avlägsna samt kasta spetsen och förslut sprutan väl med avsedd hatt.

Kliniska Tips

Försök dig om att erhålla ett jämnt skikt mot ytan under uppbyggnadsfasen. När önskad mängd har applicerats, tryck inte ytterligare på kolven. Dra tillbaka sprutan vinkelrätt sett från tandytan. Detta förfaringsstap möjliggör att sprutans spets kommer släppa omedelbart från den applicerade materialet och kommer göra ytan helt jämn.

Ljushårdning

Ljushärda G-æniel Universal Injectable med en lyshårdningslampa. Se till att hålla lampans spets så nära ytan som möjligt. Se nedan tabell för

tidsgänslighet och hårdningsdjup.

Ljushårdningstider samt effektivt hårdjup (ISO 4049)	
	10 sek. (High power LED) (>120mW/cm²) 20 sek. (Halogen/LED) (>700mW/cm²)
A1, A2, A3, B1, B2, JE, AE	2.5mm
XBW, BW, A3.5, A4, AO1, AO2, CV, CVD, AO3	2.0mm
	1.5mm

- Note:**
- Materialet ska appliceras samt lyshärdas i skikt. För maximal skikttycklek, se ovan tabell.
 - En alltför låg intensitet kan orsaka otillräcklig polymerisering eller senare möjlig misfärgning av materialet.
 - Vid användning i samband med indirekt teknik, polymerisering respektive skikt under 30 sekunder med GC LABOLIGHT LV-III, II eller i 10 sekunder med GC STEPLIGHT SL-I. Slutligt hårdning utförs i GC LABOLIGHT LV-III under 3 minuter.

7. Finishering och Puts

Finishera och putsa i enlighet med standardteknik.

FÄRGER

XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE

FÖRVARING

För optimalt resultat, förvara kallt och mörkt (4 -25°C) Undvik höga temperaturer och direkt solljus. (Lagringstid: 3 år räknat från produktionsdag)

FÖRPAKNING

- Spruta 1,7g (1.0mL) x1, 10 st Doseringsspetsar, 1 Ljustskydd
- 30 st Doseringsspetsar refill 3 st Ljustskydd refill

VIKTIGT

- Vid kontakt med slemhinna eller hud, avlägsna omedelbart med en bomullsulsa som dränks i alkohol. Spola med vatten. För att undvika ofrivillig kontakt, använd kofferdäm och/eller vasselin för att isolera hud och slemhinna.
- Vid kontakt med ögonen, spola omedelbart med vatten och uppsök läkar.
- Vid kontakt med finisheing och puts, använd vatten för att rengöra.
- Blanda inte materialet med liknande produkter.
- Doseringsspetsarna å användas för engångsbruk. För att förebygga korskontaminering, använd inte spetsen på flera patienter. Doseringsspetsarna kan inte steriliseras i autoklav eller kemiklav.
- Använd skyddsglasögon vid användning i syfte att undvika direkt kontakt med ögonen och det syreinhärdade skiktet. Det för att förebygga möjlig sensibilitet.
- Använd skyddsglasögon i samband med lyshårdning.
- I samband med finisheing och puts, använd vakumsugen samt skyddsmask för att undvika inhalering av slippartiklar.
- Undvik att få materialet på kläderna.
- Vid kontakt med tandytor som inte ska restaureras, avlägsna materialet med ett instrument eller en bomullsulsa innan lyshårdning sker.
- Använd inte G-æniel Universal Injectable i kombination med eugenolhaltiga material. Eugenol kan förhindra att G-æniel Universal Injectable polymeriserar.
- Gör inte ren doseringsspetsen med överdriven mängd alkohol då det kan orsaka kontamination av materialet.
- Avfallshantering enligt lokala föreskrifter.
- I vissa fall kan produkten ge upphov till känslighet hos vissa personer. Om sådana reaktioner skulle uppstå, avbryt genast användningen av produkten och uppsök läkar.
- Avfallshantering enligt lokala föreskrifter.

Vissa av de produkter som nämns i denna Bruksanvisning kan vara klassificerade som farliga i enlighet med GHS. Se till att säkerhetsdatablad finns lätt tillgängliga. <http://www.geurope.com>

Säkerhetsdatablad kan du också få från din leverantör.

RENGØRING OG DESINFECTIION APPLICIRINGSSYSTEM FOR FLERÅGNSBRUK: for at undvika korskontaminering mellem patienter så

disinficere med et mellemniveau produkt som efter anvndning. Inspektera omedelbart enheten om kvalitetsforsämring av etiketten, följ skador kan ses, byt ut enheten. SÅNK INTE NER: rengör enheten noggrant och torka den ordentligt tor. Tillse att ingen ackumulerad smut finns kvar. Desinficera med ett produkt som är klassad och registrerat i enlighet med regional/ nationella riktlinjer gällande infektionskontroll på mellannivå.

Reviderad senast: 03/2018

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização.

G-æniel® Universal Injectable COMPOSITO INJETÁVEL RADIOPAQUE FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL

Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações recomendadas.

INDICAÇÕES

- Restauração direta de cavidades de Classe I, II, III, IV e V
- Selante de fissuras
- Selar zonas de hipersensibilidade
- Reparação de restaurações estéticas (indirectas, coroas e pontes temporárias e margens defeituosas quando são de esmalte
- Retenção da preparação cavitária
- Liner ou base
- Realização de coroas e pontes, inlays e facetas utilizando a técnica de combinação dos componentes GRADIA ou GRADIA PLUS (consulte as respetivas instruções de utilização).
- Ferulização de dentes em combinação com fibras como as everStick da GC. Siga as instruções do fabricante.

KONTRAINDICAÇÕES

- Protecção pulpar direta.
- Evite utilizar este produto em pacientes com alergias conhecidas a monómero de metacrilato e polímero de metacrilato.

OPERAÇÃO

1. Preparações

- Com a seringa na vertical, remova a tampa com asas rodando no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio.
 - Coloque imediatamente e de forma segura a ponta aplicadora na seringa rodando no sentido dos ponteiros do relógio.
 - Coloque a tampa de proteção contra a luz até utilizar.
- Note:** Cuidado para não apertar demasiado a ponta aplicadora. Isso danifica a rosca. A fim de assegurar uma ligação estanque, certifique-se de que os fios estão livres de material residual.

2. Seleção de Tonalidades

Selecione a tonalidade entre 16 cores de XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE.

As tonalidades A, B, C, D são baseadas na Tonalidade Vita®.

*Vita® é uma marca registrada da Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha.

3. Preparo Cavitário

Prepare a cavidade usando técnicas padronizadas. Sequê com um jato de ar suave isento de óleo. Recomendase a utilização de um dique de borracha para isolar o dente preparado de contaminação com saliva, sangue ou fluido sulcular.

Note: Para a proteção pulpar, use hidróxido de cálcio.

4. Tratamento de Adesão

Para ligar o G-æniel Universal Injectable ao esmalte e/ou dentina, utilize um sistema de adesão fotopolimerizável como o GC G-Premio BOND, o GC G-æniel Bond ou o GC G-BOND. Siga as instruções do fabricante.

5. Aplicação do G-æniel Universal Injectable

- Retire a tampa da ponta aplicadora.

Note: Antes de aplicar o material na cavidade, com a seringa, verifique o seguinte:

 - A ponta aplicadora está bem fixada na seringa.
 - Tudo o que o possa estar na ponta aplicadora é removido empurrando suavemente o êmbolo da seringa para a frente com a ponta virada para cima até o material chegar à abertura da ponta (Fig. 2).
 - Posicione a ponta aplicadora o mais próximo possível da cavidade preparada e empurre lentamente o êmbolo para aplicar o material. Como alternativa, o material pode ser depositado sobre uma placa de mistura e transferido para a cavidade com um instrumento adequado.
- Note:**
- a. Se a seringa estiver bloqueada, retire a ponta aplicadora e esprema uma pequena quantidade de material diretamente da seringa.
 - b. Minimize a exposição à luz ambiente. A luz ambiente pode encurtar o tempo de manipulação.
 - c. Depois de utilizar, remova e descarte imediatamente a ponta aplicadora e feche bem a seringa com a tampa com asas.

Sugestões de Tratamento

Para uma injeção eficaz, utilize a tensão superficial do material para assegurar a uniformidade em toda a superfície da restauração durante a construção. Depois de injetar a quantidade necessária, solte a pressão sobre o êmbolo e retire a seringa na perpendicular à superfície. Isso permitirá que o material se separe da ponta aplicadora e assegure uma superfície lisa no topo da restauração.

6. Fotopolimerização

Proceda à fotopolimerização do G-æniel Universal Injectable com um aparelho de fotopolimerização. Mantenha a guia de luz o mais próximo possível da superfície. Consulte o gráfico seguinte do Tempo de Irradiação e Profundidade de Polimerização Efetiva.

Tempo de Irradiação e Profundidade de Polimerização Efetiva (ISO 4049)	
	10 sek. (Luz LED de alta potência) (>120mW/cm²) 20 sek. (Halógeno/LED) (>700mW/cm²)
A1, A2, A3, B1, B2, JE, AE	2.5mm
XBW, BW, A3.5, A4, AO1, AO2, CV, CVD, AO3	2.0mm
	1.5mm

Note:

- I material deve ser aplicado e fotopolimerizado por camadas. Para a espessura máxima por camada, consulte a tabela acima.
- Uma intensidade de luz mais baixa pode resultar numa polimerização insuficiente ou descoloração do material.
- Na técnica indireta, proceda à fotopolimerização de cada camada durante 30 segundos com GC LABOLIGHT LV-III, II ou durante 10 segundos com GC STEPLIGHT SL-I. Proceda à fotopolimerização final durante 3 minutos com GC LABOLIGHT LV-III.

7. Procedimento complexo de acabamento e de polimento

Acabar e polir usando as técnicas padronizadas.

CORES

XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE

ARMAZENAMENTO

Para um desempenho ótimo, recomenda-se o armazenamento num local fresco e escuro (4 -25°C), protegido de temperaturas altas e da luz solar direta. (Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabrico).

EMBALAGENS

- Spruta 1,7 g (1,0 mL) x1, agulha longa para ponta aplicadora x10, tampa de proteção contra a luz x1
- Recarga de ponta aplicadora. Agulha longa para ponta aplicadora x30, tampa de proteção contra a luz x3

CUIDADO

- Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, retire imediatamente com algodão ou uma esponja embebidos em álcool. Lave com água.
- Para evitar o contacto, pode usar um dique de borracha e/ou mangiteia de cacau para isolar o campo operatório da pele e mucosa oral.
- Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e consulte o médico.
- Some precauções para evitar a ingestão do produto.
- Não misture com outros produtos semelhantes.
- As pontas aplicadoras destinam-se a uma utilização única. Para prevenir a contaminação cruzada entre pacientes, não reutilize a ponta aplicadora. A ponta aplicadora não pode ser esterilizada em autoclave ou quimiclave.
- Utilize luvas de plástico ou de borracha durante a operação, para evitar o contacto directo com camadas de resina iniciais pelo ar, a fim de evitar uma possível reação de sensibilidade.
- Use óculos de proteção durante a fotopolimerização.
- Apesar de o material polimerizado, utilize um aspirador e uma máscara de proteção contra o pó, para evitar a inalação do pó libertado durante o corte.
- Evite contaminar o vestuário com o material.
- Em caso de contacto com áreas do dente ou equipamento protético não previstas para o uso com um instrumento, esponja ou bola de algodão, antes da fotopolimerização.
- Não utilize o G-æniel Universal Injectable em combinação com materiais que contenham eugenol, pois o eugenol pode impedir a cura do G-æniel Universal Injectable.
- Não limpe a ponta aplicadora com excesso de álcool, pois isso pode contaminar a pasta.
- Elimine todos os resíduos em conformidade com os regulamentos locais.</