


Användarhandbok

Gutta Cuts C-BLADE



Käyttöohjeet



Turvallisuusvaroit

Varoitus: lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä, se opastaa sinua käyttämään sitä oikein.

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä.
2. Käytä laitetta käyttötarkoituksen mukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa, jos käyttäjä ei toimi ohjeiden mukaisesti tai käyttää laitetta muihin tarkoituksiin.
3. Kun käytät ulkoista virtalähdettä, varmista, että jännite on laitteessa ilmoitetulla jännitealueella, jotta vältetään käyttäjän tai potilaan loukkaantuminen.
4. Älä koske potilaan huuliin, ikeniin tai limakalvoihin, jotta vältät palovamman aiheuttamisen käyttäjälle tai potilaalle. Laitetta on käytettävä potilaan suun ulkopuolella.
5. Älä koske lämmitettyyn kärkeen syttyvällä kaasulla tai nesteellä, muuten se voi aiheuttaa tulipalon.
6. Tätä laitetta ei voi käyttää ympäristössä, jossa on palavia kaasuja.
7. Älä upota laitetta nesteeseen.
8. Jos laitteesta vuotaa nestettä, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan ja valtuutettuun jälleenmyyjään hävittämistä varten.
9. Sydänsairaiden, raskaana olevien naisten ja lasten kanssa tulee laitetta käyttää varoen.
10. Tämä laite on tarkoitettu vain ammattilaisten käyttöön.

Pakkauksen sisältö

Gutta Cutter käsikappale	1
Latausasema	1
Lämpökärjet (4 kpl)	1

Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan koulutetun

hammaslääkärin ja hammaslaboratorion käytettäväksi juurikanavatäytteen leikkaamiseen. Tuotetta käytetään ylimääräisen guttaperkan katkaisemiseen juurikanavasta.

Kontraindikaatiot

Tuotetta ei saa käyttää potilailla, joille on asennettu sydämentahdistin tai muu vastaava järjestelmä.

Ohjeet

Tarkista ennen lataamista, että virtalähteen jännite sopii laitteelle.

Lataus

1. Liitä ensin laturi virtalähteeseen.
2. Aseta yksikkö latausyksikköön. Kun laite latautuu latausyksikössä, käsikappaleessa oleva merkkivalo syttyy.

Akun kuvaus

1. Varmista ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, että se on ladattu täyteen.
2. Älä lataa akkua, kun se on yllirasittunut.
3. Laitteen lataamiseksi täyteen latausajan tulisi olla yli 12 tuntia.

Käyttötapa

1. Aseta kaareutuva kärki käsikappaleeseen niin, että se kaareutuu käsikappaleen napin vastakkaiselle puolelle. Tämä helpottaa työskentelyä.
2. Lämpökärjet tulee asentaa käsikappaleeseen jäähtyneinä (eikä nappia saa käyttää asennuksen aikana). Leikkaa guttaperkka kärjen kaarevalla osalla.

3. Varmista ennen käyttöä, että lämpökärki on hyvin asennettu. Puhdistus: kärki on helppo puhdistaa muutama sekunti lämmityksen jälkeen.
4. Kun guttaperkka on leikattu, vapauta painike, odota kärjen jäähtymistä, ennen kuin otat sen potilaasta. Toimintapainike on "kosketuspainike", laite lakkaa toimimasta painikkeen vapauttamisen jälkeen.

Turvallisuusvarotoimet

1. Älä taivuta lämpökärkeä, kun se on laitteessa.
2. Liian suuri voimankäyttö hoidon aikana heikentää lämpökärjen käyttöikää.
3. Sähkömagneettista kenttää tulee välttää
4. Älä muokkaa laitetta millään tavalla.

Huoltorutiinit

1. Lämpökärjet on puhdistettava, desinfioitava ja steriloitava ennen ja jälkeen potilashoidon.
2. Jos lämpökärki ei tuota lämpöä, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista, onko lämpökärki viallinen. Jos siinä on vika, vaihda se uuteen lämmityskärkeen.
3. Jos latauksen ilmaisin ei syty latauksen aikana, tarkista, onko latausteline kytketty virtalähteeseen.
4. Lämpökärki voidaan steriloida ja autoklavoida 25 kertaa korkeassa lämpötilassa. Sterilointi 134 ° C asteessa vähintään 5 minuutin ajan.

Puhdistus, Desinfiointi ja Sterilointi

- Puhdistus**
- 1.Puhdista ja poista jäämät lämpökärjistä puuvillapyyhkeellä.
2. Upota entsyymipuhdistusaineeseen 5 minuutiksi huuhtelun jälkeen.
3. Huuhtelee pehmeällä vedellä liotuksen jälkeen. Kuivaa

- huolellisesti pyyhkimällä pehmeällä, vettä imevällä liinalla.
- Desinfiointi**
- Pyyhi ja desinfioi lämmityskärki kloorittomalla desinfiointiaineella. Suositellaan Cavicide-desinfiointiainetta.
- Kuivaus**
- Kuivaa puhdistamisen ja desinfioinnin jälkeen. Kuivaamiseen suositellaan käytettäväksi paineilmaa.
- Sterilointi**
1. Steriloitavat osat: kärjet
2. Ennen sterilointia, käytä sterilointipussia, joka täyttää kansallisten pakkausmääräysten vaatimukset.
3. Sterilointimenetelmä: korkean lämpötilan höyrysterilointi
4. Sterilointiolosuhteet: 134 °C vähintään 5 minuutin ajan.

Takuu selvitys

- Valmistajana otamme vastuun materiaalin ja valmistusprosessin aiheuttamasta viallisesta tuotteesta vain, jos se on vielä yhden vuoden takuun alainen.
- Tämän laitteen pääyksikön takuu on 12 kuukautta ja akun 6 kuukautta.
- Luvattoman kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista emme ota mitään vastuuta.

Toimintaympäristö ja varastointi, kuljetusolosuhteet

- Toimintaympäristö
- Ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C
- Suhteellinen kosteus: 20% - 80%
- Ilmanpaine: 860 hPa - 1060 hPa

Kuljetus- ja säilytysolosuhteet

- Ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C
- Suhteellinen kosteus: ≤93%
- Ilmanpaine: 860 hPa - 1060 hPa

Tekniset ominaisuudet

1. Käsikappaleen koko: Pituus 126 mm, halkaisija 19 mm.
2. Virtajännite: 230 V/50Hz tai 110V/60HZ
3. Teho: 5W
4. Suojaus sähköiskuilta: Tyyppi B

Kierrätys ja hävittäminen

-  Hävitä käytetyt laitteet maasi (alueesi) määräysten ja standardien mukaisesti.Varmista, että komponentit eivät kontaminoidu hävittämisen aikana.

Symbolit

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | Varning! |  | Klass II utrustning (adapter) |
|  | Varning! |  | Läs instruktionerna |
|  | Denna sida upp |  | Typ B utrustning |
|  | Ömtålig |  | Endast för inomhusbruk |
|  | Håll torr |  | Likström |
|  | WEEE (får ej kastas i hushållsopor) |  | CE märkt produkt |
|  | Serienummer |  | EU agent |
|  | Tillverkare | | |

-  **Foshan COXO Medical Instrument Co.,Ltd**
- Address: BLDG 4, District A Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue Nanhai District Foshan 528226 Guangdong China
- E-mail: coxotec@163.com
Http: //www.coxotec.com
-  **Lotus NL B.V.**
- Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
- E-mail : peter@lotusnl.com