



SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

SECTIONAL MATRIX SYSTEM

(en)

Reprocessing of reusable products

Disinfection, Cleaning & Sterilisation Instructions

Basic Principles

- Simplee Products are supplied non-sterile and must be appropriately disinfected, cleaned and sterilized before the first use.
- Simplee Products must be disinfected, cleaned and sterilized prior to each use.
- Effective cleaning is an indispensable requirement for proper Simplee Products sterilization.
- Consider the legal provisions valid for your country as well as to the hygienic instructions of the Dental Practice.
- The user is responsible for the sterility of Simplee Products. Therefore, please ensure that only validated procedures are used for disinfection, cleaning and sterilization. The sterilization equipment must also be maintained and checked regularly, as well as the validated parameters applied to each disinfection, cleaning and sterilization cycle.
- Materials may alter over time. Sterilization or exposure to chemicals can accelerate this deterioration. Always check your Product for wear and damage before use.
- Avoid contact of dissimilar metals at any point during the disinfection, cleaning and sterilization process.

- Protection of Staff Members
- Used and contaminated Simplee Products must be handled with appropriate Personal Protective Equipment.

1. Pre-treatment

Before processing Simplee Products remove coarse impurities on the products immediately after application. Do not use a metal brush. A metal brush will cause scratches or damages on the products surface.

In case of using a thermal disinfectant the steps in this guidance (see below) "2. Disinfection" and "3. Rinsing" are unnecessary, provided that the dirty Simplee Products have not been stored dry longer than 2 hours.

2. Disinfection

- Do not leave dirty Simplee Products dry – put them into a disinfecting liquid as soon as possible.
- We suggest to use an enzymatic pre-cleaner disinfectant. Or a pre-cleaning disinfectants based on Quaternary Ammonium compounds.
- Follow carefully the instructions for use given by the manufacturer of the selected disinfectant. Please note that too strong concentration of the disinfectant or too long exposure time may damage the products.
- Change the disinfectant regularly according to the instructions.

3. Rinsing

- Immediately after the disinfection, Simplee Products must be rinsed carefully under running lukewarm water.

4. Cleaning

Always clean Simplee Products, disinfection and rinsing are not sufficient.

Cleaning alternatives:

- Manual (A), Ultrasonic bath (B) Thermal Disinfectant (C)

If possible, an automatic procedure in a thermal disinfectant should be used for cleaning of Simplee Products.

A manual procedure, even in case of application of an ultrasonic bath, should only be used if an automatic procedure is not available or if such a method is not compatible with specific materials; in this case, the significantly lower efficiency of a manual procedure must be considered.

A. Manual Cleaning

- Completely disassemble Simplee Products if applicable
- We suggest to use a cleaning or cleaning solutions based on Quaternary Ammonium compounds. Check the pH-value of the cleaning solutions; it must be as neutral as possible.
- Follow carefully the instructions for use given by the manufacturer of the selected cleaning solutions. Please note that too strong concentration or too long exposure time may damage Simplee Products.

- Change the cleaning solutions regularly according to the instructions.
- Always rinse carefully Simplee Products under running water after cleaning.



B. Ultrasonic bath

- Please assure that Simplee Products have the relevant symbol on the packaging.
- Please assure that Simplee Products have the relevant symbol on the packaging.
- Completely disassemble Simplee Products if applicable.

- Follow carefully the instructions for use of the ultrasonic bath device.
- Service and clean the device frequently, according to the instructions for use.
- Ensure that maximum load is not exceeded.
- We recommend to use a cleaning solutions such as - or cleaning solutions based on Quaternary Ammonium compounds. Check the pH-value of the cleaning solutions; it must be as neutral as possible.
- Follow carefully the instructions for use given by the manufacturer of the selected cleaning solutions. Please note that too strong concentration or too long exposure time may damage Simplee Products.
- Change the cleaning solutions regularly according to the instructions.
- Remove the devices from the ultrasonic bath immediately after cleaning.
- Always rinse carefully Simplee Products under running water after cleaning.



C. Thermal Disinfectant

- Please assure that Simplee Products have the relevant symbol on the packaging.
- Completely disassemble Simplee Products if applicable.

- Follow carefully the instructions for use given by the manufacturer of the thermal disinfectant and of the selected program; and prefer cleaning agents with corrosion protector.
- Inspect the device regularly according to the instructions for use. Service and clean the device frequently, according to the instructions for use.
- Ensure that maximum load is not exceeded.
- Ensure that the selected washing programme and cleaning agents are effective enough.
- Remove Simplee Products from the thermal disinfectant immediately after cleaning.

5. Drying

Before sterilizing in the autoclave, Simplee Products must be thoroughly dried. The normal tap water may contain different chemical ingredients which may cause chemical reactions when autoclaving.

6. Checking

After cleaning, check that Simplee Products are clean by rubbing the surface with an eraser or finger.

WARNING! It is extremely important to check that the products are truly clean and dry before the sterilizing procedure.



7. Sterilization

Sterilize Simplee Products **only** in a steam autoclave using distilled water and at the temperature specified on the relevant symbol. **Do not use chemical or cold sterilization.**

- Please assure that Simplee Products have the relevant symbol on the packaging.

- Follow carefully the instructions for use of the autoclave.
- Inspect the device regularly according to the instructions for use. Service and clean the device frequently, according to the instructions for use.
- Ensure that maximum load is not exceeded.
- Place all the medical device components in an autoclave tray, or in a sterilization disposable pouch (recommended).
- Plastic parts must not touch the autoclave walls, since the temperature there might be higher.
- We recommend to use always the following cycle (Prion Cycle):
Temperature of sterilisation: 134°C
Pressure of sterilisation: 2 bar
Time of sterilisation: 20,5 min
Drying time: 20 min
- Remove Simplee Products from the autoclave immediately after sterilisation.

8. Storage

- Store sterilized product in a dry and dust free location.
- Keep product sealed in the sterilization pouch until ready to use.

DISCLAIMER:

This high quality product is manufactured by Polydentia SA, in Mezzovico, Switzerland.

The content of this packaging has been inspected, tested and approved by our quality officers.

Materials used during our manufacturing process are designed to provide durability and performance.

Polydentia constantly looks for the highest quality plastics for its product; nevertheless please take into account that plastics may alter over time.

Sterilization or exposure to chemicals can accelerate this deterioration.

For the longest lifetime of your premium quality product always clean and sterilize it following these instructions.

(de)

Aufbereitung von Wiederverwendbaren Produkten

Richtlinie zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation

Grundprinzipien

- Produkte von Simplee werden unsteril geliefert und müssen vor dem ersten Gebrauch sachgemäß desinfiziert, gereinigt und sterilisiert werden.
- Vor jedem Gebrauch müssen Simplee-Produkte desinfiziert, gereinigt und sterilisiert werden.
- Eine effektive Reinigung ist eine unabdingbare Voraussetzung für die ordnungsgemäße Sterilisation von Simplee-Produkten.
- Beachten Sie die für Ihr Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie die Hygienevorschriften der Zahnarztpraxis.
- Der Anwender ist für die Sterilität der Simplee-Produkte verantwortlich. Stellen Sie daher sicher, dass nur validierte Verfahren zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation verwendet werden. Auch die Sterilisationsausrüstung muss regelmäßig gewartet und überprüft werden, ebenso wie die validierten Parameter, die für jeden Desinfektions-, Reinigungs- und Sterilisationszyklus gelten.
- Materialien können im Laufe der Zeit verschleifen. Sterilisation oder der Kontakt mit Chemikalien kann diesen Verschleiß beschleunigen. Überprüfen Sie Ihr Produkt vor Gebrauch immer auf Verschleiß und Beschädigungen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Produkte mit unähnlichen Metallen während des gesamten Desinfektions-, Reinigungs- und Sterilisationsprozesses.

Schutz der Mitarbeiter

Benutzen und kontaminierten Simplee-Produkte müssen mit sachgemäßer persönlicher Schutzausrüstung gehandhabt werden.

1. Vorbehandlung

Vor der Verarbeitung von Simplee-Produkten grobe Verunreinigungen auf den Produkten sofort nach der Anwendung entfernen.

Verwenden Sie keine Metallbürste. Eine Metallbürste verursacht Kratzer oder Beschädigungen auf der Produktoberfläche.

Bei Verwendung eines Thermodesinfektors sind die folgenden, in dieser Anleitung beschriebenen Schritte (siehe unten) "2. Desinfektion" und "3. Spülen" unnötig, sofern die verschmutzten Simplee-Produkte nicht länger als 2 Stunden trocken gelagert wurden.

2. Desinfektion

- Verschmutzte Simplee-Produkte nicht trocken lagern - so schnell wie möglich in eine Desinfektionslösung geben.
- Wir empfehlen die Verwendung eines enzymatischen Vorreinigungs-Desinfektionsmittels - Oder ein vorreinigendes Desinfektionsmittel auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen.
- Befolgen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung des Herstellers des gewählten Desinfektionsmittels. Bitte beachten Sie, dass eine zu starke Konzentration des Desinfektionsmittels oder eine zu lange Einwirkzeit die Produkte beschädigen kann.
- Tauschen Sie das Desinfektionsmittel regelmäßig gemäß den Anweisungen aus.

3. Spülen

- Unmittelbar nach der Desinfektion müssen Simplee-Produkte sorgfältig unter fließendem lauwarmem Wasser gespült werden.

4. Reinigung

Simplee-Produkte stets säubern, Desinfektion und Spülung reichen nicht aus.

Reinigungsmöglichkeiten: Manuell (A), Ultraschallbad (B) Thermodesinfektor (C).

Wenn möglich, sollte für die Reinigung von Simplee-Produkten ein automatisiertes Verfahren in einem Thermodesinfektor eingesetzt werden. Ein manuelles Verfahren, auch bei Anwendung eines Ultraschallbades, sollte nur dann angewendet werden, wenn kein automatisiertes Verfahren zur Verfügung steht oder wenn ein solches Verfahren nicht mit bestimmten Materialien kompatibel ist; in diesem Fall ist die wesentlich geringere Effizienz eines manuellen Verfahrens zu berücksichtigen.

A. Manuelle Reinigung

- Simplee-Produkte gegebenenfalls komplett zerlegen.
- Wir empfehlen, eine Reinigungslösung zu verwenden oder Reinigungslösungen auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen. Überprüfen Sie den pH-Wert der Reinigungslösungen; er muss so neutral wie möglich sein.
- Befolgen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung des Herstellers der gewählten Reinigungslösung. Bitte beachten Sie, dass eine zu hohe Konzentration oder zu lange Einwirkzeit Simplee-Produkte schädigen kann.

- Tauschen Sie die Reinigungs-lösungen regelmäßig gemäß den Anweisungen aus.
- Spülen Sie Simplee-Produkte nach der Reinigung immer sorgfältig unter fließendem Wasser ab.



B. Ultraschallbad

- Bitte stellen Sie sicher, dass Simplee-Produkte das entsprechende Symbol auf der Verpackung tragen.
- Zerlegen Sie Simplee-Produkte gegebenenfalls komplett.

- Befolgen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung des Ultraschallbad-Geräts.
- Waschen und reinigen Sie das Gerät regelmäßig entsprechend der Gebrauchsanweisung.
- Achten Sie darauf, dass die maximale Ladekapazität nicht überschritten wird.
- Wir empfehlen die Verwendung von Reinigungslösungen - oder Reinigungslösungen auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen. Überprüfen Sie den pH-Wert der Reinigungs-lösungen; er muss so neutral wie möglich sein.
- Befolgen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung des Herstellers der gewählten Reinigungslösung. Bitte beachten Sie, dass eine zu hohe Konzentration oder zu lange Einwirkzeit Simplee-Produkte schädigen kann.
- Tauschen Sie die Reinigungs-lösungen regelmäßig gemäß den Anweisungen aus.
- Entfernen Sie die Geräte aus dem Ultraschallbad unverzüglich nach der Reinigung.
- Spülen Sie Simplee-Produkte nach der Reinigung immer sorgfältig unter fließendem Wasser ab.



C. Thermisches Desinfektionsgerät

- Bitte stellen Sie sicher, dass Simplee-Produkte das entsprechende Symbol auf der Verpackung tragen.
- Zerlegen Sie Simplee-Produkte gegebenenfalls komplett.

- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Thermodesinfektors sowie des gewählten Programms; und bevorzugen Sie Reinigungsmittel mit Korrosionsschutz.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig gemäß der Gebrauchsanweisung. Waschen und reinigen Sie das Gerät regelmäßig entsprechend der Gebrauchsanweisung.
- Achten Sie darauf, dass die maximale Ladekapazität nicht überschritten wird.
- Stellen Sie sicher, dass das gewählte Waschprogramm und die Reinigungsmittel ausreichend wirksam sind.
- Entfernen Sie Simplee-Produkte aus dem Thermodesinfektor unverzüglich nach der Reinigung.

5. Trocknung

Vor der Sterilisation im Autoklaven müssen Simplee-Produkte gründlich getrocknet werden. Das normale Leitungswasser kann verschiedene chemische Bestandteile enthalten, die beim Autoklavieren chemische Reaktionen hervorrufen können.

6. Überprüfen

Prüfen Sie nach der Reinigung, ob die Simplee-Produkte sauber sind, indem Sie die Oberfläche mit einem Radiergummi oder einem Finger abreiben.

WARNING! Es ist äußerst wichtig, dass die Produkte vor dem Sterilisationsvorgang wirklich sauber und trocken sind.



7. Sterilisation

Sterilisieren Sie Simplee-Produkte nur in einem Dampfautoklaven mit destilliertem Wasser und bei der auf dem entsprechenden Symbol angegebenen Temperatur. **Verwenden Sie keine chemische sterilisation oder Kaltenkeimung.**

- Bitte stellen Sie sicher, dass Simplee-Produkte das entsprechende Symbol auf der Verpackung tragen.

- Befolgen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung des Autoklaven.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig gemäß der Gebrauchsanweisung. Waschen und reinigen Sie das Gerät regelmäßig entsprechend der Gebrauchsanweisung.
- Achten Sie darauf, dass die maximale Ladekapazität nicht überschritten wird.
- Legen Sie alle Komponenten des Medizinproduktes in ein Autoklavenfach oder in einen Sterilisations-Einwegbeutel (empfohlen).
- Kunststoffteile dürfen die Autoklavenwände nicht berühren, da die Temperatur dort höher sein kann.
- Wir empfehlen, immer den folgenden Zyklus (Prion Cycle) zu verwenden:
Sterilisationstemperatur: 134°C
Sterilisationsdruck: 2 bar
Sterilisationszeit: 20,5 min
Trocknungszeit: 20 min
- Entfernen Sie Simplee-Produkte unverzüglich nach der Sterilisation aus dem Autoklaven.





SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

SECTIONAL MATRIX SYSTEM

6. Preverjanje

Po čiščenju preverite, ali so izdelki čisti, tako da površino podrgnete z radirko ali prstom.

OPOZORILO! Izredno pomembno je, da so izdelki pred postopkom sterilizacije zares čisti in suhi.



7. Sterilizacija

Izdelke sterilizirajte samo v parnem avtoklavu z destilirano vodo in pri temperaturi, navedeni na ustreznem simbolu.

Ne uporabljajte kemične sterilizacije ali hladne dezinfekcije. Prepričajte se, da so izdelki na embalaži označeni z ustreznim simbolom.

- Natančno upoštevajte navodila za uporabo avtoklava. Napravo redno preverjajte v skladu z navodili za uporabo. Napravo redno vzdržujte in čistite v skladu z navodili za uporabo. Vse sestavne dele medicinskega pripomočka položite v prostor za avtoklav ali v sterilizacijsko vrečko za enkratno uporabo (priporočljivo). Plastični deli se ne smejo dotikati sten avtoklava, saj je tam lahko temperatura višja. Priporočamo, da vedno uporabljate naslednji cikel (pronski cikel): Sterilizacijska temperatura: 134 °C Sterilizacijski tlak: 2 bara Čas sterilizacije: 20,5 min Čas sušenja: 20 min
- Po sterilizaciji izdelke takoj odstranite iz avtoklava.

8. Shranjevanje

Sterilizirane izdelke hranite na suhem mestu, kjer ni prahu. Izdelek do uporabe hranite zaprtega v sterilizacijski vrečki.

IZKLUČITEV ODGOVORNOSTI

Ta visokokakovostni izdelek proizvajajo podjetje Polydentia SA v Mezzovico, Švica. Vsebinsko te embalaže so preverili in odobrili naši predstavniki za kakovost. Materiali, uporabljeni pri izdelavi, so zasnovani tako, da zagotavljajo vzdržljivost in učinkovitost. Družba Polydentia za svoje izdelke nenehno išče najkakovostnejšo plastiko, kljub temu pa je treba upoštevati, da se plastika sčasoma obrabi. S sterilizacijo ali stikom s kemikalijami se lahko obrabljanje pospeši. Da bi zagotovili čim daljšo življenjsko dobo tega vrhunskega izdelka, čiščenje in sterilizacijo vedno izvajajte v skladu s temi navodili.



„Simplee Sectional Matrix“ sistemo uporabljam

Dezinfekcijo, valjmo in sterilizacijo gairis

Pagrinidnii principii

• Gaminii pristatomi nesterilii ir priis naudojant pirmq kartq juos reikia tinkamai dezinfekuoti, nuvalyti ir sterilizuoti.

- Gaminiius reikia prieš kiekvienq naudojimą dezinfekuoti, nuvalyti ir sterilizuoti.
- Efektivyus valymas yra būtina tinkamo „Simplee“ gaminiiu sterilizavimo prielaida.
- Atkreipkite dėmesį į Jūsų šalyje galiojančius teisės aktus bei odontologijos kabineto higienos taisykles.
- Už gaminiiu sterilumą atsako naudotojas. Todėl užtikrinkite, kad dezinfekavimui, valymui ir sterilizavimui būtų naudojamos tik validuotos procedūros. Taip pat turi būti reguliariai techniškai prižiūrima bei tikrinama sterilizavimo įranga bei kiekvienam dezinfekavimui, valymui ir sterilizavimo ciklui taikomi validuoti parametrai.
- Bėgant laikui medžiagos gali susidėvėti. Sterilizacija arba kontaktas su chemikalais šį dėvėjimąsi gali paspartinti. Prieš naudodami gaminį visada patikrinkite, ar jis nesudėvėjęs ir nepažeistas.
- Visos dezinfekavimo, valymo ir sterilizavimo procedūros metu stenkitės, kad gaminys nesiliestų su nepanašiais metalais.

Darbuotoju apsauga

Su naudotais ir užterštais gaminiais galima dirbti tik dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones.

1. Paruošiamasis apdorojimas

Prieš produktus apdorojant tuojau pat po naudojimo reikia pašalinti nuo jų stambius nešvarumus. Nenaudokite metalinio šepetio. Metalinis šepetys braižo ir gadina gaminio paviršius.

Jei naudojamas šiluminis dezinfektorius, toliau šioje instrukcijoje aprašyti veiksmai (žr. toliau) „2. Dezinfekavimas“ ir „3. Skalavimas“ nereikalingi, jeigu gaminiai nebuvo laikomi sausai ilgiau nei 2 valandas.

2. Dezinfekavimas

- Nelaikykite nešvarių gaminiiu sausai – kuo greičiau sudėkite juos į dezinfekavimo skystį.
- Mes rekomenduojame naudoti fermentinį pirminio valymo dezinfekantą arba pirminio valymo dezinfekantą ketvirtinių amonio junginių pagrindu.
- Kruopščiai laikykites pasirinkto dezinfekanto gamintojo naudojimo instrukcijų. Atkreipkite dėmesį, kad per didelė dezinfekanto koncentracija arba per ilgas poveikio laikas gaminiius gali pažeisti.
- Reguliariai pagal instrukcijas keiskite dezinfekantą.

3. Skalavimas

- Tuojau pat po dezinfekavimo gaminiius reikia kruopščiai nuplauti drungnu tekančiu vandeniu.

4. Valymas

Gaminiius visada nuvalykite, tik dezinfekuoti ir nuskalauti neužtenka.

Valymo galimybės:

Rankiniu būdu (A), ultragarso vonelėje (B), šiluminame dezinfektoriuje (C).

Jei yra galimybė, gaminiius reikėtų valyti automatizuotu metodu šiluminame dezinfektoriuje. Rankinį būdą, taip pat ir su ultragarso vonelė, reikėtų naudoti tik tada, jei nėra galimybės naudoti automatizuotos procedūros arba jei tokia procedūra yra nesuderinama su tam tikroms medžiagoms; tokiu atveju reikia atsižvelgti į ženklini mažesnį rankinės procedūros efektyvumą.

A. Rankinis valymas

- Jei galima, gaminiius visiškai išardykite.
 - Mes rekomenduojame naudoti valomąjį tirpalą ketvirtinių amoniako junginių pagrindu. Patikrinkite valomųjų tirpalų pH vertę; ji turi būti kuo neutralesnė.
 - Kruopščiai laikykites pasirinkto valomojo tirpalo gamintojo naudojimo instrukcijų. Atkreipkite dėmesį, kad per didelė koncentracija arba per ilgas poveikio laikas gali pažeisti gaminiius.
 - Reguliariai pagal instrukcijas keiskite valomuosius tirpalus.
- Po valymo gaminiius visada kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu.



B. Ultragarso vonelė

Išitikinkite, kad ant gaminiiu pakuotės būtų atitinkamas simbolis.

- Jei galima, gaminiius visiškai išardykite.
- Kruopščiai laikykites ultragarso vonelės naudojimo instrukcijas.
- Reguliariai techniškai prižiūrėkite ir valykite prietaisą pagal naudojimo instrukciją.
- Atkreipkite dėmesį, kad nebūtų viršytas maksimalus įkrovos kiekis. Mes rekomenduojame naudoti valomuosius tirpalus ketvirtinių amoniako junginių pagrindu. Patikrinkite valomųjų tirpalų pH vertę; ji turi būti kuo neutralesnė.
- Reguliariai pagal instrukcijas keiskite valomuosius tirpalus.
- Tuojau pat po valymo išimkite prietaisus iš ultragarso vonelės.



C. Šiluminis dezinfektorius

Jei galima, gaminiius visiškai išardykite.

Vadovaukitės šiluminio dezinfektoriaus gamintojo bei parinktos programos instrukcijomis ir teikite pirmenybę valikliams su apsauga nuo korozijos. Patikrinkite prietaisą pagal naudojimo instrukciją. Reguliariai techniškai prižiūrėkite ir valykite prietaisą pagal naudojimo instrukciją. Užtikrinkite, kad parinkta plovimo programa ir valikliai būtų pakankamai efektyvūs. Tuojau pat po valymo išimkite gaminiius iš šiluminio dezinfektoriaus.

5. Džiovinimas

Prieš sterilizuojant avtoklave gaminiius reikia gerai išdžiovinti. Įprastiniame vandenietikio vandenyje gali būti įvairių cheminių sudėtiniiu dalių, apdorojimo avtoklave metu išsiskiriančių chemines reakcijas.

6. Patikrinimas

Po valymo patikrinkite, ar gaminiai yra švarūs, paviršius nutrinami trintuku arba pirštu.

ĮSPĖJIMAS! Be galo svarbu, kad gaminiai prieš sterilizavimo procedūrą būtų tikrai švarūs ir sausi.



7. Sterilizavimas

Gaminiius sterilizuokite tik garų avtoklave su distiliuotu vandeniu ir simbolijie nurodytoje temperatūroje.

Nenaudokite cheminės sterilizacijos arba šaltojo nukensminimo. Išitikinkite, kad ant gaminiiu pakuotės būtų atitinkamas simbolis.

- Kruopščiai laikykites avtoklavo naudojimo instrukcijas. Patikrinkite prietaisą pagal naudojimo instrukciją. Reguliariai techniškai prižiūrėkite ir valykite prietaisą pagal naudojimo instrukciją. Visus medicinos priemones komponentus sudėkite į avtoklavo skyrių arba į vienkartinį sterilizavimo maišelį (rekomenduojama). Plastiškinės dalys turi nesiliesti prie avtoklavo sienelių, nes ten temperatūra gali būti aukštesnė.
- Mes rekomenduojame visada naudoti tokį ciklą (prony ciklą): Sterilizavimo temperatūra: 134 °C Sterilizavimo slėgis: 2 bar Sterilizavimo laikas: 20,5 min Džiovinimo laikas: 20 min
- Tuojau pat po sterilizavimo išimkite gaminiius iš avtoklavo.

8. Laikymas

Sterilizuotą gaminį laikykite sausoje ir nedulkėtoje vietoje. Iki naudojimo laikykite gaminį sandariai uždarytame sterilizavimo maišelyje.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Šį kokybišką gaminį gamina „Polydentia SA“ Mezzovico, Šveicarijoje.

Šios pakuotės turinį patvirtino ir leido naudoti mūsų kokybės pareigūnas. Gamyboje naudotas ilgalaikis ir patvarios medžiagos.

„Polydentia“ savo gaminiiams nuolat iesko kuo aukštesnės kokybės plastiką, tačiau nepamirškite, kad, bėgant laikui, plastikai gali dėvėtis. Sterilizacija arba kontaktas su chemikalais šį dėvėjimąsi gali paspartinti. Stiekiant užtikrinti kuo ilgesnį Jūsų „Premium“ kokybės gaminio naudojimo trukmę, ji visada valykite ir sterilizuokite pagal šias instrukcijas.