



FujiCEM 2 GC:ltä

Uusi resiinivahvistettu lasi-ionomee-
ripohjainen kiinnityssementti, jonka
innovatiivinen **Force & Fusion**
-tekniikka takaa täydellisen
mielenrauhan.

GC

Ota seuraava askel hammaslääketieteellisten materiaalien kehityksessä

Jatkuva kehitystyö on aina ollut luontaista GC:lle. Ensimmäisessä GC FujiCEM -versiossa oli pasta-pasta-koostumus. Sen jälkeen kehitettiin käyttöä helpottava **automix -järjestelmä**.

Nykyään GC FujiCEM tarjoaa kokonaisen vuosikymmenen kokemuksen yli **150 miljoonan kruunun** sementoinnin jälkeen, joka on kulminoitunut kliinisesti ylivoimaisen **GC FujiCEM 2** -tuotteen kehittämiseen.



Mihin sinä luottaisit saavuttaaksesi parempaa hammashoitoa?

GC FujiCEM 2 yhdistää resiinivahvistetun lasi-ionomeeriteknologian parhaat ominaisuudet:

- käytettävyydessä
- fysikaalisissa ominaisuuksissa

Mielenrauhaa jokaisessa vaiheessa



Miellyttävä käsittely on tärkeä tekijä klinisen työn onnistumisen kannalta, joten tiedät, mitä voit odottaa **GC FujiCEM 2**:lta, jo ennen hoidon aloittamista.

Käsinsekoitus

Voit valita käsinsekoitusvaihtoehdon ja sekoittaa A- ja B-pastat helposti.



Automix

Automix-vaihtoehto on täydellinen vaihtoehto pyrittäessä nopeampaan ja tarkempaan sekoitukseen, ilman vaaraa jälkiherkkyttä aiheuttavista kuplista tai huokosista.



Kosteutta kestävä



GC FujiCEM 2 poistaa kofferdamin tarpeen tai muut toimenpiteet kosteuden kontrolloimiseksi.

Itsekiinnittyvä



Ei tarvetta erilliselle etsaukselle ja sidostukselle.

Ihanteellinen konsistenssi



Sekoitettu pasta juoksee juuri oikeanlaisesti työtä paikalleen viettäessä.

Verraton kerrospaksuus



Erinomainen juoksevuus mahdollistaa erittäin ohuen kerrospaksuuden.

Helppo puhdistaa



Minuutin kuluttua paikalleenviennistä sementti saavuttaa kumimaisen muodon, jonka ansiosta ylimääräinen materiaali on helppo poistaa.

Pitkäikäinen työ



Ei jälkiherkkyttä, kestävä kiinnittyminen ja jatkuva **fluorin** vapautuminen sekundaarikarieksen estämiseksi.

Mitä GC FujiCEM 2 lupaa?

Tämä kattava kiinnitysjärjestelmä, joka perustuu resiinivahvistettuun lasi-ionomeeriteknologiaan, on turvallinen ratkaisu potilaillesi. Tällä materiaalilla on seuraavat 5 tärkeää ominaisuutta:

1



Vahva retentio

Kovettuneen sementin kemiallinen tasapaino on optimaalinen mahdollistaen maksimaalisen kiinnityksen hampaaseen, metalleihin tai yhdistelmämuoviin. Varhainen, suuri puristus- ja taivutuslujuus takaa parhaan mahdollisen tuloksen epäsuorissa töissä.

2



Jatkuva fluorin vapautuminen

Suunniteltu suojaamaan hampaan rakennetta kariesta vastaan. Pitkällä aikavälillä pasta vapauttaa huomattavasti enemmän fluoria kuin muut itsekiinnittyvät resiinisementit.

3



Sauman tiiviys

Kemiallinen kiinnittyminen hampaaseen säilyttää tiiviyn ja minimoi saumavuotojen ja sekundaarikarieksen riskin.

4



Ei jälkiherkkyttä

Ei ärsytä hammasta tai sitä ympäröiviä pehmytkudoksia, joten sementti ei aiheuta jälkiherkkyysriskiä.

5



Äärimmäisen ohut kerrospaksuus

Kermamaisen konsistenssinsa ansiosta sekoitettu pasta juoksee helposti viettäessä työtä paikoilleen muodostaen erittäin ohuen kerroksen.

Materiaali-innovaatiot

Tutustu tarkemmin GC FujiCEM 2:n
parannettuihin ominaisuuksiin.



Parempi käytettävyys

- **Valitse mieluisin annostelija**

Metallisen Paste Pak Dispenser -annostelijan lisäksi voit nyt käyttää muoviannostelijaa, joka on 85 % kevyempi, autoklavoitava ja kustannustehokas.

- **Pastojen A ja B väriero**

Tämä parannettu ominaisuus mahdollistaa sekoituksen homogeenisyyden varmistamisen silmämääräisesti.



Parannetut fysikaaliset ominaisuudet



FORCE & FUSION-TEKNOLOGIA

Innovatiivista Force & Fusion -teknologiaa hyödyntävä GC FujiCEM 2 kaksinkertaistaa alkuperäisen FujiCEMin sidoksen leikkauslujuuden, jolloin työsi kestävät vieläkin pidempään.*

VOIMA (FORCE)

Uusi erittäin elastinen ristiinsilloittumista hyödyntävä monomeeriteknologia

Joustava pitkäketjuinen monomeeri antaa **GC FujiCEM 2:**lle suuremman taivutuslujuuden, jonka ansiosta se voi toimia iskunvaimentimena ja kestää paremmin purentaräsitusta.



YHDISTÄMINEN (FUSION)

Muokattu filleripinnan käsittely

Tämä luo vahvan sidoksen lasipartikkelien ja resiniinimatriisiin välille.

*Tiedot tiedostossa

GC FujiCEM 2 on **kustannustehokas materiaali**, jolla on lukuisia indikaatioita, mikä tekee siitä ihanteellisen tuotteen vastaanotollesi. Erinomainen seuraaviin sementointikohteisiin:

- metalliset ja metallokeräamiset kruunut ja sillat
- erikoislujat kokokeräamiset (zirkonio) kruunut ja sillat
- yhdistelmämuovi- inlayt, onlayt, kruunut ja sillat
- kokokeräamiset inlayt
- metalli-, keraamiset ja kuitunastat



Pakkaukset

004599	GC FujiCEM 2, täyttöpakkaus
900624	GC FujiCEM 2, aloituspakkaus Paste Pak -annostelijalla
900625	GC FujiCEM 2, aloituspakkaus FujiCEM 2 -annostelijalla
004600	GC FujiCEM 2, Automix-pakkaus
900626	GC FujiCEM 2, Automix-aloituspakkaus Paste Pak -annostelijalla
900627	GC FujiCEM 2, Automix-aloituspakkaus FujiCEM 2 -annostelijalla
001573	Paste Pak -annostelija
004647	GC FujiCEM 2 -annostelija
900446	GC FujiCEM 2, täyttöpakkaus sekoituskärkiä



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com



GC NORDIC AB

Finnish Branch
Vanha Hommaksentie 11B
FIN-02430 Masala
Tel. & Fax. +358.9.221.82.59
info@finland.gceurope.com
http://finland.gceurope.com

