

VISCOSTAT®

20 % rautasulfaatti



Metal DI -kärki



Blue Mini DI -kärki

AINUTLAATUISET EDUT

- Syvän hemostaasin aikaansaamiseen
- Pysäyttää vuodon muutamassa sekunnissa lyhentäen hoitoaikaa
- Ystävällinen kova- ja pehmytkudoksille
- Eliminoi ientaskunestekontaminaation luoden optimaaliset olosuhteet sidostukselle
- Vähentää kallista uusintajäljennösten ottoa

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

ViscoStat hemostaatti on 20-prosenttinen rautasulfaattiekvivalenttiliuos, jossa on inerttejä sitovia aineita viskoosisessa, vesipitoisessa liuottimessa.

pH on noin 1 ja sisältää patentoitua, höyrytettyä piitä, joka rajoittaa happojen aktiivisuutta tehden niistä ystävällisiä kova- ja pehmytkudoksille.

Hemostaasiliuos sopii monenlaisiin hammas- ja suukirurgisiin toimenpiteisiin pinnallisen kapillaarivuodon tyrehtyttämiseen. Tällaisia toimenpiteitä ovat kiintoprotetiikka, restoratiivis-operatiivinen hoito, parodontaalihoito jne.

PAKKAUSKOOT

VISCOSTAT Indispense -pakkaus

Valm. koodi 649

- 1 kpl ViscoStat Indispense -ruisku, 30 ml
- 1 kpl Ultrapak-lankaa kutakin kokoa 00, 0, 1 ja 2
- 1 kpl Fischerin Ultrapak-pakkausinstrumentti
- 1 kpl Ultrapak-lankateline
- 20 kpl Metal Dento-Infusor -kärkiä
- 20 kpl tyhjää ruiskua, 1,2 ml
- Säilyvyysaika: 48 kk

VISCOSTAT BASIC Indispense -pakkaus

Valm. koodi 646

- 1 kpl ViscoStat Indispense-ruisku, 30 ml
- 1 kpl Ultrapak-lankaa, kumpaakin kokoa 0 ja 1
- 1 kpl Ultrapak-lankateline
- 40 kpl Metal Dento-Infusor -kärkiä
- 20 kpl tyhjää ruiskua, 1,2 ml
- Säilyvyysaika: 48 kk

VISCOSTAT DENTO-INFUSOR Indispense -pakkaus

Tuotenro 85530 | Valm. koodi 647

- 1 kpl ViscoStat Dento-Infusor Indispense-ruisku, 30 ml
- 20 kpl Metal Dento-Infusor -kärkiä
- 20 kpl tyhjää ruiskua, 1,2 ml
- Säilyvyysaika: 48 kk

VISCOSTAT Indispense -täyttöpakkaus

Tuotenro 86795 | Valm. koodi 645

- 1 kpl ViscoStat Indispense -ruisku, 30 ml
- Säilyvyysaika: 48 kk

VISCOSTAT Minikit -pakkaus

Tuotenro 31127 | Valm. koodi 1087-1

ViscoStat 2 x 1,2 ml, Dento Infusor -vientikärki 4 kpl

¹ www.realityesthetics.com