

VOCO

Profluorid Varnish



**Fluoria sisältävä hampaita desensitoiva eli
tuntoherkkyttä vähentävä lakka**

Käyttöohjeet

VOCO Profluorid Varnish on fluoria sisältävä hampaiden tuntoherkkyyttä vähentävä lakka kiille- ja dentiinipinnoille.

VOCO Profluorid Varnish tarttuu kosteisiin pintoihin ja on kosteutta ja sylkeä sietävä. **VOCO Profluorid Varnish** on kolofonien etanoliseos, mikä sisältää keinotekoisia makuaineita ja on makeutetettu xylitolilla.

1 ml **VOCO Profluorid Varnish** sisältää 50 mg natriumfluoridia, minkä vastaava puhdas fluoripitoisuus on 22.6 mg.

Käyttöalueet:

VOCO Profluorid Varnish on tarkoitettu käytettäväksi:

- yliherkkien hampaiden hoitoon
- dentiinitubulusten pinnoittamiseen esim. kaviteettipreparoinneissa tai herkkien juuripintojen käsittelyyn.

Käyttötapa:

Suosittelava annostus

- Potilaan maitohampaiden hoidossa:**

Käytä noin 0,25 ml **VOCO Profluorid Varnish** lakkaa

- Potilaan pysyvien hampaiden hoidossa ja jos mukana myös vielä maitohampaita**

Käytä noin 0,40 ml **VOCO Profluorid Varnish** lakkaa

VOCO Profluorid Varnish lakkaa käytetään ohuena kalvokerroksena kovan hammaskudoksen pinnalla. Paksut kerrokset kuoriutuvat helposti pois eli ei siten tarjoa parasta mahdollista terapeutista hoitotulosta.

Käyttökokemuksen myötä vaihtelevasti noin 0,25 ml - 0,40 ml fluorilakkaa riittää koko hampaiston fluorikäsittelyyn.

Käyttö:

- Poista hammaskivi kauttaaltaan käsiteltäviltä alueilta.
- Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi, poista kaikki ylimääräinen kosteus/sylki käsiteltäviltä alueilta.
- Käytä **VOCO Profluorid Varnish** lakan järjestelmälliseen applikointiin sivellintä tai vanupalloa saadaksesi ohuen kalvokerroksen koko halutulle alueelle.
- Anna käsitelty alue kostua (tai kevyellä huuhtelulla tai luonnollisella syljellä) varmistaaksesi **VOCO Profluorid Varnish** lakan asianmukainen kovettuminen.
- Neuvo potilasta välttämään kovan ruoan ja alkoholin nauttimista sekä hampaiden harjausta tai lankausta fluorikäsittelystä seuraavien neljän tunnin aikana.

Lisätiedot/Varotoimenpiteet:

VOCO Profluorid Varnish sisältää kolofonia. Kolofoni voi haitata kovettumista ja adheesiota yhdistelmämuoviin.

VOCO Profluorid Varnish lakka ei sovellu käytettäväksi potilaille, joilla on haavaanien ientulehdus tai stomatiitti tai allergioita hartseille tai muille ainesosille.

VOCO Profluorid Varnish lakkakäsittely ei ole tarkoitettu systeemiseen hoitoon.

Odeemistä turvotusta on raportoitu harvoin erityisesti laajojen pintojen käsittelyissä. Hengenahdistusta astmaatikkolapsilla on raportoitu erittäin harvinaisissa tapauksissa. Potilaat, joilla on herkkä ruoansulatusjärjestelmä voivat kokea pahoinvointia ja yleensä sen jälkeen, kun kyseessä on ollut lakan laaja-alainen käsittely. Mikäli tulee kyseeseen näitä kielteisiä reaktioita niin poista lakka pehmeällä hammasharjalla ja –langalla.

Huuhtelee lopuksi haalealla vedellä.

Älä käytä muita fluorikäsittelyjä saman päivän aikana.

Keskeytä fluoriditablettien nauttiminen muutamaksi päiväksi **VOCO Profluorid Varnish** fluorihoidon jälkeen.

Fluoria ei saa niellä.

Säilytys:

Säilytä 4°C - 23°C lämpötilassa. Älä käytä viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen.

Pidä poissa avotulen läheisyydestä.

Jakelupakkaukset:

Tuubi 10 ml	Art. No. 1267
50 SingleDose kerta-annoksia 0,25 ml, oheistuotteet (lapset)	Art. No. 1268
50 SingleDose kerta-annoksia 0,40 ml, oheistuotteet	Art. No. 1269

Tuotteemme on kehitetty hammaslääkintäkäyttöön. Toimittamiemme tuotteiden käyttöä koskevat suulliset tai kirjalliset tiedot ovat käytössämme olleiden tietojen mukaisia ja ne eivät ole velvoittavia. Antamamme tiedot tai neuvot eivät vapauta käyttäjää arvioimasta toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiotuun käyttöön. Koska emme voi valvoa toimittamiemme tuotteiden käyttöä, käyttäjä on itse täysin vastuussa niiden käytöstä. Takaamme luonnollisesti valmisteidemme voimassa olevien standardien mukaisen laadun ja myyntiä ja jakelua koskevien yleisten sopimusehtojen mukaisuuden.

VOCO

VC 60 001267 FI 019 98 / 048

P.O. Box 767
27457 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.com

VOCO

Profluorid Varnish



**Fluoria sisältävä hampaita desensitoiva eli
tuntoherkkyttä vähentävä lakka**

Käyttöohjeet

VOCO Profluorid Varnish on fluoria sisältävä hampaiden tuntoherkkyyttä vähentävä lakka kiille- ja dentiinipinnoille.

VOCO Profluorid Varnish tarttuu kosteisiin pintoihin ja on kosteutta ja sylkeä sietävä. **VOCO Profluorid Varnish** on kolofonien etanoliseos, mikä sisältää keinotekoisia makuaineita ja on makeutetettu xylitolilla.

1 ml **VOCO Profluorid Varnish** sisältää 50 mg natriumfluoridia, minkä vastaava puhdas fluoripitoisuus on 22.6 mg.

Käyttöalueet:

VOCO Profluorid Varnish on tarkoitettu käytettäväksi:

- yliherkkien hampaiden hoitoon
- dentiinitubulusten pinnoittamiseen esim. kaviteettipreparoinneissa tai herkkien juuripintojen käsittelyyn.

Käyttötapa:

Suosittelava annostus

- Potilaan maitohampaiden hoidossa:**

Käytä noin 0,25 ml **VOCO Profluorid Varnish** lakkaa

- Potilaan pysyvien hampaiden hoidossa ja jos mukana myös vielä maitohampaita**

Käytä noin 0,40 ml **VOCO Profluorid Varnish** lakkaa

VOCO Profluorid Varnish lakkaa käytetään ohuena kalvokerroksena kovan hammaskudoksen pinnalla. Paksut kerrokset kuoriutuvat helposti pois eli ei siten tarjoa parasta mahdollista terapeutista hoitotulosta.

Käyttökokemuksen myötä vaihtelevasti noin 0,25 ml - 0,40 ml fluorilakkaa riittää koko hampaiston fluorikäsittelyyn.

Käyttö:

- Poista hammaskivi kauttaaltaan käsiteltäviltä alueilta.
- Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi, poista kaikki ylimääräinen kosteus/sylki käsiteltäviltä alueilta.
- Käytä **VOCO Profluorid Varnish** lakan järjestelmälliseen applikointiin sivellintä tai vanupalloa saadaksesi ohuen kalvokerroksen koko halutulle alueelle.
- Anna käsitelty alue kostua (tai kevyellä huuhtelulla tai luonnollisella syljellä) varmistaaksesi **VOCO Profluorid Varnish** lakan asianmukainen kovettuminen.
- Neuvo potilasta välttämään kovan ruoan ja alkoholin nauttimista sekä hampaiden harjausta tai lankausta fluorikäsittelystä seuraavien neljän tunnin aikana.

Lisätiedot/Varotoimenpiteet:

VOCO Profluorid Varnish sisältää kolofonia. Kolofoni voi haitata kovettumista ja adheesiota yhdistelmämuoviin.

VOCO Profluorid Varnish lakka ei sovellu käytettäväksi potilaille, joilla on haavaanien ientulehdus tai stomatiitti tai allergioita hartseille tai muille ainesosille.

VOCO Profluorid Varnish lakkakäsittely ei ole tarkoitettu systeemiseen hoitoon.

Odeemistä turvotusta on raportoitu harvoin erityisesti laajojen pintojen käsittelyissä. Hengenahdistusta astmaatikkolapsilla on raportoitu erittäin harvinaisissa tapauksissa. Potilaat, joilla on herkkä ruoansulatusjärjestelmä voivat kokea pahoinvointia ja yleensä sen jälkeen, kun kyseessä on ollut lakan laaja-alainen käsittely. Mikäli tulee kyseeseen näitä kielteisiä reaktioita niin poista lakka pehmeällä hammasharjalla ja –langalla.

Huuhtelee lopuksi haalealla vedellä.

Älä käytä muita fluorikäsittelyjä saman päivän aikana.

Keskeytä fluoriditablettien nauttiminen muutamaksi päiväksi **VOCO Profluorid Varnish** fluorihoidon jälkeen.

Fluoria ei saa niellä.

Säilytys:

Säilytä 4°C - 23°C lämpötilassa. Älä käytä viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen.

Pidä poissa avotulen läheisyydestä.

Jakelupakkaukset:

Tuubi 10 ml	Art. No. 1267
50 SingleDose kerta-annoksia 0,25 ml, oheistuotteet (lapset)	Art. No. 1268
50 SingleDose kerta-annoksia 0,40 ml, oheistuotteet	Art. No. 1269

Tuotteemme on kehitetty hammaslääkintäkäyttöön. Toimittamiemme tuotteiden käyttöä koskevat suulliset tai kirjalliset tiedot ovat käytössämme olleiden tietojen mukaisia ja ne eivät ole velvoittavia. Antamamme tiedot tai neuvot eivät vapauta käyttäjää arvioimasta toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiotuun käyttöön. Koska emme voi valvoa toimittamiemme tuotteiden käyttöä, käyttäjä on itse täysin vastuussa niiden käytöstä. Takaamme luonnollisesti valmisteidemme voimassa olevien standardien mukaisen laadun ja myyntiä ja jakelua koskevien yleisten sopimusehtojen mukaisuuden.

VOCO

VC 60 001267 FI 019 98 / 048

P.O. Box 767
27457 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.com