



MM-MTA™

State-of-the-Art endodonttinen korjaussementti

ENDODONTTINEN KORJAUSSEMENTTI

MICRO-MEGA® on tuonut markkinoille State-of-the-Art MM-MTA™, endodonttisen korjaussementin, jolla on erinomaiset fysiokemikaaliset ominaisuudet ja se on käytännöllisessä kapselipakkauksessa.

MM-MTA -sementti kovettuu nopeasti ja sen pastamaisen koostumuksen vuoksi se on helppo käsitellä ja viedä paikoilleen.

KÄYTTÖTARKOITUKSET

MM-MTA™ -sementtiä käytetään seuraavissa tapauksissa

- Juurikanavaperforaatioiden korjauksissa.
- Juurenpäätytteissä (retro- ja apexifikaatio endodonttinen kirurgia).
- Pulpan kattaminen.
- Sisäisten resorptioiden korjaaminen.

- Biologisesti hajoava
- Muodostaa vedenkestävän kerroksen, estää bakteerien läpitunkeutumisen.
- Erinomainen sidos dentiiniin.
- Optimaaliset tulokset, jopa kosteissa olosuhteissa.
- Röntgenkontrasti.

INNOVATIIVISET OMINAISUUDET

Ainutlaatuisten ominaisuuksiensa vuoksi MM-MTA™ -sementissä on kiistattomat edut verrattuna muihin vastaaviin materiaaleihin

Käytännöllinen pakkaus:

- Kapselit sisältävät MM-MTA -jauhetta ja nestettä, sekoitus (30 s) sekoituslaitteessa. Erittäin homogeeninen MM-MTA -seos, jossa aina samanlaiset, optimaaliset ominaisuudet.
- Jokainen kapseli sisältää tarkan annoksen MM-MTA -sementtiä, ei hukkamateriaalia.

Homogeeninen konsistenssi:

- MM-MTA -pakkaus varmistaa aina korkealaatuisen materiaaliseoksen, joka on yksinkertainen käsitellä ja helppo viedä juurikanavaan.

Nopea kovettuminen (20 minuuttia):

- Kalsiumkarbonaatin lisäys (CaCO₃) lyhentää huomattavasti kovettumisaikaa ja mahdollistaa täytön samassa istunnossa

36592 MM-MTA Starter kit 2 x 0,3 g + 1 kpl MM-MTA -viejä

36593 MM-MTA 2 x 0,3 g.



MM-MTA -kapseli sisältää nestettä ja 0,3 g MM-MTA -jauhetta. Jokainen kapseli on täysin umpinainen ja ilmatiivis.



HAMMASVÄLINE