

CITRIC ACID 20% SOLUTION

20% sitruunahappoliuos



NaviTip FX



AINUTLAATUISET EDUT

- Suositellaan puhdistusaineena/esikäsittelyaineena preparoiduissa juurikanavissa
- Poistaa mineraali- ja porausjätekerroksen
- Lievästi viskoosinen koostumus on hieman voiteleva

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Ultradentin sitruunahappo on miedosti hapan materiaali, joka on tehokas kalsiumhydroksidin, esim. UltraCal XS:n liotuksessa/ puhdistuksessa. Sitä suositellaan käytettäväksi puhdistus-/esikäsittelyaineena poistamaan porausjätekerros dentiiniseinämistä. Annostele NaviTip- tai NaviTip FX -kärjellä.

PAKKAUSKOOT

CITRIC ACID 20% SOLUTION -indispense-täyttöpakkaus

Tuotenro 32652 | Valm. koodi 329

1 kpl Citric Acid Indispense-ruisku, 30 ml

Säilyvyysaika: 18 kk.