

FILE-EZE®

EDTA-geeli



KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

File-Eze on tehokas 19-prosenttinen EDTA vesiliukoisessa, viskoosisessa liuoksessa. Sitä käytetään juurikanavapreparointien kelatointiin, voiteluun ja kudospääteiden poistoon. Peroksiditon, ei vaikuta metakrylaattiresiini-tiivistysaineiden kovettumiseen.

* Kaikki Ultradentin huuhteluaineet, voiteluaineet ja lääkeaineet sopivat yhteen metakrylaattiresiini-tiivistysaineiden kanssa. Seuraavat voiteluaineet sisältävät peroksiedeja, jotka eivät sovi yhteen EndoREZin kanssa: EndoGel*, EndoSequence*, Glyde*, Prolube*, RC Prep* ja SlickGel ES*.



NaviTip 30 G

NaviTip 29 G



PAKKAUSKOOT

FILE-EZE -pakkaus

Tuotenro 82094 | Valm. koodi 1075

4 kpl File-Eze EDTA -Lubricant-ruiskuja, 1,2 ml

20 kpl NaviTip-kärkilajitelma 30 G, 5 kutakin pituutta

Säilyvyysaika: 36 kk

FILE-EZE -täyttöpakkaus

Tuotenro 82095 | Valm. koodi 297

4 kpl File-Eze EDTA -Lubricant-ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 36 kk

FILE-EZE -indispense-täyttöpakkaus

Tuotenro 06995 | Valm. koodi 682

1 kpl File-Eze EDTA Lubricant -indispense-ruiskua, 30 ml

Säilyvyysaika: 36 kk