

EDTA 18% SOLUTION

EDTA-liuos



KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Juurikanavan kelaatiointiaineena, joka esikäsittelee ja puhdistaa läpi koko kelaatioprosessin.

Ultradentin 18-prosenttinen EDTA on paras huuhteluaine po-rausjätekerroksen poistoon, ja sitä voidaan käyttää lopullisena huuhteluaineena ennen täyttöö.

U.S. Patent No: 5,697,918.

PAKKAUSKOOT

EDTA 18% SOLUTION Indispense -täyttöpakkaus

Tuotenro 83891 | Valm. koodi 162

1 kpl EDTA 18 % Solution Indispense-ruisku, 30 ml

Säilyvyysaika: 24 kk