

Esteettiset täyteratkaisut

**Kaunis hymy, jota ei
voi olla jakamatta**



Haluat jokaisen potilaan poistuvan vastaanotolta kaunis hymy kasvoillaan.

Potilaat pitävät korkeakiiltoisten täytteiden ulkonäöstä ja pinnan sileydestä. Kiiltävän pinnan luominen saattaa kuitenkin viedä suhteettoman paljon aikaa. Joten kumman valitse; tingitkö esteettisyydestä paremman tuottavuuden nimissä vai käytätkö ylimääräistä aikaa luodaksesi kauniin hymyn? 3M:n esteettisten täyteratkaisuiden ansiosta, huomaat kuinka yksinkertaista on luoda luonnollisen näköisiä ja korkeakiiltoisia täytteitä.

Yhdistelmämuoveissa on eroja. Voit joko käyttää paljon aikaa täytteen kiillotukseen vain huomataksesi, että korkein kiilto katoaa nopeasti.

Tai voit valmistaa hymyjä joista potilaasi pitävät esteettisten täyteratkaisuiden avulla. 3M:n nanoteknologian ansiosta Filtek™ Supreme XTE täytemateriaali on helppo kiillottaa ja kiilto säilyy pitkään.

Nanoteknologia tekee Filtek Supreme XTE täytemateriaalista kauniin ja kestävän, antaen sinulle vapauden käyttää sitä kaikkiin yleisiin indikaatioihin.

Yksi yhdistelmämuovi-Filtek Supreme XTE jolla voit tehdä lähes kaiken.



Nanoteknologia. Mahdollistaa kauniit ja kestävät täytteet.



Timanttihiukkaset mahdollistavat korkealaatuisen kiillon

Yhdistelmämuovityön lopullinen esteettisyys riippuu sävystä, muodosta ja kiillosta, joka saavutetaan loppukiillotuksessa.

Sof-Lex™ Diamond kiillotusjärjestelmällä saat kauniin, kiillotuspastamaisen lopputuloksen — ilman sotkua!

Sof-Lex™ esikiillotuslaikka (beige) poistaa täytteen pinnasta muotoilun aikana syntyneitä naarmuja sekä valmistee pinnan loppukiillotusta varten. Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikka (pinkki) tuottaa lopullisen, lasimaisen kiillon.

Kiillottaminen on huomattavasti helpompaa kun sinun ei tarvitse vaihdella perinteisten kärkien, kuppien, kiekkojen ja harjojen välillä. Taipuisat laikat adaptoituvat kaikille hammaspinnoille—etu- ja taka-alueelle, kuperille ja koverille pinnoille. Ne voidaan steriloida ja käyttää uudestaan, mikä tekee niistä edullisen vaihtoehdon vastaanotolle.



Filtek™ Supreme XTE
yleistäyttemateriaali kiillotettuna
Sof-Lex™ Diamond
kiillotusjärjestelmällä



TPH Spectra® täyttemateriaali
kiillotettuna Enhance®
viimeistely- ja PoGo®
kiillotusjärjestelmällä

Huomaa kirkkaampi heijastus
Filtek™ Supreme XTE yleistäyttemateriaalissa
kun se on kiillotettu Sof-Lex™ Diamond
kiillotusjärjestelmällä.

Esteettisten täytteiden valmistus on nyt helppoa!

Yksi menestystekijä tässä tuotteessa on 3M:n historia erilaisissa hiontateknologioissa. Käytimme sitä hyväksemme luodessamme kiillotusjärjestelmän, joka auttaa sinua maksimoimaan Filtek™ Supreme XTE yleistäyttemateriaalin esteettiset ominaisuudet helposti ja vähillä työvaiheilla.

Filtek™ Supreme XTE
yleistäyttemateriaali

1



Sof-Lex™
esikiillotuslaikka

2



Sof-Lex™ Diamond
kiillotuslaikka

3



Tilaustiedot



Helppoa estetiikkaa

Vaikka Filtek™ Supreme XTE yleistytemateriaali on tunnettu laajasta valikoimasta eri sävyjä ja opaakkisuuksia, useimmat yhden sävyn täytteet tehdään yhdellä näistä kahdeksasta bodysävyistä.

A1B A2B A3B A3.5B
B1B B2B C1B C2B

Filtek™ Supreme XTE yleistytemateriaali

Dentiinisävyt

Refilli	Tilausno.	Tilausno
SÄVY	RUISKU	KAPSELI
A1D	4910A1D	4911A1D
A2D	4910A2D	4911A2D
A3D	4910A3D	4911A3D
A4D	4910A4D	4911A4D
B3D	4910A3D	4911B3D
C4D	4910C4D	4911C4D

Kiillesävyt

Refilli	Tilausno.	Tilausno
SÄVY	RUISKU	KAPSELI
A1E	4910A1E	4911A1E
AF	4910A2E	4911A2E
A3E	1910A3E	1911A3E
B1E	1910B1E	1911B1E
B2E	4910B2E	4911B2E
D2E	4910D2E	4911D2E
White	4910WE	4911WE
Extra white	4910XWE	4911XWE

Ruiskurefillit sisältävät : 1 – 3g ruisku;
käyttöohjeet

Kapselirefillit sisältävät:
dentiini-, kiille- ja läpikuultava sävyt; 10 × 0.2g
kapselia, käyttöohjeet bodysävyt; 20 × 0.2g
kapselia, käyttöohjeet

Bodysävyt

Refilli	Tilausno.	Tilausno
SÄVY	RUISKU	KAPSELI
A1B	1910A1B	1911A1B
A2B	4910A2B	4911A2B
A3.5B	4910A3B	4911A3B
A4B	4910A4B	4911A4B
A6B	4910A6B	4911B6B
B1B	4910B1B	4911B1B
B2B	4910B1B	4911B1B
B3B	4910B3B	4911B1B
B5B	4910B5B	4911B1B
C1B	4910C1B	4911C1B
C2B	4910C2B	4911C2B
C3B	4910C3B	4911C3B
D2B	4910D2B	4911D2B
D3B	4910D3B	4911D3B
White	4910WB	4911WB
Extra White	4910XWB	4911XWB

Läpikuultavat sävyt

Refilli	Tilausno.	Tilausno
SÄVY	RUISKU	KAPSELI
Kirkas	4910CT	4911CT
Sininen	4910BT	4911BT
Harmaa	4910GT	4911GT
Kellertävä	4910AT	4911AT

Sof-Lex™ Diamond kiillotusjärjestelmä

Tilausno.	Sisältö
5092I	Sof-Lex™ Diamond kiillotusjärjestelmä—peruspakkaus 5 Sof-Lex™ esikiillotuslaikkaa (beige); 5 Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikkaa (pinkki); käyttöohjeet; kuvallinen tekniikkaohjekortti
5090	Sof-Lex™ esikiillotuslaikka—refilli 15 Sof-Lex esikiillotuslaikkaa (beige)
5091	Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikka—refilli 15 Sof-Lex Diamond kiillotuslaikkaa (pinkki)
1983RA	3 RA kehränvartta (kulmakappaleeseen)



3M Oral Care
Keilaranta 6
02150 Espoo
Puh. (09) 52 521
www.3MESPE.fi

3M, ESPE, Filtek ja Sof-Lex ovat 3M:n tai
3M Deutschland GmbH:n tuotemerkkejä.
© 3M 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.
PB610020-1160307