

XP TECHNOLOGY™

QUIK-TIP®
CONE SOCKET INSTRUMENTS



BOGE 513

Yhdistelmäinstrumentti

HAMMASVÄLINE

BOGE 513

Yhdistelmäinstrumentti



Boge 513 -instrumentti on yhdistelmä haasta ja etualueen sirpistä, joita molempia käytetään yleisesti hammaskiivenpoistossa. Tämä instrumentti on kaksipäinen ja sitä on saatavana ainoastaan XP-pinnoitusteknologialla pinnoitettuna American Eagle instrumentsilta.

Instrumentin taivutuskulman vuoksi sen teroittaminen on lähes mahdotonta ja siten XP-teknologialla pinnoittaminen on hyödyllinen ominaisuus hammaslääkärin tai suuhygienistin näkökulmasta katsottuna.

ETUALUEEN HAKA



Toisessa päässä Boge 513 -instrumenttia on pidennetty alavarsi ja suora, hieman lipallinen työskentelyosa. Haan työskentelyosan leveys on suunniteltu ylläpitämään tasainen työskentelytuntuma erityisesti vertikaalisesti ja horisontaalisesti suuntautuvissa liikkeissä.

Etualueen haka on tarkoitettu sirpinomaiseksi seuraavissa toimenpiteissä:

- ienrajoissa työskennellessä, kun juurenpinta on paljastunut
- ylä- ja alaetualueilla hampaiden sisäpinnoilla työskennellessä
- alueilla, joissa potilaalla on kiinteät oikomiskojeet
- taka-alueiden hampaankaulaosien puhdistukseen





NEBRASKA 128

Instrumentin toinen pää on Nebraska 128 -sirppi. Nebraska 128 -sirppi sopii erityisesti

- ahtaisiin hammasväleihin
- alueille, joissa on hampaiden päällekkäisyyttä



Saatavana irtokärkisenä sekä kokonaisena instrumenttina, jolloin toinen pää on AESB513BXPQT (uusi Boge 513) ja toinen pää Nebraska 128 (AESB513AXPQT).



AESB513XPZ



AESB513XPX




Emily Boge

Ennen varsinaista hallinnollista uraansa Emily työskenteli suuhygienistinä Manchesterissa, Iowassa (2003–2015). Hän on omistajana Think Big Dental nimisessä yrityksessä, joka tarjoaa kirjoittaja- ja luennoitsijapalveluita. Hän on tällä hetkellä puheenjohtajana Suuhygienistiliitossa Iowassa (2016–2017). Hän on myös aktiivinen jäsen Yhdysvaltojen ammatillisissa järjestöissä ADHA:ssa ja AADH:ssa. Emily on edistänyt suuhygienistin ammatin kehitystä monella eri tasolla. Emily on palkittu ADHA:n myöntämällä kliinisellä palkinnolla ja hän on ollut vuoden suuhygienisti Iowassa vuonna 2012.

KÄYTTÄJÄN KOMMENTTI

"Nebraska 128 -sirpin terän muoto on erinomainen linguaalipinnoilla olevien retentiokaarien puhdistamiseen. Minä olen aina pitänyt omasta Nebraska 128 -sirpistäni ahtailla etualueilla työskennellessäni"
-Ryan Rutar, RDH, MAM



PAKKAUSKOOT

tuotenro

valmistajan koodi

33632	Sirppi Boge 513XP lila, 1 kpl
33633	Vaihtokärki haka Boge 513 B XP, 1 kpl
33634	Vaihtokärki sirppi Boge 513 A XP, 1 kpl

AESB513XPX
AESB513BXPQT
AESB513AXPQT



HAMMASVÄLINE