

TURVALLISESTI - TEHOKKAASTI - HELPOSTI

Käsihygienia



ERISAN KÄSIHUUHDE HERKÄLLE IHOLE
Hyvin levittyvä, kevyesti geelimäinen desinfektiohuuhde usein toistuvaan käsien desinfiointiin. Sisältää ihoa hoitavia ja kosteuttavia ainesosia, jättäen pehmeän ja puhtaan ihotunteen. Soveltuu hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon.



ERISAN DESINFEKATIOHUUHDE
Hyvän käsihygienian perustuote. Etanolipohjainen, kevyesti geelimäinen desinfektiohuuhde, sisältää ihoa hoitavia ja kosteuttavia ainesosia. Soveltuu hygieeniseen käsidesinfektioon.



ALLSEPT S -KÄSIHUUHDE
Nestemäinen, laajan ja pitkävaikutteisen mikrobisidisen tehon omaava tuote, sisältää ihoa hoitavia ja kosteuttavia ainesosia. Soveltuu hygieniaseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon.



ERISAN HOITAVA PESUNESTE
Hajustamaton, väriaineeton ja hoitavia ainesosia sisältävä pesuneste joka vaahdotuu miellyttävästi ja huuhtoutuu helposti. Soveltuu usein toistuvaan käsienspesuun.



ERISAN PESUVOIDE
Hajustamaton, väriaineeton ja runsaasti hoitavia ainesosia sisältävä pesuvoide, joka hoitaa ihoa. Soveltuu kuivan ja herkän ihon päivittäiseen pesuun.



ERISAN KOSTEUSVOIDE
Keramideja ja runsaasti kosteuttavia ainesosia sisältävä ihon tehokosteuttaja. Imeytyy nopeasti. Soveltuu käsille ja koko vartalolle.



ERISAN PERUSVOIDE
Pantenolia ja hoitavia öljyjä sisältävä perusvoide ihon hoitoon. Pantenoli edesauttaa pienten haavamien paranemista. Soveltuu käsille ja koko vartalolle.



ERISAN PROTECTIVE
Suojaava käsihoide veden, suojakäsineiden ja kemikaalien aiheuttamaa rasitusta vastaan. Kosteuttaa ja hoitaa rasitukselle altista ihoa.

Koodi	Pakkaus
34510	500 ml pumppuplo
34509	1 l dispenser



Koodi	Pakkaus
90049	500 ml pumppuplo
90059	1 l dispenser



Koodi	Pakkaus
90056	1 l dispenser
90046	5 l astia

Koodi	Pakkaus
30755	500 ml pumppuplo
90058	1 l dispenser
35295	5 l astia

Koodi	Pakkaus
35639	500 ml pumppuplo
35638	1 l dispenser

Koodi	Pakkaus
32319	150 ml tuubi
32320	300 ml pumppuplo
32321	1 l dispenser

Koodi	Pakkaus
37793	300 ml pumppuplo

Koodi	Pakkaus
35061	500 ml pumppuplo

Väline- ja pintahygienia



ALU DEKO
Nestemäinen, vaahtoamaton pesuaine hammashuollon välineistön ja instrumenttien koneelliseen pesuun. Soveltuu myös herkille materiaaleille.



ERIZYME
Nestemäinen, entsyymitehosteinen pesuaine kaikille hammashuollon koneistavalle välineistölle. Pieni annostus.



HYDRAGEL
Lian kiinnikuivumista sekä mikrobien lisääntymistä ja leviämistä estävä esikäsittelytuote instrumentteille. Geelimäinen tuote sumutetaan instrumenttien pinnalle josta se leviää kauttataan instrumentin ulkopinnalle. Vaikutusaika jopa 5 vrk.



STEEL
Hapan erikoispuuaine jota käytetään instrumenttipesukoneiden ja instrumenttien vaikeasti irtoavien kalkki-, lika- ja ruostetahrojen poistoon. Steel puhdistaa myös silikoni- ja muovimateriaalit sekä kirkastaa instrumenttien pinnan. Tuote soveltuu jäljennöslusikoiden liotukseen ja puhdistukseen.



ERINOX
Erinox on matalavaahdotoin erikoispuuaine joka soveltuu ultraäänipesulaitteen pesuaineksi sekä instrumenttien ja hoitovälineiden käsin suoritettavaan pesuun.



EASYDES
Käyttövalmis, etanolipohjainen, pesevä pintadesinfektioaine joka soveltuu kaikkien alkoholia sietävien pintamateriaalien puhdistukseen ja desinfektioon. Easydes desinfektioaine on helpokäyttöinen ja se suorittaa desinfektion nopeasti. Sitä voidaan käyttää myös näkyvästi likaantuneilla pinnoilla sekä eritetahradesinfektioon.



ERISAN DES
Tiivistemuotoinen, nopeavaikutteinen desinfektioaine. Tehokkaalla kvatti-amiini-fenoksietanolihdisteellä saavutetaan laaja mikrobisidinen teho. Erisan Des soveltuu pinta- ja eritetahradesinfektioon, hoitolaitteiden puhdistukseen, instrumenttien ja välineiden liotusdesinfektioon sekä ultraäänilaitteeseen.



ERISAN OXY+
Monikäyttöinen, mikrobisidisesti erittäin laaja-tehoinen vetyperoksidiin ja peretikkahappoon perustuva desinfektioaine. Käytetään laitteiden, välineiden sekä pintojen puhdistukseen ja desinfektioon. Erisan Oxy+!lla voidaan saavuttaa myös ns. High Level -desinfektiotaso.



ERIHYD FORTE
Käyttövalmis, mikrobisidisesti tehokas, nopeavaikutteinen, glutaarialdehydiä sisältävä desinfektioaine. Se sopii proteettisten töiden, kumi- ja muovivälineiden sekä kirurgisten instrumenttien desinfektioon. Erihyd Fortella on mahdollista saavuttaa ns. High Level -desinfektiotaso.



KLORILLI
Väline-, instrumentti-, pinta- ja eritetahradesinfektioon sekä desinfiokuvaan puhdistukseen. Kloramin-T -pohjainen.

Koodi	Pakkaus
90165	5 l astia

Koodi	Pakkaus
35977	5 l astia

Koodi	Pakkaus
90055	750 ml suihkepl



Koodi	Pakkaus
34338	1 l pullo

Koodi	Pakkaus
39346	5 l astia

Koodi	Pakkaus
38948	16 pyyhettä
90030	500 ml plo
90043	5 l astia

Koodi	Pakkaus
88305	3 l astia

Koodi	Pakkaus
90047	50 pss/ laatikko

Koodi	Pakkaus
74990	5 l astia

Koodi	Pakkaus
37672	5 l astia

Muu vastaanoton hygienia



KIILTO PLUSCLEAN
Hajusteeton, heikosti emäksinen yleispuhdistusaine kaikille koviille pinnoille. Soveltuu myös käsin suoritettavaan astioiden pesuun.



KIILTO COFFEX
Kahvinkeittimien ja kahvisäiliöiden päivittäiseen pesuun sekä lasi- ja termoskannujen säännölliseen puhdistukseen. Estää kahvi- ja mahtolian pinttymisen.



KIILTO GREEN EASY TABS
Vesiliukoiseen suojakelmuun pakattu helppokäyttöinen koneastianpesuainetabletti. Sisältää sekä pesuaineen että huuhtelukirkasteen.



ONE SYSTEM BASIC
Korkean hygienian tiloihin soveltuva desinfektioainella täytettävä kertakäyttöinen pyyhepakkaus.



DISPENSER SEINÄTELIN
Hygieeninen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu seinäteline dispenser-pakkausten annosteluun. Kestävä käytössä ja soveltuu myös kosteisiin tiloihin. Ruuvi kiinnitys seinään tai peiliikaapin sisään.



ANNOSTELUPUMPPU 5 L ASTIAAN
Kerta-annos 5 ml.



ANNOSTELUPUMPPU 3 L ASTIAAN



ANNOSTELUPUMPPU 500 ML:L PULLOON
Sopii 500 ml:n käyttölaimeen polloon sekä Easydes 500 ml pulloon.

Koodi	Pakkaus
36125	1 l plo
36126	5 l astia

Koodi	Pakkaus
32322	800g plo

Koodi	Pakkaus
36062	2 kg pkt / 100 kpl

Koodi	Pakkaus
33683	4 x 1 (120 pyyhettä)



Koodi	Pakkaus
90054	pitkä painike
90060	lyhyt painike

Koodi	Pakkaus
30398	1 kpl

Koodi	Pakkaus
03408	1 kpl

Koodi	Pakkaus
31045	1 kpl

Hoituhuoneen pinnat kontaminoituvat potilastyön aikana ja pinnoilta mikrobit voivat siirtyä henkilökunnan käsien välityksellä instrumentteihin, hoituhuoneen muille pinnoille, potilaisiin tai hoitavaan henkilökuntaan.

Tartunnat ehkäistään hygieenisellä työskentelyllä, hyvällä käsihygienialla, pintadesinfektioilla ja instrumenttihuollolla.



TURVALLISESTI - TEHOKKAASTI - HELPOSTI

Käyttösuosituksia tuotteillemme

Tuotteemme kehitetään ja valmistetaan Suomessa turvallisesti ja ympäristöä huomioiden.



KiiltoClean sairaalahygienia

Kohde		Aine	Pitoisuus	Aika	Suoritustapa	Huomioitavaa
Kädet		ERISAN NONSID <i>Hoitava pesuneste</i>			Vesipesu	
		ERISAN PESUVOIDE				Herkkäihoisille
		KÄSIDESI <i>desinfektiohuuhde</i>	3-5 ml	30 s		Vesipesua korvaava
		ERISAN KÄSIHUUHDE	3-5 ml			Pitkäaikaisteho -> kirurgiseen käsihygieniaan
		ALLSEPT S	3-5 ml	30 s / 3 min		
		ERISAN KOSTEUSVOIDE				
		ERISAN PROTECTIVE				Suojaava käsivoide
Kiinteiden hoitolaitteiden, pienlaitteiden sekä käsi- ja kulmakappaleiden pinnat		ERISAN DES	2 % (käyttöliuos)	Työhön käytetty aika	Nihkeäpyyhintä	Eritetahrat imeytetään ensin. Päivän päätteeksi pintojen neutralointi = vesipyhintä nihkeällä
		EASYDES	55-60 % + kvatern. amm.kloridi (valmis liuos)	Työhön käytetty aika	Nihkeäpyyhintä	
Tietokonenäppäimistöt, kosketusnäyttö, sähkölaitteet		EASYDES	55-60 % + kvatern. amm.kloridi (valmis liuos)	Työhön käytetty aika	Nihkeäpyyhintä	
Instrumentit	Esikäsitteily	HYDRAGEL	Laimentamatta	max 5 vrk	Suihkutetaan instr. päälle	Mikrobistaattinen
	Desinfiiva pesukone	ALU DEKO	0,3 % (kone laimentaa)		Konepesuaine	
	Desinfiiva pesukone	ERIZYME	0,15 % (kone laimentaa)		Konepesuaine	
	Manuaalinen pesu	ERISAN DES	2 % (käyttöliuos)	½ h	Esiliotus	Huuhdellaan ennen koneeseen laittoa
	Erikoispuhdistus	STEEL	20 %	½ h	Liotus lämpimässä vedessä, huolellinen huuhtelu.	
Poranterät ja muut pienvälineet		HYDRAGEL	Laimentamatta	max 5 vrk	Suihkutetaan pienvälineiden päälle	Mikrobistaattinen
		ERISAN DES	Laimentamatta	30 min	Liotus	Huuhdellaan ennen konepesua
Proteettiset työt		ERIHVD FORTE	Laimentamatta	10 min	Liotus	Huolellinen huuhtelu Liuos vaihdetaan 1 x / kk
Imulaitteet		ERISAN OXY+	Erisan Oxy+ pss/ 2½ l vettä = 2 %		Imetään imurin letkujen läpi, annetaan vaikuttaa yön yli letkustossa	Aamulla letkusto huuhdellaan vedellä

Turvallisesti - Tehokkaasti - Helposti
Hammashuollon hygieniaratkaisu



HAMMASVÄLINE

PL 15, 02101 Espoo | Asiakaspalvelu puh. 010 588 6100
kauppa.hammasvaline.fi | www.hammasvaline.fi



KiiltoClean_{oy}

PL 157, 20101 Turku | Puh. 0207 710 400
www.kiiltoclean.fi