


EDTA-NESTE 17 %

Juurikanavien laajentamiseen
ja instrumenttien liukastamiseen

- vaikuttaa ja puhdistaa sekä kemiallisesti että mekaanisesti
- smear layerin poistoon

34264 EDTA-neste 17 %, 100 ml



CANASOL

Natriumhypokloriitti
juurikanavien huuhteluun

- käyttövalmis liuos, erityisesti juurihoitoon
- puskuroitu ja stabiili koostumus, joka ylläpitää liuoksen ominaisuudet sen kestoajan
- laaja bakterikirjo

35691 Canasol 1 %, 100 ml

31020 Canasol 3 %, 500 ml

31491 Canasol 3 %, 100 ml

31096 Canasol 6 %, 100 ml



CHX-ENDO 2%

Klooriheksidiiniliuos
juurikanavien huuhteluun

- käyttövalmis liuos, erityisesti juurihoitoon
- puskuroitu ja stabiili koostumus, joka ylläpitää liuoksen ominaisuudet sen kestoajan
- laaja bakterikirjo

35608 CHX, klooriheksidiini 2 %, 100 ml

31092 CHX, klooriheksidiini 2 %, 500 ml



Lisätarvikkeet

35782 Kalsiumhydroksidin vientikärki, muovinen, sininen, 50 kpl

35869 Vaahtomuovityyny pyöreä Ø 5 cm, paksuus 0,7 cm, 40 kpl



MAGNUM
D E N T A L

HAMMASVÄLINE