

SALUTEM PRO

Puhdistus- ja profylaksiapastat ammattikäyttöön

Tuotesarja, jolla voidaan tehdä ammattimaiset
hammaspintojen puhdistukset ja profylaksiakäsittelyt.

(PMTTC = professional mechanical toothcleaning)*

Samalla toteutuu fluorikäsittely (medium ja fine)

- pysyvät hyvin hampaan pinnalla eivätkä roisku käytettäessä pyöriviä harjoja tai kumikuppeja
- helposti huuhdottavissa
- miedosti maustettuja
- 70 g:n laminaattiputkilossa
- fluorikäsittely (medium ja fine)



COARSE

Karkea hohkakivipuhdistuspasta

Hiukkaskoko 237 μ , 0 % F

- kiilteen ja dentiinin puhdistukseen ennen sidostusta paikkaushoidossa ja proteettisten töiden sementoinnin yhteydessä
- voimakkaiden värjäytymien poistoon

MEDIUM

Hieno hohkakivipasta

Hiukkaskoko 104 μ , 0,6 % F

- värjäytymien ja plakin poistoon
- juurten pintojen tasoitukseen käsi-instrumenttien käytön jälkeen
- samalla toteutuu fluorikäsittely

FINE

Profylaksiapasta, puhdistavana aineena piidioksidi, 0,6 % F

- värjäytymien ja plakin poistoon
- medium-pastan tai suoraan käsi-instrumenttien jälkeen juuren pinnan tasoitukseen ja kiillotukseen
- metalli- ja muovitäytteiden kiillotukseen
- samalla toteutuu fluorikäsittely

Medium- ja Fine sopivat käytettäväksi kertakäyttöruiskussa ja niiden fluoripitoisuus vastaa P. Axelssonin Karlstadin tutkimuksissa käyttämän tahnan fluoripitoisuutta. **Fine** soveltuu myös hammasvälien puhdistukseen hammas langan avulla, koska pasta ei kuluta lankaa poikki. Implanttien puhdistukseen suositellaan **fluoritonta (0% F) Salutem-hammastahnaa**.

* Axelsson P(1994). Mechanical plaque control. In Lang NP, Karring T(eds). Proceedings of the 1st European Workshop on Periodontology, Chicago: Quintessence.