

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
| Tuotenimi: | ProphyCare ProphyPaste | Sivu: | 1/12 |
| Tarkistettu: | | Painopäivä: | 2021-09-30 |
| Tuoteno: | | SDS-ID: | FI-FI/1.0 |

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi: ProphyCare ProphyPaste

Tuotenumero:
741111 (ProphyPaste PRO)
690125 (ProphyPaste PRO, single dose)
731114 (ProphyPaste green 97g/60ml)
731113 (ProphyPaste blue 96g/60ml)
731112 (ProphyPaste red 84g/60ml)
731111 (ProphyPaste yellow 84g/60ml)
690123 (ProphyPaste blue single dose 2g)
690122 (ProphyPaste green single dose 2g)
690121 (ProphyPaste red single dose 2g)
690120 (ProphyPaste yellow single dose 2g)
690119 (ProphyPaste mix single dose 2g)

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistettu käyttö(t): ProphyPaste PRO:
Pasta hampaiden pinnoitteiden poistamiseen.
ProphyPaste:
Hampaiden kiillotustahna. Lääkinnällinen laite. Invasiivinen.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja: Directa AB
P.O. Box 723
SE-194 27 Upplands Väsby
Tel:+46 850650575
Fax:+46 85903060
info@directadental.com

1.4 Häät puhelinnumero

Häät puhelinnumero: Myrkytystietokeskus: (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe). tai +46 (0)8-33 12 31 (Vain työaikana)

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

CLP: Tuotetta ei ole luokiteltu.
Tuote katsotaan lääkitseväksi laitteeksi ja se sisältää ainetta, jolla on työperäisen altistumisen raja. Tästä syystä käyttöturvallisuustiedote on toimitettava pyynnöstä.

2.2 Merkinnät

Aine/seos ei täytä luokitus- ja merkintäkriteerejä.

2.3 Muut vaarat

PBT/vPvB: Ei luokiteltu PBT/vPvB:nä voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi: ProphyCare ProphyPaste Sivu: 2/12
Tarkistettu: Painopäivä: 2021-09-30
Tuoteno: SDS-ID: FI-FI/1.0

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

CLP:

| <u>%:</u> | <u>CAS- numero:</u> | <u>EY-nro:</u> | <u>REACH- rek.nro:</u> | <u>Kemiallinen nimi:</u> | <u>Vaaraluokitus:</u> | <u>Huom.:</u> |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--|---------------|
| 0,1-5 | 13463-67-7 | 236-675-5 | 01-2119489379- 17-xxxx | Titaanidioksidi | - | # |
| <0,3 | 7681-49-4 | 231-667-8 | 01-2119539420- 47-xxxx | Natriumfluoridi | Acute Tox. 3;H301 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 EUH032 | |

Huomautukset: #: Aineelle on määritelty altistuksen raja-arvo.

Content of pigments in each product (applies to ProphyPaste)

CCS Prophy Paste blue:

Chemical name: Acid Blue 9 (CI 42090, E133)

Content: 0,01-0,09 %

CAS-no.: 3844-45-9

EC-no.: 223-339-8

CCS Prophy Paste green:

Chemical name: Acid Blue 9 (CI 42090, E133)

Content: 0,01-0,09 %

CAS-no.: 3844-45-9

EC-no.: 223-339-8

Chemical name: Acid Yellow 23 (CI 19140, E133)

Content: 0,01-0,09 %

CAS-no.: 1934-21-0

EC-no.: 217-699-5

CCS Prophy Paste red:

Chemical name: Acid Red 51 (CI 45430, E133)

Content: 0,01-0,09 %

CAS-no.: 16423-68-0

EC-no.: 240-474-8

CCS Prophy Paste yellow:

Chemical name: Acid Yellow 23 (CI 19140, E133)

Content: 0,01-0,09 %

CAS-no.: 1934-21-0

EC-no.: 217-699-5

Viitteet: Kaikkien vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osiossa 16.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
| Tuotenimi: | ProphyCare ProphyPaste | Sivu: | 3/12 |
| Tarkistettu: | | Painopäivä: | 2021-09-30 |
| Tuoteno: | | SDS-ID: | FI-FI/1.0 |

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys: Ei relevantti.

Iho: Huuhtele iho runsaalla vedellä.

Roiskeet silmiin: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Poista mahd. piilolasit ja pidä silmät aivan auki. Jos ärsytys jatkuu, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan.

Nieleminen: Huuhtele suu vedellä. Ota yhteys lääkärin jos kemikaalia on nieltä suurehko määrä.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet/vaikutukset: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Roiskeet silmiin saattavat aiheuttaa punotusta ja ärsytystä. Voi aiheuttaa suun ja nielun ärsytystä.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Lääkärihoito/käsittelyt: Hoida oireiden mukaan. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet: Tämä tuote ei ole syttyvä. Ympäristön kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erytyiset vaarat: Tulipalossa voi muodostua terveydelle haitallisia kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojavarusteet palontorjuntahenkilöille: Hengityssuojaimen valinta palon syttyessä: Noudatettava työpaikan yleisiä toimintaohjeita.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
| Tuotenimi: | ProphyCare ProphyPaste | Sivu: | 4/12 |
| Tarkistettu: | | Painopäivä: | 2021-09-30 |
| Tuoteno: | | SDS-ID: | FI-FI/1.0 |

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökohtaiset varotoimet: Noudata tämän käyttöturvallisuustiedotteen toimenpiteitä.

Yleiset suojauskeinot: Suojaus, katso kohdat 7 ja 8.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi: Vältettävä päästämistä vesistöön tai maaperään. Ilmoita suurista määristä ympäristö- ja terveysturvaviranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusohjeet: Pienet vuodot: Kerää roiskeet kostealla liinalla.
Suuret vuodot: Imeytä vuoto hiekkaan tai multa.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Viitteet: For emergency telephone number, see section 1
Tietoa henkilönsuojaimista on kohdassa 8.
Tiedot jätteiden käsittelystä ovat kohdassa 13.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käsittely: Vältä joutumista silmiin sekä pitkäaikaista ihokosketusta. Noudata hyvää kemikaalihygieniää. Varmista hyvä ilmanvaihto. Pese kädet ennen taukoja, ennen tupakointia sekä ennen syöntiä ja juontia.

Tekniset toimenpiteet: Pidä työpaikka puhtaana.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet varastoitaessa: Ei erityisiä toimenpiteitä.

Varastointiolosuhteet: Varastoidaan normaalissa huoneenlämpötilassa kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä hallankestävästi suljetussa alkuperäispakkauksessa. Säilytysaika: 3 vuotta.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityiskäyttö: Tuotetta käytetään hampaiden kiillotukseen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi: ProphyCare ProphyPaste Sivu: 5/12
Tarkistettu: Painopäivä: 2021-09-30
Tuoteno: SDS-ID: FI-FI/1.0

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muutujat

Työperäisen altistuksen raja-arvot:

| CAS-numero: | Kemiallinen nimi: | Kuin: | Altistusraja-arvot: | Tyyppi: | Huomautukset: | Viitteitä: |
|-------------|-------------------------|-------|-----------------------|---------|---------------|------------|
| - | Epäorgaaniset fluoridit | F | 2.5 mg/m ³ | 8 h | - | HTP |

Huomautukset: HTP: HTP-arvot 2018.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset ohjeet: Noudata työperäisen altistumisen raja-arvoja ja minimoi höyryjen hengittämisen vaara.

Henkilökohtaiset suojaimet: Henkilönsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN -standardien mukaisesti ja yhdessä henkilönsuojainten toimittajan kanssa.

Hengityksensuojaus: Normaalissa käyttötilanteessa hengityssuojainta ei yleensä tarvita. Jos ilmanvaihto on riittämätön, on sopivaa hengityssuojainta käytettävä.

Käsiensuojaus: Kosketusvaaran yhteydessä: Käytä suojakäsineitä. Käytä nitrili- tai butyylikumikäsineitä tai 4H testattuja käsineitä EN 374-3 mukaisesti. Parhaiten soveltuvat käsineet on valittava käsinetoimittajaa kuullen. Hän pystyy kertomaan käsinemateriaalin läpimenoajan.

Silmien suojaus: Roiskevaaran yhteydessä: Käytä hyväksytyjä suojalaseja.

Ihon suojaus: Käytä sopivaa vaatekangasta toistuvan tai pitkittyneen ihokosketuksen välttämiseksi.

Hygieniaoimenpiteet: Pese kädet käytön jälkeen. Pese työvaatteet ennen niiden seuraavaa käyttöä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
| Tuotenimi: | ProphyCare ProphyPaste | Sivu: | 6/12 |
| Tarkistettu: | | Painopäivä: | 2021-09-30 |
| Tuoteno: | | SDS-ID: | FI-FI/1.0 |

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | |
|--|---|
| <u>Olomuoto:</u> | Tahna. |
| <u>Väri:</u> | Eri värejä: Purppuranvärinen. Sininen. Vihreä. Keltainen. Punainen. |
| <u>Haju:</u> | Minttu |
| <u>Hajukynnys:</u> | Ei tiedetä. |
| <u>pH:</u> | 5,0-6,0 |
| <u>Sulamis- tai jäätymispiste:</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Kiehumispiste:</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Leimahduspiste:</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Haihtumisnopeus:</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut):</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Räjähdyksrajat:</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Höyrynpaine:</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Höyrytiheys:</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Suhteellinen tiheys:</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Liukoisuus:</u> | Suspensio. |
| <u>Jakaantumiskerroin (n-oktanoli/vesi):</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Itsesyttymislämpötila (°C):</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Hajoamislämpötila (°C):</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Viskositeetti:</u> | Ei tiedetä. |
| <u>Räjähävyys:</u> | Ei-räjähävä. |
| <u>Hapettavuus:</u> | Ei-hapettava. |

9.2 Muut tiedot

| | |
|---------------------|-------------|
| <u>Muut tiedot:</u> | Ei tiedetä. |
|---------------------|-------------|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
| Tuotenimi: | ProphyCare ProphyPaste | Sivu: | 7/12 |
| Tarkistettu: | | Painopäivä: | 2021-09-30 |
| Tuoteno: | | SDS-ID: | FI-FI/1.0 |

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus: Ei reaktiivinen.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tietoja stabiilisuudesta: Stabiili normaaleissa lämpötiloissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot: Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet/materiaalit: Erittäin kuuma tai kylmä lämpötila. (>25°C - <0°C)

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Yhteensopimattomat materiaalit: Hapot.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tarpeen normaaleissa olosuhteissa. When heating the product irritating vapours may be formed.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
| Tuotenimi: | ProphyCare ProphyPaste | Sivu: | 8/12 |
| Tarkistettu: | | Painopäivä: | 2021-09-30 |
| Tuoteno: | | SDS-ID: | FI-FI/1.0 |

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

| | |
|---|--|
| <u>Akuutti myrkyllisyys (suun kautta):</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>Akuutti myrkyllisyys (ihon kautta):</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>Akuutti myrkyllisyys (sisään hengitettynä):</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys:</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys:</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset:</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>Syöpää aiheuttavat vaikutukset:</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>STOT – kerta-altistuminen:</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>STOT – toistuva altistuminen:</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>Aspiraatiovaara:</u> | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. |
| <u>Hengitys:</u> | Ei oleellinen normaalissa huoneenlämpötilassa. Kuumennettaessa voi muodostua ärsyttäviä höyryjä. |
| <u>Ihokosketus:</u> | Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa punotusta ja ärsytystä. |
| <u>Roiskeet silmiin:</u> | Voi ärsyttää ja aiheuttaa punotusta ja kirvelyä. |
| <u>Nieleminen:</u> | Voi aiheuttaa suun ja nielun ärsytystä. Ingestion of large amounts may cause abdominal pain. |
| <u>Eryvistietoja:</u> | Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. |
| <u>Myrkyllisyystiedot:</u> | LD50 (suun kautta, rotta): Natriumfluoridi: 52 mg/kg |

11.2. Tiedot muista vaaroista

| | |
|---|---|
| <u>Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet:</u> | Tuote ei sisällä mitään ainetta, jolla tiedetään olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia. |
|---|---|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
| Tuotenimi: | ProphyCare ProphyPaste | Sivu: | 9/12 |
| Tarkistettu: | | Painopäivä: | 2021-09-30 |
| Tuoteno: | | SDS-ID: | FI-FI/1.0 |

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus: Ei luokiteltu ympäristölle haitalliseksi.

Natriumfluoridi:

LC50 (Kala: Onchorhynchus mykiss)/96 t: 51 mg/l

EC50 (Vesikirppu, 48 tuntia): 338 mg/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Hajoavuus: Tuote sisältää pääasiassa epäorgaanisia yhdisteitä, jotka eivät ole biologisesti hajoavia.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyspotentiaali: Ei bioakkumuloidu.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus: Tuote kulkeutuu maaperässä. Tuote on vesiliukoinen.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT/vPvB: Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Tuote ei sisällä mitään ainetta, jolla tiedetään olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset: Ei tunnettuja.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Jäte jäänteinä: EJL-koodi: 18 01 07

Tyhjät säiliöt: Pakkaus tulisi kierrättää.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
| Tuotenimi: | ProphyCare ProphyPaste | Sivu: | 10/12 |
| Tarkistettu: | | Painopäivä: | 2021-09-30 |
| Tuoteno: | | SDS-ID: | FI-FI/1.0 |

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR/AND/RID) eivät koske tuotetta.

14.1 YK-numero

YK-numero: -

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Oikea laivauksessa -
käytettävä nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka: -

14.4 Pakkausryhmä

PG: -

14.5 Ympäristövaarat

Meriä saastuttava aine: -

Ympäristölle haitallinen aine: --

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Erityisvarotoimet: Ei relevantti.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Kuljetus pakkaamattomana: Ei relevantti.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
| Tuotenimi: | ProphyCare ProphyPaste | Sivu: | 11/12 |
| Tarkistettu: | | Painopäivä: | 2021-09-30 |
| Tuoteno: | | SDS-ID: | FI-FI/1.0 |

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Erytisyshjeet: TOL2008: 862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut.
UC62: 55 (Muut kemikaalit)

Kansalliset määräykset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta, myöhempine muutoksineen.

715/2001 Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä, myöhempine muutoksineen.

HTP-arvot 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista.

179/2012 Valtioneuvoston asetus jätteistä, myöhempine muutoksineen.

553/2008 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta, myöhempine muutoksineen.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

CSA-tila: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole vielä tehty.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
| Tuotenimi: | ProphyCare ProphyPaste | Sivu: | 12/12 |
| Tarkistettu: | | Painopäivä: | 2021-09-30 |
| Tuoteno: | | SDS-ID: | FI-FI/1.0 |

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Käyttäjää on opastettava työssä ja hänen on tunnettava tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältö.

Käyttöturvallisuustiedotteessa CSA = Kemikaaliturvallisuusarviointi.
käytettyjen lyhenteiden ja EC50 = vaikuttava pitoisuus 50%.
akronyymien selitykset: LC50 = tappava pitoisuus 50%.
LD50 = tappava annos 50%.
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen.
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä.

Vaaralausekkeiden (H) luettelo:

| | |
|--------|--|
| H301 | Myrkyllistä nieltynä. |
| H315 | Ärsyttää ihoa. |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| EUH032 | Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa. |

Tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa perustuvat nykyisiin tietoihimme ja ne ovat luotettavia sillä edellytyksellä, että tuotetta käytetään määrätyissä oloissa ja pakkauksessa ja/tai relevantissa teknisessä kirjallisuudessa määriteltyjen käyttötapoj

Laatinut DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark. www.dhigroup.com.
