



ULTRADENT

## OPAL SEAL



*Pitkävaikutteinen, fluoria luovuttava valokovetteinen ortodonttinen kiillesidosmuovi*

- ohut, geelimäinen ja helposti käsiteltävä
- ruiskuissa vaihdettava tupsukärki
- kaksi käyttöaluetta: braketin kiinnityksessä etsatulle kiilteelle tai braketin ympärille etsatulle kiilteelle luovuttamaan fluoria pitkäaikaisesti
- yhteensopiva kaikkien valokovetteisten kiinnitysmuovien kanssa
- nähtävissä mustalla UV-valolampulla

- 46587 Opal Seal 500-060 IntroKit, **S** 1,7 g + **E** 1,5 g + kärjet, 10 + 10 kpl
- 46588 Opal Seal 500-061 Kit, 4 x **S** 1,7 g = 1,2 ml + kärjet, 40 kpl
- 46590 Opal Seal 500-040 Bond Kit, **S** 1,7 g, **BMV** 0,9 g, **E** 1,5 g
- 46577 Opal Seal 500-064, kärjet, 20 kpl

## OPAL ETCH

*35 % fosforihappogeeli*



- geelimäisyys mahdollistaa tarkan työskentelyn
- ei sisällä glyseriiniä
- suunniteltu poistumaan nopeasti ja täydellisesti huuhtelemalla

- 46592 Opal Etch Kit 500-012, sininen, 4 x **E** 1,5 g + 20 kpl
- 46593 Opal Etch Kit 500-013, sininen, 20 x **E** 1,5 g = 1,2 ml
- 46594 Opal Etch 500-019, kärjet, sininen + metalli, 20 kpl

**Oikomistuotemyynti**  
p. 010 588 6600  
**Kysy lisää!**

## OPAL BOND

*Valokovetteinen kiinnitysaine metallisille ja keraamisille kiinnikkeille*

### Medium Viscosity MV

- juoksevampi viskositeetti työntyy helpommin verkkopohjaan
- ergonominen ruiskun taivutus mahdollistaa aineen viennin braketeille tarkasti ja säästeliäästi
- kapselit sopivat useimpiin pistooleihin

- 46560 Opal bond 500-066MV, 20 x 0,3 g, kapseli
- 46559 Opal bond 500-067MV, 8 x 0,9 g, ruiskut

Sekä Opal Sealiin että Opal Bondiin on lisätty hivenen epäorgaanista fluorosoiavaa ainetta, jonka ansiosta niiden värisävy eroaa hampaasta ja näin kaiken muovin poistaminen hampaiden pinnoilta helpottuu. Tuotteet eivät sisällä väriaineita.

**S** = Opal Seal, **E** = Opal Etch, **BMV** = Bond Medium Viscosity

**opal**   
ADHESIVES

*Opal Orthodontics toimii yhteistyössä Susan G. Komen for the Cure -järjestön kanssa taistelussa rintasyöpää vastaan.*

**HAMMASVÄLINE**