

Tulevaisuus on täällä!
Uuden sukupolven sementti

THERACEM® Ca

Kaksoiskovetteinen, kalsiumia vapauttava, itsesidostuva resiinisementti

TheraCem Ca:ta käytettäessä hammasta ei tarvitse erikseen esikäsitellä tai sidostaa, kun retentio on hyvä. Kruunujen, siltojen, nastojen sekä inlayden ja onlayden ja nastojen (tehdasvalmisteiset metalli/ei-metalli/kuitunastat) sementointiin.



AINUTLAATUISET EDUT

- Jatkuva kalsiumin vapautuminen¹.
- Emäksinen pH minuuteissa, suojaa pulpaa².
- Nopea ja helppo ylimäärien puhdistus.
- Korkea konversioaste takaa vahvat fysikaaliset ominaisuudet.
- Vahva sidos zirkoniaan ja useimpiin materiaaleihin ilman primeria tai etsausta.
- Hyvä röntgenkontrasti.
- Tasalaatuinen konsistenssi, helppo automix-ruisku.

Kuvat: Joseph Kim DDS, JD, FAGD, FICOI



1. Puhdistettu ja
preparoitu hammas



2. TheraCem Ca
annosteltuna



3. TheraCem Ca:n
puhdistus



4. Tarkistetut ienreunat

1. Gleave CM, Chen L, Suh BI. Calcium & fluoride recharge of resin cements. Dent Mater. 2016 (325):e26.

2. New Self-adhesive Resin Cement With Alkaline pH. Chen L, Gleave C, Suh B, J Dent Res96(A):#286, 2017.

PAKKAUSKOOT

tuotenro

30494 **THERACEM Ca**, 8 g + 5 kpl
09597 **THERACEM Ca/BISCER**-sekoituskärki, 30 kpl
09610 **THERACEM Ca/BISCER**-sekoitus/vientikärki, 30 + 30 kpl
59621 **THERACEM Ca/BISCER**-juurikanava vientikärki, 30 kpl

valmistajan koodi

D-46501P
X-81252P
X 81267P
X 81267P