

Suoraan ja epäsuoraan pulpan kattamiseen  
Parantaa tehokkaasti pulpaperforaatiota

# THERACAL LC

Valokovetteinen, resiinivahvisteinen,  
kalsiumsilikaatti pulpan kattamiseen  
ja lineriksi

*TheraCal LC:n ainutlaatuinen koostumus koostuu trikalsium-silikaatti-partikkeleista hydrofiilisessä monomeerissa, joka vapauttaa kalsiumia merkittävästi tehden sen ainutlaatuinen stabiiliksi ja kestäväksi linerina tai pohjustusaineena.*



## AINUTLAATUISET EDUT

- Kalsiumin vapautuminen stimuloi hydroksiapatiitin ja sekundäärin dentiinisillan muodostusta.
- Emäksinen pH – edistää paranemista ja apatiitin muodostusta – voidaan viedä suoraan paljastuneen pulpan päälle kun hemostaasi on saavutettu.
- Merkittävä kalsiumin vapautuminen.
- Suojaa ja eristää pulpaa.
- Kestää kosteutta ja röntgenkontrasti – voidaan viedä täyteaineiden ja sementtien alle.
- Vahvat fysikaaliset ominaisuudet.
- Valokovetteinen – ei liukene.

Kuvat: Ross Nash, DDS, FAACD



1. Disto-okklusaalinen karies oireettomassa ylänelosessa.



2. Epätäydellinen karieksen ekskavaatio, joka jättää affektoitunutta dentiniä pulpaa paljastamatta.



3. TheraCal LC:n suora annostus epäsuorana pulpan katteena koko pulpan katon päällä.



4. 1 mm:n kerros TheraCal LC:tä 20 sekunnin vako-kovetuksen jälkeen.



## PAKKAUSKOOT

tuotenro

37124

**THERACAL LC** -eristysaine, 1 g ruisku

37125

**THERACAL LC** -eristysaine, 4 x 1 g ruisku

36342

**THERACAL LC** -vientikärki 22 G, 50 kpl

valmistajan koodi

H-3301P

H-33014P

X-80621N