



3M™ Attest™ Steam
Kemialliset integroivat indikaattorit

1243A, 1243B, 1243RE

Helppolukuiset tulokset

3M:n havainnollinen kemiallisten indikaattoreiden (CI) teknologia helpottaa työn tekemistä

3M avulla on nopeampaa ja helpompaa varmistaa, että kirurgiset instrumentit ja laitteet ovat asianmukaisesti steriloitu oikeassa lämpötilassa sekä riittävän pitkään. 3M™ Attest™ Steam kemialliset integroivat indikaattorit (luokka 5) varmistavat, että saat saman luotettavan 3M-suorituskyvyn johon olet tottunut sekä kehitetyt selkeästi erottuvat merkinnät, joita on helppo lukea.



Helposti erottuva
Kirkkaat värit erottuvat selvästi.



Helposti luettavat tulokset
Etuosan liukunäyttö varmistaa, ettei värimuutosten tulkitsemiseen tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa.



Parempi työskentelytehokkuus
Viivakoodin skannaus lähettää tiedot sairaalan kirurgisten instrumenttien tuotannonohjausjärjestelmään.



Kestävä materiaali
Paksu alumiinifolio on suunniteltu kestäväksi höyrysteriloinnin edellyttämää korkeaa lämpötilaa.

 **3** henkilöä **4**:stä

Kirurgian ammattilaiset ovat samaa mieltä

3M™ Attest™ Steam kemialliset integroivat indikaattorit (luokka 5) on helpompi visuaalisesti huomata instrumenttipakkauksesta kuin kilpailevat tuotteet.¹

66%

on sitä mieltä, että tulokset ovat helpommin luettavissa kuin vastaavissa kilpailevissa tuotteissa



66 % kirurgian ammattilaisista on sitä mieltä, että tulokset on helpointa tulkita luotettavasti, kun käytetään 3M™ Attest™ Steam kemiallisia integroivia indikaattoreita (luokka 5).¹

3M™ Attest™ Steam kemiallinen integroiva indikaattori (luokka 5) on erittäin suorituskykyinen tuote

Höyrysteriloinnin kemiallisten indikaattoriliuskojen vertailu*	Luokka 4	Luokka 5	Luokka 6
Yksittäisiä kuormia varten.	✓	✓	✓
Arvot on ilmoitettu tuotteen etiketissä ISO 11140-1:2014 -standardin suositusten mukaisesti.	✓	✓	✓
Saman tuotteen avulla voidaan varmistaa sterilointi 121–135 °C lämpötiloissa, jolloin monia erillisiä altistuspakkauksia ei tarvita. Tarkat tiedot ovat käyttöohjeessa.	✓	✓	
Tarvittava suorituskyky KAIKKIEN sterilointiprosessin kriittisille muuttujille reagenttia varten.		✓	✓
Suorituskyky vastaa biologista indikaattoria.		✓	

*ISO 11140-1:2014



Etuosa

- Helposti luettava hyväksytty/hylätty tulos:** Liikkuva liukuväriteknologia, jonka kirkkaat värit osoittavat hyväksytyn (vihreän) tai hylätyn (punaisen) tuloksen muutamassa sekunnissa
- Viivakoodi:** Jäljitä ja kirjaa kemiallisen indikaattorin (CI) eränumerot ja vanhenemispäivät sairaalan nykyisen jäljitysjärjestelmän avulla

Tilastiedot

Tuote	Tuotteen nimi	Tuotenumerot	Kappaletta/pussi	Pussia/laatikko
	3M™ Attest™ Steam kemiallinen integroiva indikaattori 5,08 cm	1243A	500	2
		1243B	100	10
	3M™ Attest™ Steam kemiallinen integroiva indikaattori ja jatkokappale 10,16 cm	1243RE	1000	2



Saatavilla myös biologista indikaattoria ja kemiallista indikaattoria käyttävänä testinä.



Suomen 3M Oy
Medical Solutions Division
Keilaniementie 1
02150 Espoo



Labema Oy
Elimäenkatu 9 B
00510 Helsinki
Puh. (09) 274 6740
Email labema@labema.fi

1 Gestalt Inc.:n toteuttama kvantitatiivinen tutkimus, tilaajana 3M, joulukuu 2018. Välinehuollon esimiehet ja leikkaussalihoitajien esimiehet Yhdysvalloissa ja Kiinassa suosivat seuraavia kemiallisia integraattoreita: 3M™ Attest™ Steam kemiallinen integroiva indikaattori (76 %), 3M™ Comply™ Steri-Gage™ kemiallinen integraattori (10 %), Getinge™ kemialliset höyrysterilointi-integraattorit (8 %), Steris™ kemialliset höyrysterilointi-integraattorit (7 %).

3M ja Attest ovat 3M Company:n tavaramerkkejä. © 3M 2021. OMG119314. 21246785_FI20210301