

GREEN&CLEAN

INFEKTIONHALLINTA

Kädet

Pinnat

Erityisalueet

Instrumentit



HAMMASVÄLINE

 **METASYS**
protect what you need

Turvallinen
Hygieeninen
Tehokas

Mikro-organismit ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Infektoriskiä ei yleensä pidetä erityisen suurena. Sairaaloissa ja hoitoloissa tilanne on kuitenkin toinen – infektoriski on huomattavasti suurempi. Toistuvat potilasvaihdot ja työn luonne edellyttävät yhdenmukaisia hygieniatoimenpiteitä. Lääkärin vastuu henkilöstöstään, potilaistaan ja itsestään vaatii erittäin tehokkaiden puhdistus- ja desinfointiaineiden käyttöä.

METASYS GREEN&CLEAN tuotteet tarjoavat kokonaisvaltaisen ratkaisun kaikkiin hygieniavaatimuksiin. Edistykselliset ja hoitavat aktiiviaineet takaavat täydellisen turvallisuuden ja infekti suojan.

Varmista optimaalinen hygienia kaikissa hammashoitoklinikan tiloissa GREEN&CLEAN -tuotteilla!

GREEN&CLEAN HD N GREEN&CLEAN HL | GREEN&CLEAN HC

GREEN&CLEAN HL – ravitseva, antiseptinen käsi pesuvoide
GREEN&CLEAN HD N – desinfointiaine hygieeniseen käsi en
desinfektioon ja kirurgiseen käsi en ja kynnärvarsien desinfektioon
GREEN&CLEAN HC – hoitava käsi voide



GREEN&CLEAN WD


Alkoholipitoinen pintadesinfointiaine pienille pinoille, kuten suorille käsi kappaleille ja kulmakappaleille


GREEN&CLEAN IK

Turbiinien, kulmakappaleiden ja suorien käsi kappaleiden vesi- ja ilmanavien desinfointi

GREEN&CLEAN ID N

Invasiivisten ja ei-invasiivisten instrumenttien desinfi oivaan esipuhdistukseen





GREEN&CLEAN WK | GREEN&CLEAN BR

GREEN&CLEAN WK – biofilmin ja kalkkikertymien
puhdistamiseen ja estämiseen vesikanavissa
GREEN&CLEAN BR – biofilmin poisto

GREEN&CLEAN SD | GREEN&CLEAN MT

Alkoholipitoinen pintojen desinfointiaine
alkoholia kestäville pinnoille

GREEN&CLEAN M2 | GREEN&CLEAN CL N

GREEN&CLEAN M2 – imujärjestelmien ja amalgaamierottimien
puhdistus, desinfointi ja hajunpoisto
GREEN&CLEAN CL N – imujärjestelmien puhdistus

GREEN&CLEAN SK | GREEN&CLEAN MK

alkoholiton pintojen desinfointiaine herkille pinnoille

GREEN&CLEAN MB | GREEN&CLEAN AD

GREEN&CLEAN MB – suun huuhtelualtaan puhdistaja
GREEN&CLEAN AD – jäljennösten desinfointi

GREEN
& CLEAN

HD N

KÄSIEN DESINFEKTIO

Ravitseva, hierottava desinfointiaine hygieeniseen käsien desinfektioon ja kirurgiseen käsien ja kynnärvarsien desinfektioon

- > korkealaatuiset alkoholit estävät ihon kuivumista
- > säilyttää ihon luontaisen pH-arvon
- > miellyttävä männyn tuoksu
- > VAH-listattu

Täyttää seuraavat EN-vaatimukset:

- > EN 1500 Hygieeninen käsien desinfektio
- > EN 12791 Kirurginen käsien desinfektio
- > EN 14476 Virusidinen tehokkuus
- > EN 14348 Mykobakterisidinen tehokkuus

Moderni, aktiivinen aineyhdistelmä

1-propanoli, etanoli-1

Tehoalue

bakterisidinen, fungisidinen (C. albicans), tuberkulosidinen, täysin virusidinen

Vaikutusajat

Hygieeninen käsien desinfektio:

Hiero 3 ml GREEN&CLEAN HD N -tuotetta käsiin 30 sekunnin ajan.

Kirurginen käsien desinfektio:

Hiero 10 ml GREEN&CLEAN HD N -tuotetta käsiin ja kynnärvarsiin 1,5 minuutin ajan.

Tilausnumerot

12200009 GREEN&CLEAN HD N, 6 x 1000 ml europullot

12200010 GREEN&CLEAN HD N, 6 x 500 ml europullot

*Käytä GREEN&CLEAN HD N -tuotetta varoen. Lue aina etiketti- ja tuotetiedot ennen käyttöä.



ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT

Annostelujärjestelmät käsien desinfointiaineille ja nestesaippuolle



META TOUCHLESS

- > annostelujärjestelmä kosketusvapaaseen, sensoriohjattuun annosteluun 500 ml:n europulloille
- > annostus: 1,5 ml / annos
- > joustava sijoittelu: Pöydän päälle tai seinään kiinnitettävä annostelija
- > irrotettava tippa-astia

Tilausnumero

12100019 META TOUCHLESS
annostelujärjestelmä 500 ml:n pulloille



META TOUCH

- > seinään kiinnitettävä annostelija 1 000 ml:n europulloille
- > konepesun kestävä ja autoklavoitava 134 °C:ssa
- > säädettävä annostus 0,75 ml / 1,0 ml / 1,5 ml / annos
- > kotelo valmistettu kestävästä alumiinista
- > pumpun helppo poistaminen etuosasta

Tilausnumero

12100018 META TOUCH
seinäannostelija 1 000 ml:n pulloille

GREEN & CLEAN HL

HYGIEENINEN KÄSIEN PUHDISTUS

Ravitseva käsiensuorvoide laajalla antimikrobisella vaikutuksella

- > laaja antiseptinen vaikutus
- > alkaliton, pH-neutraali
- > suojaa ihon luontaista happokerrosta
- > estää ihoärsytysten kehittymistä
- > allantoiini toimii ihoa hoitavana aineena



Tilausnumerot

122000013	1 x 1 000 ml europullo	122000014	1 x 5 l kanisteri
122000011	5 x 750 ml pulloa + annostelupullo	121000001	Hana 5 l:n kanisterille
122000012	6 x 750 ml pulloa		

GREEN & CLEAN HC

KÄSIEN HOITO

Hoitava käsivoide karitevoilla, ektoiinilla ja allantoiinilla

- > sopii herkälle iholle
- > ravitsee ihoa ja palauttaa kosteuden
- > ehkäisee ihon halkeamia ja kuivuutta
- > imeytyy nopeasti



Tilausnumerot

122000066	1 x 100 ml annostelija
122000007	6 x 100 ml annostelija



PINNAT

PINTOJEN DESINFIOINTI

Potilaiden lähellä olevat kontaminoituneet pinnat (esim. kontaktin tai aerosolien vuoksi), on puhdistettava ja desinfioitava jokaisen hoidon jälkeen. Huomioi aerosolien kahden metrin hajaantumissäde. Kaikki potilaista kauempana olevat pinnat, jotka ovat näkyvästi kontaminoituneet, on myös desinfioitava välittömästi.

Kliinisessä käytössä olevan hoitoalueen kaikki muut toiminnalliset pinnat on puhdistettava pintojen desinfiointiaineella kerran työpäivän aikana. Työturvallisuuden kannalta desinfiointi pyyhkimällä on yleisesti suositeltavampaa kuin desinfiointi spray-suihkeella.



GREEN & CLEAN SK

SPRAY-SUIHKE DESINFOINTIAINE SUURILLE PINNOILLE

Alkoholiton spray-suihke desinointiaine lääkinnällisten laitteiden alkoholille herkkien pintojen desinointiin

- > alkoholiton
- > lyhyt vaikutusaika
- > käyttövalmis desinointiliuos
- > sopii erityisesti lääkinnällisten laitteiden alkoholille herkkien pintojen desinointiin
- > ei sisällä aldehydejä, fenoleita tai fosfaatteja
- > CE 0044



Moderni, aktiivinen aineyhdistelmä
Kvaternääriset ammoniumioniyhdisteet

Tehoalue	Standardi	Testitiedot	Vaikutusaika
Bakterisidinen	EN 13727	alhainen kuormitus	1 min.
Levurosidinen	EN 13624	alhainen kuormitus	1 min.
4-kentän testi (bakterisidinen, levurosidinen)	EN 16615	alhainen kuormitus	5 min
Rajoitetusti virusidinen	EN 14476 EN 16777	alhainen kuormitus	1 min.

Tilausnumerot GREEN&CLEAN SK

- 122000064 1 x 750 ml spray-suihkepullo, vaahdottimella
- 122000050 6 x 750 ml spray-suihkepullo, 2 x vaahdotinta
- 122000051 1 x 5 l kanisteri
- 121000001 Hana 5 l:n kanisterille

GREEN & CLEAN MK

PYYHINTÄDESINFOINTIAINE SUURILLE PINNOILLE

Liinat alkoholittomaan pyyhintädesinointiin lääkinnällisten laitteiden alkoholille herkille pinnoille

- > erittäin suuret liinat (290 x 270 mm), käyttö GREEN&CLEAN SK -tuotteen kanssa, lääkinnällisten laitteiden suurien pintojen pyyhintädesinointiin

Tilausnumerot GREEN&CLEAN MK

- 122000044 1 x annostelija ja 70 liinaa + 5 x liinarulla, jokaisessa 70 liinaa
1 x 5 l GREEN&CLEAN SK -kanisteri
- 122000042 2 x liinarulla, jokaisessa 70 liinaa
- 122000043 1 x annostelija ja 70 liinaa + 5 x liinarulla, jokaisessa 70 liinaa



GREEN & CLEAN SD

SPRAY-SUIHKE DESINFOINTIAINE SUURILLE PINNOILLE

Alkoholipohjainen spray-suihke desinfiointiaine lääkinnällisten laitteiden alkoholia kestäville pinnoille

- > lyhyt vaikutusaika
 - > käyttövalmis desinfiointiliuos
 - > formaldehyditön
- > CE 0044

Moderni, aktiivinen aineyhdistelmä

Etanoli, 2-propanoli, kvaternääriset ammoniumioniyhdisteet, glyksaali



Tehoalue	Standardi	Testitiedot	Vaikutusaika
Bakterisidinen	EN 13727	korkea kuormitus	15 s
Levurosidinen	EN 13624	korkea kuormitus	15 s
Tuberkulosidinen	EN 14348	korkea kuormitus	1 min.
4-kentän testi (bakterisidinen, levurosidinen)	EN 16615	korkea kuormitus	1 min.
Rajoitetusti virusidinen	EN 14476 EN 16777	alhainen kuormitus	1 min.

Tilausnumerot GREEN&CLEAN SD

- 122000047 5 x 750 ml pulloa, 2 x spray-suutin
- 122000045 6 x 750 ml pulloa
- 122000048 1 x 5 l kanisteri
- 122000046 2 x 750 ml pulloa, 1 x spray-suutin
- 121000001 Hana 5 l:n kanisterille

GREEN & CLEAN MT

PYYHINTÄDESINFOINTIAINE SUURILLE PINNOILLE

Alkoholipohjainen pyyhintädesinfiointiaine lääkinnällisten laitteiden alkoholia kestäville pinnoille

- > erittäin suuret liinat (290 x 270 mm), käyttö GREEN&CLEAN SD -tuotteen kanssa, lääkinnällisten laitteiden suurien pintojen pyyhintädesinfiointiin

Tilausnumerot GREEN&CLEAN MT

- 122000044 1 x annostelija ja 70 liinaa + 5 x liinarulla, jokaisessa 70 liinaa
1 x 5 l GREEN&CLEAN SD -kanisteri
- 122000042 2 x liinarulla, jokaisessa 70 liinaa
- 122000043 1 x annostelija ja 70 liinaa + 5 x liinarulla, jokaisessa 70 liinaa





PYHINTÄDESINFIOINTIAINE PIENILLE PINNOILLE

Repeämättömästä fleecestä valmistetut alkoholipohjaiset desinfiointiliinat lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin (esim. käskappaleiden ja kulmakappaleiden ulkopinnat)



- > lyhyt vaikutusaika > CE 0044
- > formaldehyditön
- > hygieeninen turvatiiviste

Moderni, aktiivinen aineyhdistelmä

Etanoli, 2-propanoli, kvaternääriset ammoniumioniyhdisteet, glyksaali

Tehoalue	Standardi	Testitiedot	Vaikutusaika
Bakterisidinen	EN 13727	korkea kuormitus	30 s
Levuosidinen	EN 13624	korkea kuormitus	30 s
Tuberkulosidinen	EN 14348	korkea kuormitus	30 s
4-kentän testi (bakterisidinen, levuositinen)	EN 16615	korkea kuormitus	1 min.
Rajoitetusti virusidinen	EN 14476 EN 16777	korkea kuormitus	30 s

Tilausnumerot

- 122000052 1 x annostelija ja 120 liinaa
- 122000053 1 x annostelija ja 120 liinaa + 3 x pussia, jokaisessa 120 liinaa
- 122000055 6 x pussia, jokaisessa 120 liinaa
- 121000012 GREEN&CLEAN WD -annostelija, tyhjä



**GREEN
& CLEAN**

M2

IMUJÄRJESTELMÄN DESINFIOINTI

Kaksiosainen, aktiivinen vaahtoamista estävä tiiviste imujärjestelmien ja amalgaamierottimien päivittäiseen puhdistukseen, desinfiointiin ja hajunpoistoon

- > kaksoisjärjestelmä (punainen/vihreä)
- > erinomainen, aktiivinen vaahtonestoaine
- > helppo annostelu hyvin suunnitellun annostelijan ansiosta
- > entsyymattinen tuote, jolla on erinomainen proteiiniin liuottava teho
- > ihanteellinen amalgaami- ja vesi-ilmaerottimille
- > CE 0044



Moderni, aktiivinen aineyhdistelmä

Alkyyliamiini, kvaternääriset ammoniumioniyhdisteet, entsyymit

GREEN&CLEAN M2 vihreä Tehoalue	Standardi	Testitiedot	Vaikutusaika	liuos
Bakterisidinen	EN 13727	korkea kuormitus	10 min	1 % liuos
Levurosidinen	EN 13624	korkea kuormitus	10 min	1 % liuos
Tuberkulosidinen	EN 14348	korkea kuormitus	240 min	1 % liuos
Taudinaiheuttajan kantajatesti - bakterisidinen	EN 14561	korkea kuormitus	15 min	1 % liuos
Taudinaiheuttajan kantajatesti - levurosidinen	EN 14562	korkea kuormitus	15 min	1 % liuos
Rajoitetusti virusidinen	EN 14476	korkea kuormitus	60 min	1 % liuos

GREEN&CLEAN M2 punainen Tehoalue	Standardi	Testitiedot	Vaikutusaika	liuos
Bakterisidinen	EN 13727	korkea kuormitus	10 min	1 % liuos
Levurosidinen	EN 13624	korkea kuormitus	10 min	1 % liuos
Tuberkulosidinen	EN 14348	korkea kuormitus	240 min	1 % liuos
Taudinaiheuttajan kantajatesti - bakterisidinen	EN 14561	korkea kuormitus	15 min	1 % liuos
Taudinaiheuttajan kantajatesti - levurosidinen	EN 14562	korkea kuormitus	15 min	1 % liuos
Rajoitetusti virusidinen	EN 14476	korkea kuormitus	60 min	1 % liuos

Tilausnumerot

122000026	2 x 500 ml pulloa (1 x punainen, 1 x vihreä) + annostelija
122000027	4 x 500 ml pulloa (2 x punainen, 2 x vihreä)
122000028	2 x 500 ml pulloa (1 x punainen, 1 x vihreä)
122000031	GREEN&CLEAN M2, punainen, 25 x 500 ml pulloa
122000030	GREEN&CLEAN M2, vihreä, 25 x 500 ml pulloa
121000009	GREEN&CLEAN M2 -tuotteen annostelija

YKSINKERTAINEN - TEHOKAS - AINUTLAATUINEN

Imujärjestelmän desinfiointi ja puhdistus GREEN&CLEAN M2 -tuotteella

- > Tehokas: laaja vaikutusalue ja korkea puhdistusteho varmistavat perusteellisen hygienian
- > Yksinkertainen: Ergonominen annostelija mahdollistaa nopean desinfiointiprosessin
- > Ainutlaatuinen: Erottuva väriyhdistelmä erilaisten aktiivisten ainesosien erottamiseksi ja pitkäkestoisen turvallisuuden takaamiseksi



ERITYISALUEET

GREEN
& CLEAN

CL N

IMUJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS

Konsentraatti imujärjestelmien päivittäiseen puhdistukseen

- › parannettu vaahtoamisenesto aktiivisten ainesosien ansiosta
- › erinomainen proteiinia liuottava teho entsymiseoksen ansiosta
- › miellyttävä tuoksu hoituhuoneissa
- › yksinkertainen annostelu kätevän annostelupullon avulla
- › pH-neutraali
- › CE



Moderni, aktiivinen aineyhdistelmä

Alkyylieetteri-karboksylihappo, subtilisiini

Tilausnumerot

122000004 2 x 1 000 ml pulloa

121000005 GREEN&CLEAN CL N -sekoituskanisteri



GREEN & CLEAN AD

JÄLJENNÖSTEN DESINFOINTI

Käyttövalmis liuos hammasproteesien ja jäljennösten upotusdesinfointiin.

- > lyhyt vaikutusaika
- > sopii algiinaatille, silikonille, polyeetterille ja polysulfidille
- > korkea materiaaliyhteensopivuus
- > formaldehyditon ja fenoliton
- > käyttöaika: 7 päivää
- > CE 0044

Moderni, aktiivinen aineyhdistelmä

Kvaternääriset ammoniumioniyhdisteet, alkyyliamiini, tensidit

Aktiivinen aine	Testi-itiö	Standardi	Testitiedot	Vaikutusaika
Bakterisidinen	S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa	EN 13727	korkea kuormitus ¹	2 min
Levurosidinen	C. albicans	EN 13624	korkea kuormitus ¹	2 min
Taudinaiheuttajan kantajatesti - bakterisidinen	S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa	EN 14561	korkea kuormitus ¹	5 min
Taudinaiheuttajan kantajatesti - levurosidinen	C. albicans	EN 14562	korkea kuormitus ¹	5 min
Rajoitetusti virusidinen	Vacciniavirus	EN 14476	alhainen kuormitus ²	15 sec
		EN 16777	alhainen kuormitus ²	1 min

¹ Naudan albumiini 3 g/l + lampaan punasolut 3 ml/l

² Naudan albumiini 0,3 g/l

Tilausnumerot

- 122000001 1 x 5 l kanisteri
- 121000003 Desinfointiallas 1,25 l + kansi ja sihti
- 121000001 Hana 5 l:n kanisterille



GREEN & CLEAN MB

SUUN HUUHTELUALTAAN PUHDISTUS

Suun huuhtelualtaan puhdistusaine perustuu sitruunahappoon ja entsyymeihin. Sisältää integroidun harjan

- > erinomainen proteiinia liuottava teho entsyymattisten ainesosien ansiosta
- > erityisellä vaahdonestoaineella
- > CE

Moderni, aktiivinen aineyhdistelmä

Kvaternääriset ammoniumioniyhdisteet, tensidit, entsyymit

Tilausnumerot

- 122000035 Annostelupullo 180 ml, harjalla
- 122000032 2 x 500 ml pulloa + 2 tyhjää annostelupulloa + 2 harjaa
- 122000033 4 x 500 ml pulloa, 4 x harjaa
- 122000034 4 x 500 ml pulloa
- 122000037 4 x varaharjaa
- 122000036 Harjalla varustettu annospullo, tyhjä



GREEN
& CLEAN

BR

4% liuos biofilmin poistamiseen hammashoitoyksikön vesikanavista BR-biofilmin puhdistuslaitteella tai pullojärjestelmillä

- > tehokas biofilmin poisto vain 30 minuutissa
- > suositellaan hammashoitoyksiköiden kunnostuksen ohessa sekä ennen veden desinfiointijärjestelmän asennusta
- > helppo käyttö värillisen liuoksen ansiosta
- > CE 0044

Aktiivinen aine

Vetyperoksidi

Tilausnumero

122000002 Biofilmin puhdistusliuos, 2 x 1 000 ml pulloa

BIOFILMIN POISTO



GREEN
& CLEAN

H1

PUHDISTUSAINE H1-HYGIENIAJÄRJESTELMÄLLE

Puhdistustiiviste automaattiseen METASYS H1- hygieniajärjestelmään

- > koko imujärjestelmän jatkuvaan puhdistukseen
- > aktiivinen vaahdonesto
- > CE

Moderni, aktiivinen aineyhdistelmä

Kvaternääriset ammoniumioniyhdisteet, erityiset tensidit, entsyymit

Tilausnumero

122000005 4 x 500 ml pussia



METASAN®

P

vetyperoksidipohjainen 1,41-prosenttinen liuos hoitoveden desinfiointiin Dentsply-Sirona -hoitoyksiköissä

- > hoitoveden ja vesikanavien jatkuva desinfiointi
- > huoltoveden ja vettä johtavien putkien jatkuva dekontaminaatio
- > laaja tehoalue
- > CE 0044

Aktiivinen aine

Vetyperoksidi

Tilausnumerot

122000059 METASAN® P 6 x 1 000 ml pulloa

VEDEN DESINFIINTI



GREEN
& CLEAN

WK

VEDEN DEKONTAMINOINTI

2-prosenttinen liuos hammashoitolaiteiden vesikanavien puhdistukseen ja kalkkikerrostumia vastaan, vetyperoksidipohjainen

- > laaja vaikutusalue
- > kalkkikerrostumien estäminen
- > sopii myös pullojärjestelmille
- > CE 0044

Aktiivinen aine
Vetyperoksidi

GREEN&CLEAN WK -testiliuskat

- > Testiliuskat veden kontaminaatiolaitteen toiminnan ja tehokkuuden silmämääräiseen tarkastukseen
- > testiliuskan väriasteikko osoittaa GREEN&CLEAN WK:n pitoisuuden prosessoidussa vedessä

annostelija pullojärjestelmille

- > sopii GREEN&CLEAN WK -tuotteelle, 750 ml

Tilausnumerot

122000057 4 x 750 ml pulloa

122000056 6 x 1 000 ml pulloa

121000015 WK-testiliuskat, 25 kpl

121000017 WK-testiliuskat, 50 kpl

121000014 Annostelija pullojärjestelmille
(750 ml:n pullolle)



GREEN
& CLEAN

IK

SUORIEN KULMAKAPPALEIDEN JA KÄSIKAPPALEIDEN DESINFIOINTI

Käyttövalmis, alkoholipitoinen desinfiointiainesuihke turbiinien sekä käsi- ja kulmakappaleiden vesi- ja ilmakehille

- > lyhyt vaikutusaika
- > parannettu käyttöturvallisuus kiinteiden adapterien ansiosta
- > yksi suihkepullo riittää noin 300 käyttökertaan, noin 2 sekunnin suihkutusajalla
- > yksi universaali adapteri kaikille suorille käsikappaleille ja kulmakappaleille. Omat adapterit turbiineille
- > ei korvaa valmistajan suosittelemaa öljyämistä!
- > CE 0044



Moderni, aktiivinen aineyhdistelmä

1-propanoli, 2-propanoli, 2-butanoli, kvaternääriset ammoniumioniyhdisteet

Tehoalue	Standardi	Testitiedot	Vaikutusaika
Bakterisidinen	EN 13727	korkea kuormitus	1 min.
Levurosidinen	EN 13624	korkea kuormitus	1 min.
Levurosidinen	EN 14348	korkea kuormitus	1 min.
Taudinaiheuttajan kantajatesti - bakterisidinen	EN 14561	korkea kuormitus	2 min
Taudinaiheuttajan kantajatesti - levurosidinen	EN 14562	korkea kuormitus	1 min.
Taudinaiheuttajan kantajatesti - tuberkulosidinen	EN14563	korkea kuormitus	1 min.
Rajoitetusti virusidinen	EN 14476 EN 16777	korkea kuormitus	30 s

Tilausnumerot

2 x 200 ml suihkepullot sisältävät esiasennetun adapterin:

- 122000017 Käsikappaleet ja kulmakappaleet (universaali)
- 122000025 Turbiiniliitäntä W&H
- 122000021 Turbiiniliitäntä Bien Air
- 122000023 Turbiiniliitäntä KaVo
- 122000024 Turbiiniliitäntä Dentsply Sirona
- 122000022 Turbiiniliitäntä Castellini
- 122000018 Turbiiniliitäntä NSK
- 122000020 Käsikappaleet ja kulmakappaleet (universaali)
Dentsply Sirona T1 Classic
- 122000019 Turbiiniliitäntä NSK Quick



GREEN
&CLEAN

ID N

INSTRUMENTTIDESINFEKTIO

Erittäin tehokas tiiviste invasiivisten ja ei-invasiivisten instrumenttien desinfiivaan esipuhdistukseen

- > 5 l tiivisteestä tulee jopa 500 l käyttöliuosta 1 % pitoisuudella
- > Käyttöaika: 7 päivää
- > aldehyditon ja fenoliton
- > CE 0044
- > VAH-merkintä



Moderni, aktiivinen aineyhdistelmä

Kvaternääriset ammoniumioniyhdisteet, alkyyliamiini, korroosio-inhibiittorit

Tehoalue	Standardi	Testitiedot	Vaikutusaika	liuos
Bakterisidinen	EN 13727	korkea kuormitus	5 min	2 % liuos
Levurosidinen	EN 13624	korkea kuormitus	5 min	1 % liuos
Tuberkulosidinen	EN 14348	korkea kuormitus	60 min	1 % liuos
Taudinaiheuttajan kantajatesti - bakterisidinen	EN 14561	korkea kuormitus	15 min	1 % liuos
Taudinaiheuttajan kantajatesti - levurosidinen	EN 14562	korkea kuormitus	15 min	1 % liuos
Taudinaiheuttajan kantajatesti - tuberkulosidinen	EN 14563	korkea kuormitus	60 min	0,5 % liuos
Rajoitetusti virusidinen	EN 14476	alhainen kuormitus	15 min	0,5 % liuos

Tilausnumerot

122000015 4 x 500 ml pulloa + mittalasi
122000016 1 x 5 l kanisteri

121000007 Mittalasi GREEN&CLEAN ID N:lle
121000001 Kanisterin hana 5 l



GREEN&CLEAN



KÄDET

		Puhdistus	Desinfiointi	Alkoholipitoinen	Käyttövalmis
GREEN&CLEAN HL	Hygieeninen käsien puhdistus	■			■
GREEN&CLEAN HD N	Käsien desinfiointi		■	■	■
GREEN&CLEAN HC	Käsien hoito				■

PINNAT

GREEN&CLEAN SK	Suihkedesinfiointi	■	■		■
GREEN&CLEAN MK	Pyyhintädesinfiointi	■	■		
GREEN&CLEAN WD	Pyyhintädesinfiointi	■	■	■	■
GREEN&CLEAN SD	Suihkedesinfiointi	■	■	■	■
GREEN&CLEAN MT	Pyyhintädesinfiointi	■	■	■	

ERITYISALUEET

GREEN&CLEAN M2 vihreä	Imujärjestelmän desinfiointi	■	■		
GREEN&CLEAN M2 punainen	Imujärjestelmän desinfiointi	■	■		
GREEN&CLEAN H1	Puhdistusaine H1:lle	■			■
GREEN&CLEAN CL N	Imujärjestelmän puhdistus	■			
GREEN&CLEAN MB	Suun huuhtelultaan puhdistus	■			■
GREEN&CLEAN WK	Veden desinfiointi ja biofilmin ehkäisy		■		
METASAN® P	Veden desinfiointi ja biofilmin ehkäisy		■		■
GREEN&CLEAN BR	Biofilmin poisto	■	■		■
GREEN&CLEAN AD	Jäljennösten desinfiointi	■	■		■

INSTRUMENTIT

GREEN&CLEAN IK	Suorien käsikappaleiden, kulmakappaleiden ja turbiinien desinfiointi	■	■	■	■
GREEN&CLEAN ID N	Instrumenttidesinfektio	■	■		



Testattu seuraavien EN-standardien mukaisesti:

EN 13623 EN 13624 EN 13727 EN 14348 EN 14476 EN 14561 EN 14562 EN 14563 EN 16615 EN 16777 Saatavana

											750 ml, 1000 ml, 5000 ml
											500 ml, 1000 ml
											100 ml

	■	■		■					■	■	750 ml, 5000 ml
											70 liinat
	■	■	■	■					■	■	120 liinat
	■	■	■	■					■	■	750 ml, 5000 ml
											70 liinat

	■	■	■	■	■	■					500 ml
	■	■	■	■	■	■					500 ml
											500 ml
											1000 ml
											180 ml, 500 ml
■											750 ml, 1000 ml
■											1000 ml
■											1000 ml
	■	■		■	■	■				■	5000 ml

	■	■	■	■	■	■	■			■	200 ml
	■	■	■	■	■	■	■				500 ml, 5000 ml

ANNOSTELIJAT



Desinfointiallas 1,25 l

Tilausno 121000003

Poranterien desinfointikuppi 200 ml

Tilausno 121000002

META TOUCH

Tilausno 121000018

META TOUCHLESS

Tilausno 121000019

Kanisterin hana 5 l

Tilausno 121000001

GREEN&CLEAN WK -testiliuskat

Tilausno 121000015 - WK-testiliuskat, puolen vuoden käyttötarve:

25 kpl

Tilausno 121000017 - WK-testiliuskat, vuoden käyttötarve: 50 kpl

Apuväline pullojärjestelmien annosteluun

Tilausno 121000014

HAMMASVÄLINE

Asiakaspalvelu, p. 010 588 6100
kauppa.hammasvaline.fi | www.hammasvaline.fi

 **METASYS**
protect what you need

METASYS Medizintechnik GmbH

METASYS logistics & collection GmbH

METASYS recycling & processing GmbH

Florianstraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria
T +43 512 205420

www.metasys.com | info@metasys.com

