

BIO-C® SEALER

Biokeraaminen, käyttövalmis juurikanavasealeri

Enemmän kuin bioyhteesopiva, bioaktiivinen!

AINUTLAATUISET EDUT

Käyttövalmis BIO-C SEALER ruisku, josta riittää 10–12 juurikanavaan. Ei värjää. Vapauttaa kalsiumia, stimuloi uuden kudoksen syntyä. Antibakteerinen pH 12,5. Sidostuu kemiallisesti dentiiniin. Hyvä röntgenkontrasti. Kovettumisaika 60–120 min. Ohut filmipaksuus. Sopii sekä kylmä- että lämmin-guttaperkkatekniikkaan. Säilytys huoneenlämmössä (ei jääkaapissa).

- Käyttövalmis ruisku
- Stimuloi uuden kudoksen syntyä
- Sitoutuu kemiallisesti dentiiniin ja tiivistää
- Antibakteerinen
- Hyvä rtg-kontrasti
- Juokseva, helppo täyttää myös sivukanavat
- Helppo puhdistus
- Ei värjää




PAKKAUSKOOT – nyt kaksi eri pakkauskokoa

Tuotenro

303094 Bio-C-Sealer, ruiskut 4 x 0,5 g + 20 kpl

307230 Bio-C Sealer, ruisku, 0,5 g + 5 kpl



BIO-C® REPAIR

Biokeraaminen, käyttövalmis korjausmateriaali (putty)

Enemmän kuin bioyhteensopiva, bioaktiivinen!

AINUTLAATUISET EDUT

Bio-C-Repair on biokeraaminen käyttövalmis korjaussementti ruiskussa. Perforaatiot, resorptiot, retrogradiset täytteet, pulpan kattaminen, apeksifikaatio, apexogenesis, pulpotomia.

Luovuttaa kalsiumia. Bakterisidinen, pH noin 12. Ei värjää, kemiallinen sidos dentiiniin. Hyvä röntgenkontrasti. Kovettumis-aika noin 120 min. Säilytys huoneenlämmössä (ei jääkaapissa).

- Käyttövalmis kierreruisku
- Helppo annostella pieniä määriä
- Vapauttaa kalsiumia, stimuloi uutta kudosta
- Kemiallinen sidos dentiiniin
- Hyvä rtg-kontrasti
- Antibakteerinen
- Tiivis
- Ei värjää



PAKKAUSKOOT – nyt kaksi eri pakkauskokoa

Tuotenro

303095 Bio-C-Repair, ruiskut 4 x 0,5 g

307231 Bio-C-Repair, ruisku, 0,5 g

