

J-Temp™

TEMPORARY RESIN

U
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.


4-IN-1



**PURENNANAVAAJAT
JA VÄLIAIKAISET
OKKLUSAALISET
RAKENTEET**



**KOFFERDAMIN
KLAMMERIN
TUKI**



**VÄLIAIKAISET
RESTAURAATIOT**



**JÄLJENTIMIEN
KYTKENTÄ**



HAMMASLÄÄKÄREILTÄ HAMMASLÄÄKÄREILLE

"J-Temp väliaikainen resiini sai alkunsa, kun jatkuvasti tarvittiin jotakin sellaista, mitä ei vielä ollut olemassa. Mitä enemmän käytän J-Tempä eri toimenpiteisiin, sitä selvemmin huomaan sellaisen tuotteen edut, joka sopii laajaan skaalaan erilaisia indikaatioita. Vastakohtana olisi viisi tai kuusi eri materiaalia, jotka saattaisivat jopa olla liian vanhoja jo seuraavalla käyttökerralla."

Jaleena Jessop

KLIINISTEN ASIOIDEN
VARAPUHEENJOHTAJA



4897 - J-Temp Syringe -pakkaus

4 kpl 1,2 ml:n ruiskuja

20 kpl Black Mini -kärkiä

J-Temp

Väliaikainen resiini

J-Temp väliaikainen resiini on sekoitettu valmiiksi, mikä helpottaa käyttöä. Sen koostumus on riittävän viskoosista niin, ettei se valu, mutta tarpeeksi juoksevaa ollakseen itsestään tasoittuvaa¹ ja helppoa käsitellä.

Suosittelemme käyttämään sitä Black Mini™ -kärkien kanssa, sillä ne takaavat yksinkertaisen ja tarkan applikoinnin.

Kun J-Temp-resiini on poistettava, sen vaaleanvioletti väri helpottaa sen tunnistamista.

¹Tiedot arkistossa.