

Epäsuora | Suora | Itse-etsaus | Total-etch-tekniikat
Täydellinen yhteensopivuus | Yhden pullon sidosaine!

Vahvan sidostamisen suunnannäyttäjä:

ALL-BOND UNIVERSAL

Valokovetteinen universaali sidosaine



Monet muut yhden pullon universaalit sidosaineet saattavat vaatia erillisen aktivaattorin epäsuoriin täytteisiin, All-Bond Universal ei vaadi aktivaattoria.

All-Bond Universal on yli 30 vuoden sidosainetutkimuksen huipennus BISCOlta. Universaalina sidosaineena sitä voidaan käyttää sekä suoriin että epäsuoriin täytteisiin, ja se on tehty yhteensopivaksi sekä valokovetteisille, kaksoiskovetteisille että kemialliskovetteisille materiaaleille. All-Bond Universalin monipuolisuus tekee siitä olennaisen osan jokaisen hammasvastaanoton toimintaa.



AINUTLAATUISET EDUT

- Ei ole tekniikkaherkkä; märälle, kuivalle ja kostealle hampaalle.
- Korkeat sidoslujuudet kaikkiin materiaaleihin.
- Voidaan käyttää kaikissa suorissa ja epäsuorissa tekniikoissa.
- Alhainen happamuus mahdollistaa universaalien yhteensopivuuden kaksoiskovetteisten ja kemialliskovetteisten materiaalien kanssa.
- Hydrofobinen koostumus valokovetuksen jälkeen parantaa sidoksen kestävyyttä.
- Käytännössä ei jälkisensitiivisyyttä.
- Sekä total- että itse-etsaavaan sidostamiseen yhdestä pullosta.
- Ei vaadi aktivaattoria.



Kuvat: Tyler Lasseigne, DDS, CDT



1. Annosteile Z-Prime™ Plus



2. Annosteile All-Bond Universal



3. Annosteile Duo-Link Universal™

PAKKAUSKOOT

tuotenro

36957 **ALL-BOND UNIVERSAL**, peruspakkaus,
6 ml + 5 g, Select Hv etch + tarvikkeet

36958 **ALL-BOND UNIVERSAL**, refill, 6 ml

37328 **ALL-BOND UNIVERSAL Unit-Dose**, 50 x 0,2 ml

37329 **ALL-BOND UNIVERSAL Unit-Dose**, 100 x 0,2 ml

valmistajan koodi

B-72020K

B-7202P

B-73050K

B-73100K



Erityisesti epäsuorien restauroitoiden sementointiin
Kaikkien hammaslääketieteen materiaalien kanssa



DUO-LINK UNIVERSAL™

Kaksoiskouetteinen yhdistelmämuovisementti



Duo-Link Universal resiinisementti on kehitetty erityisesti kaikkien epäsuorien restauroitoiden sementointiin. Saatavana on kaksi eri sävyä, Universal ja Milky White. Duo-Link Universal on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien hammaslääketieteen materiaalien kanssa. Hyvä röntgenkontrasti ja helppo ylimäärien poisto.



DENTAL ADVISOR
2021
PREFERRED
PRODUCT
CEMENT:
ADHESIVE




Dental PRODUCT
SHOPPER
BEST
PRODUCT



2019
REALITY
Four Star Award
★★★★



THE DENTAL
ADVISOR
++++½
www.dentaladvisor.com



AINUTLAATUISET EDUT

- **Universaali – kaikkien sementointiin.** Kruunut, sillat (kiinteät proteesit), inlayt, onlayt ja nastat, jotka on valmistettu metallista, muovista, porsiiniesta, keramiasta, zirkoniasta, aluminasta, CAD/CAM jne.
- **Erittäin helppo ylimäärän poisto.** Suunniteltu niin, että ylimääräisen sementin poistaminen on helppoa.
- **Korkea röntgenkontrasti.** Helposti havaittavissa röntgenkuvista – nopea ja tehokas diagnoosi.
- **Korkea kovettumisaste.** Korkea kovettumisaste sekä valolla että kemiallisesti – vahva pitkäaikainen restauroitio.
- **Helppo käyttää.** Automix-kaksoisruisku takaa, että konsistenssi on tasaista.
- **CAD/CAM-restauraatiot.** Ihanteellinen kaikkiin vastaanotto- ja laboratoriovalmistisiin restauroitioihin.
- **Sävyt:** Universal-sävyä läpikuultavuus takaa ohuen filminpaksuuden. Milky White -sävy on opaakki ja sitä voidaan käyttää maskiväriä.

PAKKAUSKOOT

tuotenro

37958 **DUO-LINK UNIVERSAL**, 4 + 4 g + 15 kpl, sävy Universal
37959 **DUO-LINK UNIVERSAL**, 4 + 4 g + 15 kpl, sävy Milky White
307483 **DUO-LINK UNIVERSAL KIT**, 8 g + All-Bond Universal 6 ml + Z-Prime Plus 2 ml + Porcelain Primer 3 ml + tarvikkeet

valmistajan koodi

A-19030P
A-197MWP
A-19620K

HAMMASVÄLINE