

BIO-C® SEALER

Biokeraaminen, käyttövalmis juurikanavasealeri

Enemmän kuin bioyhteesopiva, bioaktiivinen!

AINUTLAATUISET EDUT

- Käyttövalmis ruisku
- Ei resiiniä, helppo puhdistaa
- Jatkuva kalsiumin luovutus, stimuloi uuden kudoksen syntyä
- Emäksinen (ph 12), bakteerisidinen
- Erinomainen juoksevuus, helppo täyttää myös sivukanavat
- Kemiallinen sidos dentiiniin, tiivis suoja, ei kutistu
- Hyvä röntgenkontrasti
- Ei värjää
- Sopii sekä kylmä- että lämmin guttaperkkatekniikkaan
- Kovettumisaika 120-240 min. kanavaan asettamisesta
- Yksi ruisku, 10-12 juurikanavaa
- Säilytys huoneenlämmössä, ei jääkaapissa




PAKKAUSKOOT – nyt kaksi eri pakkauskokoa

Tuotenro

303094 Bio-C-Sealer, ruiskut 4 x 0,5 g + 20 kpl

307230 Bio-C Sealer, ruisku, 0,5 g + 5 kpl



HAMMASVÄLINE

BIO-C® REPAIR

Biokeraaminen, käyttövalmis korjausmateriaali (putty)

Enemmän kuin bioyhteensopiva, bioaktiivinen!

INDIKAATIOT

Perforaatiot, resorptiot, retrogradiset täytteet, pulpan kattaminen, apeksifikaatio, apexogenesis, pulpotomia.

- Käyttövalmis kierreruisku, helppo annostella pieniä määriä, vähemmän hukkamateriaalia
- Jatkuva kalsiumin vapautuminen, stimuloi uuden kudoksen syntyä
- Emäksinen pH 12, bakteerisidinen
- Kemiallinen sidos dentiiniin, tiivis
- Hyvä röntgenkontrasti
- Ei värjää
- Kovettumisaika noin 120 minuuttia
- Säilytys huoneenlämmössä, ei jääkaapissa



PAKKAUSKOOT – nyt kaksi eri pakkauskokoa

Tuotenro

303095 Bio-C-Repair, ruiskut 4 x 0,5 g

307231 Bio-C-Repair, ruisku, 0,5 g

