

FI - TurvallisuustiedoteKaupallinen nimi: **PULPDENT KOOL-DAM**

P333+P313: Jos ilmenee ärsytystä tai ihottumaa, pyydä lääkärin apua/huomiota.

P410+P411: Suojaa auringonvalolta. Säilytä enintään 27°C / 80°F lämpötilassa.

3.0	Koostumus			
3.1	Valmisteen kemiallinen kuvaus		Alifaattinen ja polyuretaanidimetakrylaatti-oligomeeri / monomeeri valonkovetetussa, lasitäyteisessä massassa.	
3.2	Vaaralliset ainesosat			
	CAS-numero	Ainesosan nimi	Pitoisuus	Luokitus asetuksen (EC) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti
	Oma	Alifaattinen ja polyuretaanidimetakrylaatti-oligomeeri / monomeeri	55-65%	Ärsyttää silmiä, 2, H319 STOT SE 3, H335 Ihoärsytys, 2, H315 Ihon herkistyminen, 1, H317
	112945-52-5	Amorfinen piidioksidi	5 %	Ärsyttää silmiä, 2, H319 STOT SE 3, H335 Ihoärsytys, 2, H315
4.0	Ensiaputoimenpiteet			
4.1	Yleisiä tietoja		Vähäinen terveysvaara tavanomaisissa käyttöolosuhteissa. Saattaa ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa joutuessaan kosketuksiin. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus Oligomeerin / Monomeerin kanssa voi aiheuttaa herkistymistä. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote lääkintähenkilökunnalle. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos olet epävarma.	
4.2	Hengittäminen		Siirry raikkaaseen ilmaan. Anna tarvittaessa happea / keinohengitystä; hakeudu lääkärin hoitoon.	
4.3	Ihokontakti		Riisu saastuneet vaatteet. Pese iho huolellisesti vedellä ja saippualla 15 minuutin ajan.	
4.4	Silmäkontakti		Pidä silmäluomet erillään ja huuhtelee juoksevalla vedellä yli 15 minuuttia. Hakeudu lääkärin hoitoon.	
4.5	Nieleminen		Huuhtelee suu vedellä. Älä aiheuta oksentelua. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Saattaa ärsyttää limakalvoja. Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle.	
4.6	Ensivasteyksiköiden varotoimet		Tuuleta alue. Käytä silmien ja ihon suojaimia.	
4.7	Tietoa lääkäreille			
	Oireet		Silmien, kurkun tai ihon ärsytys tai punoitus.	
	Vaarat		Saattaa ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Saattaa aiheuttaa herkistymistä ihokosketuksessa.	
	Hoito		Kuten edellä kohdassa Ensiapu.	
5.0	Palontorjuntatoimenpiteet			
5.1	Sopivat sammutusaineet		Hiilidioksidi, kuivakemikaali, alkoholivaahdot tai vesisumu. Vesisuihkulla voidaan pitää palolle alttiit säiliöt viileinä.	

FI - TurvallisuustiedoteKaupallinen nimi: **PULPDENT KOOL-DAM**

5.2	Vältettävät sammutusaineet	Älä käytä suoraa vesivirtausta
5.3	Erityiset altistumisvaarat tulipalossa	Lämpö voi aiheuttaa polymerisaation, jossa energiaa vapautuu nopeasti.
5.4	Palomiesten erityiset suojarusteet	Palontorjuntahenkilöstön on käytettävä itsenäistä hengityslaitetta.

6.0	Toimenpiteet onnettomuuspäästöjen varalta	
6.1	Henkilökohtaiset varotoimet	Tuuleta alue. Käytä suojalaseja, käsineitä ja laboratoriotakkia.
6.2	Ympäristöön liittyvät varotoimet	Säilytä läikkynyt materiaali. Noudata kaikkia viranomaismääräyksiä.
6.3	Puhdistusmenetelmä	Imeytä tai pyyhi vuoto sopivalla materiaalilla (paperipyyhkeillä tai liinoilla). Kerätään hävitettäväksi katettuun astiaan. Pese vuotoalue alkoholilla tai saippualla ja vedellä.
7.0	Käsittely ja varastointi	
7.1	Käsittely	Vain hammaslääketieteen ammattilaisten käyttöön. Noudata hyviä hygieniakäytäntöjä. Poista applikaattorin kärki ruiskusta ja sulje se välittömästi käytön jälkeen. Pidä valokovetteiset materiaalit varjossa voimakkaalta valonlähteiltä.
7.2	Säilytys	Säilytä tiiviisti suljettuna alkuperäispakkauksessa viileässä huoneenlämmössä (<25°C). Vältä suoraa valoa, syttymislähteitä, äärimmäisiä lämpötiloja (>27°C/80°F, <5°C/40°F). Avaamattoman tuotteen säilyvyysaika on kaksi vuotta valmistuspäivästä edellyttäen, että materiaalia on säilytetty asianmukaisesti.
7.3	Erityiset käyttötarkoitukset	Hammaslääketieteellinen materiaali
8.0	Altistumisen valvonta / henkilökohtainen suojaus	
8.1	Altistumisen raja-arvot	PEL: Ei määritetty. TLV: Ei määritetty.
8.2	Altistumisen valvonta	
8.2.1	Työperäisen altistumisen valvonta	Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tarvita erikoisvarusteita.
8.2.1.1	Hengityksensuojaus	Hyvä yleinen ilmanvaihto riittää hallitsemaan ilmassa kulkeutuvia höyryjä..
8.2.1.2	Käsien suojaus	Ei muita erityisvaatimuksia kuin tavanomaiset kirurgiset käsineet.
8.2.1.3	Silmien suojaus	Ei muita erityisvaatimuksia kuin tavanomaiset suojalasit.
8.2.1.4	Ihonsuojaus	Hyvä henkilökohtainen hygienia ja turvallisuuskäytännöt; laboratoriotakki.
8.2.1.5	Muut valvonnat	Hätäsilmänhuuhtelulähteen on oltava saatavilla. Pese kädet käytön jälkeen.
8.2.2	Ympäristöaltistuksen valvonta	Noudata kaikkia viranomaismääräyksiä. Koveta materiaali ennen sen hävittämistä.
9.0	Fyysiset ja kemialliset ominaisuudet	
9.1	Ominaisuudet	
9.1.1	Ulkonäkö / väri / fyysinen tila	Vaaleansininen geeli
9.1.2	Haju	Vaalea, ominainen
9.2	Tärkeitä terveys-, turvallisuus- ja ympäristötietoja	
9.2.1	pH	Ei määritetty
9.2.2	Kiehumispiste	Ei määritetty

FI - TurvallisuustiedoteKaupallinen nimi: **PULPENT KOOL-DAM**

9.2.3	Leimahduspiste	Ei määritetty
9.2.4	Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	Ei sovellettavissa
9.2.5	Räjähdysominaisuudet	Ei sovellettavissa
9.2.6	Hapettavat ominaisuudet	Ei määritetty
9.2.7	Höyrynpaine	< 1 mm Hg / 133 Pa / Id: B
9.2.8	Ominaispaino	1,290
9.2.9	Liukoisuus veteen	Nil
9.2.10	Jakautumiskerroin	Ei määritetty
9.2.11	Viskositeetti	Ei määritetty
9.2.12	Höyryn tiivys	Ei määritetty
9.2.13	Haihtumisnopeus	Ei määritetty
10.0 Vakaus ja reaktiivisuus		
10.1	Vältettävät olosuhteet	Ääriämpötilat (>80°F / 27°C, <40°F / 5°C), voimakas valo, saastuminen.
10.2	Vältettävät materiaalit	Pelkistävät ja hapettavat aineet, peroksidit, amiinit.
10.3	Vaaralliset hajaannustuotteet	Tulipalo-olosuhteissa ja tämän tuotteen sisältämiä määriä huomattavasti suuremmilla määriillä voi tapahtua vaarallista polymerisaatiota, johon voi liittyä lämmönmuodostusta, hiilimonoksidin, hiilidioksidin ja typen oksidien vapautumista.
10.4	Lisätietoja	Polymerisaatio tapahtuu, kun se altistuu suoralle valolle.
11.0 Myrkyllisyystiedot		
11.1	Välitön myrkyllisyys	Ei myrkyllinen. Vähäinen terveysvaara tässä tuotteessa esiintyvissä määrissä ja normaaleissa käyttöolosuhteissa.
11.2	Ärsytys ja syövyttävyys	Saattaa ärsyttää silmiä, limakalvoja tai ihoa joutuessaan kosketukseen tai pitkäaikaisessa altistuksessa.
11.3	Herkistymisen	Saattaa olla herkistävä. Pitkäaikainen tai usein toistuva ihokosketus voi aiheuttaa allergisia ihoreaktioita joillakin herkällä henkilöillä.
11.4	Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikainen myrkyllisyys	Pitkäaikainen ja/tai usein toistuva ihokosketus voi aiheuttaa allergisia ihoreaktioita herkällä henkilöillä. Pitkäaikainen altistuminen suurille määrille (enemmän kuin tässä tuotteessa) tätä materiaalia voi aiheuttaa silmien ja hengitysteiden ärsytystä.
11.5	Syöpävaarallisuus, perimän muutoksia aiheuttava vaikutus, lisääntymiselle vaarallinen vaikutus	Ei ole tiedossa
11.6	Kokemusperäiset tiedot	Ei saatavilla
11.7	Kliininen kokemus	Kool-Damia on käytetty turvallisesti ja tehokkaasti Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti noin 10 vuoden ajan, eikä haittavaikutuksia ole raportoitu.
12.0 Ekologiset tiedot		
12.1	Ekomyrkyllisyys	Tietojemme mukaan polymeroitu materiaali on inerttiä. Muita tietoja ei ole saatavilla. Noudata kaikkia viranomaismääräyksiä.

FI - TurvallisuustiedoteKaupallinen nimi: **PULPDENT KOOL-DAM**

13.0	Hävittämistä koskevat näkökohdat	
13.1	Säännökset	Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia viranomaismääräyksiä materiaalin tai saastuneen pakkauksen hävittämisessä.
14.0	Kuljetustiedot	
14.1	Rajoitukset	Ei mitään. Ei ole IATA:n sääntelemä.
15.0	Säätelyä koskevat tiedot	
15.1	EU	Luokan I lääkinälliset laitteet lääkinällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti
15.2	US FDA	Luokan I lääkinällinen laite
15.3	Health Canada	Luokan III lääkinällinen laite
16.0	Muut tiedot	
16.1	Vaaralausekkeet	H319: Ärsyttää silmiä. Vaaraluokka 2. H335: Specific Target Organ Toxicity - Single exposure; hazard category. 3. Hengitysteiden ärsytys. H315: Ihoärsytys. Vaaraluokka 2. H317: Ihon herkistäminen. Vaaraluokka 1.
16.2	Varoituslausunnot	P261: Vältä höyryjen hengittämistä. P280: Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojaimia P305 + P351: Jos joutuu silmiin, huuhtelee varovasti vedellä useita minutteja. P337 + P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu, pyydä lääkärin apua/hoitoa. P302 + P352: Jos joutuu iholle, pese runsaalla vedellä ja saippualla. P333 + P313: Jos ilmenee ärsytystä tai ihottumaa, pyydä lääkärin apua/huomiota. P410 + P411: Suojaa auringonvalolta. Säilytä enintään 27°C / 80°F lämpötilassa.
16.3	Käyttörajoitukset	Pulpdent-tuotteet on tarkoitettu vain hammaslääketieteen ammattilaisille myytäväksi ja heidän käyttöönsä.
16.4	Lisätietoja	Tässä esitettyjen tietojen uskotaan olevan tosiseikkoja, koska ne on saatu päteviksi asiantuntijoiksi uskottujen henkilöiden toista. Mitään näihin tietoihin sisältyvää ei kuitenkaan saa pitää takuuna tai edustuksena, josta Pulpdent Corporation kantaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän on tarkasteltava kaikkia suosituksia aiotun käyttötarkoituksen kannalta ja määritettävä, ovatko ne tarkoituksenmukaisia.
16.5	Tärkeimpien tietojen lähteet	Kansallinen työturvallisuusinstituutti (NIOSH) Yhdysvaltain työturvallisuus- ja työterveyshallinto (OSHA) Eur-Lex Euroopan unionin oikeus: Asetus (EC) N:o 1272/2008 (CLP) ja asetus (EC) N:o 1907/2006 (REACH). Ohjeet käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisesta. Versio 1.1; joulukuu 2011. Euroopan kemikaalivirasto

FI - Turvallisuustiedote

Kaupallinen nimi: **PULPDENT KOOL-DAM**

16.6 Tiedot, joita on lisätty, poistettu tai tarkistettu.

Tämä käyttöturvallisuustiedote on tarkistettu GHS SDS-muodon sekä asetusten (EC) N:o 1272/2008 (CLP) ja (EC) N:o 1907/2006 (REACH) vaatimusten mukaiseksi. Erityisesti kohtia 2.1, 2.2, 3.2, 16.2 ja 16.3 on muutettu.
