

# ENEMMÄN KUIN BIOYHTEENSOPIVAT, BIOAKTIIVISET

**Uutta!**

## BIO-C® TEMP

*Biokeraaminen käyttövalmis juurikanavalääke*

### INDIKAATIOT

Juuriresorptio, avoimen juurenkärjen sulkeminen, juurikanavalääke.

### AINUTLAATUISET EDUT

- **Luovuttaa Ca<sup>2+</sup>-ioneja pitkäaikaisesti**  
Lääkkeenvaihtoja ei tarvita
- **Sisältää polymeeriä**  
Vähentää materiaalin kiteytymistä ja aineen kovettumista
- **Bioyhteensopiva**  
Lievittää hampaan oireilua
- **Korkea emäksisyys**  
Estää bakteerien kasvua
- **Korkea radio-opasiteetti**  
Erinomainen röntgenkontrasti
- **Helppo poistaa**  
Nopeuttaa työskentelyä
- **1 ruisku, 8 kanavaa**

Tuotenro

307911 Bio-C-Temp, ruiskut 4 x 0,5 g

307910 Bio-C-Temp, ruisku 0,5 g



Säilytettävä myöskin käytön jälkeen huoneenlämmössä tiiviisti suljetussa alkuperäisessä foliopussissa, jossa kosteutta imevä piidioksidigeelipussi mukana. Ei jääkaapissa.

# ENEMMÄN KUIN BIOYHTEENSOPIVAT, BIOAKTIIVISET

## BIO-C® SEALER

Biokeraaminen, käyttövalmis juurikanavasealeri




### INDIKAATIOT

Juuriresorptio, juurikanavatäyte.

### AINUTLAATUISET EDUT

- Käyttövalmis ruisku
- Ei resiiniä, helppo puhdistaa
- Jatkuva kalsiumin luovutus, stimuloi uuden kudoksen syntyä
- Emäksinen (pH 12), bakteerisidinen
- Erinomainen juoksevuus, helppo täyttää myös sivukanavat
- Kemiallinen sidos dentiiniin, tiivis suoja, ei kutistu
- Hyvä röntgenkontrasti
- Ei värjää
- Sopii sekä kylmä- että lämmin guttaperkka-tekniikkaan
- Kovettumisaika 120–240 min. kanavaan asettamisesta
- Yksi ruisku, 10–12 juurikanavaa



Tuotenro

**303094** Bio-C-Sealer, ruiskut 4 x 0,5 g + 20 kpl

**307230** Bio-C Sealer, ruisku, 0,5 g + 5 kpl

## BIO-C® REPAIR

Biokeraaminen, käyttövalmis korjausmateriaali (putty)




### INDIKAATIOT

Perforaatiot, resorptiot, retrogradisetäytteet, pulpan kattaminen, apeksifikaatio, apexogenesis, pulpotomia.

### AINUTLAATUISET EDUT

- Käyttövalmis kierreruisku, helppo annostella pieniä määriä, vähemmän hukkamateriaalia
- Jatkuva kalsiumin vapautuminen, stimuloi uuden kudoksen syntyä
- Emäksinen pH 12, bakteerisidinen
- Kemiallinen sidos dentiiniin, tiivis
- Hyvä röntgenkontrasti
- Ei värjää
- Kovettumisaika noin 120 minuuttia
- Yksi ruisku, 10 applikointia



Tuotenro

**303095** Bio-C-Repair, ruiskut 4 x 0,5 g

**307231** Bio-C-Repair, ruisku, 0,5 g

Säilytettävä myöskin käytön jälkeen huoneenlämmössä tiiviisti suljetussa alkuperäisessä foliopussissa, jossa kosteutta imevä piidioksidigeelipussi mukana. Ei jääkaapissa.