

Keramian maalaamisen kauneus.



*initial*TM

Ratkaisuja keramian maalaamiseen

Lustre Pastes ONE
Spectrum Stains

CC

Maalaa esteettiset työt GC:n Initial™-tuotteilla


GC tarjoaa Initial-tuotesarjan käyttäjille uudenaikaisimmat ja erittäin esteettiset ratkaisut keramian maalaamiseen. Tapauksesta ja toivotuista ominaisuuksista riippuen voit valita toisen kahdesta tuotelinjasta, **Initial Lustre Pastes Family** tai **Initial Spectrum Stains**, jonka avulla pääset toivomaasi tulokseen. Tuotteet sopivat monenlaisille lämpölaajenemiskertoimille, ja siksi niillä voi maalata sekä kaikkia GC Initial -keramioita että lähes kaiken tyyppisiä muita keramioita.

Initial Lustre Pastes ONE on GC:n ainutlaatuinen, kolmiulotteinen, maalattava keramia, joka tuo töihin fluoresenssia, syvyyttä ja aitoutta helposti maalaamalla. Voit nyt loihtia eloisaa ja luonnollista kiiltoa kaikkiin töihin ilman monimutkaisia kerrostuksia tai ylimääräistä kiiltopolttoa.

Initial Lustre Pastes GUM -värit perustuvat tarkasti valikoituihin ei-fluoresoiviin, vaaleanpunaisiin keraamisiin hiukkasiin, jotka jäljittelevät hienosti luonnollisen ikenen ulkonäköä. Siirtymä kruunun reunan ja ikenen välillä saadaan helposti täysin luonnollisen näköiseksi.

Initial Spectrum Stains tarjoaa kaksiulotteisen maalaustuloksen, ja sitä voi käyttää sekä sisäiseen että ulkoiseen sävytykseen. Initial Spectrum Stains -värien avulla tuntuma säilyy, ja lopputulos on kauniisti kiiltävä ja hienostunut.

Lustre Pastes ja Spectrum Stains täydentävät toisiaan. Joissakin tapauksissa niitä käytetään yhdessä; Spectrum Stains -väriä voi esimerkiksi lisätä Lustre Pastes ONE -pastaan tai keraamiseen jauheeseen.




Lustre Pastes ONE V-Shades

Tarvittava Vita-väri löytyy helposti ja nopeasti käyttämällä Lustre Pastes NF -pastoja Body A-D. Muilla saatavissa olevilla väreillä voit karakterisoida työtä edelleen ja päästä täydellisesti ympäristöönsä sulautuvaan lopputulokseen.



Optimaalinen fluoresenssi.
Täysin luonnollinen ulkonäkö kaikissa valaistusolosuhteissa.



Lustre Pastes NF GUM

Viiden ainutlaatuisen ienvärin Lustre Pastes -sarja mukauttaa työn yksilöllisesti ikeneen sopivaksi. Neljä sekoitettavaa Gum Modifier -väriä lisää luovuutta ja tuottaa toivotun tuloksen hankalimmissakin tapauksissa.



Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains on kahdenkymmenen jauhemaisen värin sarja, joka parantaa töiden estetiikkaa. Hienostunut lopputulos riippumatta siitä, kuinka värin levittää; pinnan rakenne säilyy ja työ kiiltää juuri oikealla tavalla.



Kauniit pinnat Initial Lustre Pastes ONE -väreillä

Täydellinen viimeistely

Voit nyt loihtia eloisaa ja luonnollista kiiltoa kaikkiin töihin ilman monimutkaisia kerrostuksia ja ylimääräistä kiiltopolttoa.

Initial Lustre Pastes ONE -värien avulla saat töihisi fluoresenssia, syvyyttä ja luonnollista läpikuultavuutta helposti maalaamalla.

Hienoihin keraamisiin hiukkasiin perustuvilla Lustre Pastes ONE -pastoilla töiden viimeistely on täysin samanlaista riippumatta siitä, mitä tekniikkaa olet käyttänyt keraamisen rakenteen tekemisessä. Ohennusnesteellä valmisteen optimaalinen koostumus säilyy loppuun saakka.

Tarvittava Vita-väri löytyy levittämällä Lustre Pastes ONE -pastoja Body A-D. Menetelmä käsittää kaiken mitä Vita-sävyjen nopeaan valmistukseen tarvitaan.

Karakterisoidaksesi työtä edelleen voit yksinkertaisesti käyttää muita saatavilla olevia värejä ja päästä erittäin esteettiseen lopputulokseen.



Rakenne



ONE Neutral Fluo -aineen levitys



Body Shades -värin levitys



Kauniin värinen ja kiiltävä
valmis työ

Helppoa muokkausta

Initial Lustre Pastes ONE -väreillä voit muokata töitäsi helposti.

Värin kirkkauden tai harmausasteen muuttaminen tai pintakiillon lisääminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!



Kirkkaus




Väri



Harmausaste

Lisää ilmettä maalattavilla keramioilla

Lustre Pastes ONE -pastojen fluoresoivaa ominaisuutta on paranneltu, jotta monoliittisiin töihin saadaan lisää fluoresenssia ja lopputulos on täysin luonnollinen kaikissa valaistusolosuhteissa.



Lustre Enamel Effect – Opal
Hyvin opaalimainen peruspasta inkisaalialueelle.




Karakterisoi one body -töitä...

Ainutlaatuinen koostumus takaa homogeeniset piirteet ja ulkonäön. Toivotunlainen pinnan rakenne tai sileys saadaan Lustre Pastes ONE -kerrokseen värisyttämällä tai kondensoimalla työtä hellästi. Monimutkaisia kerrostuksia tai ylimääräistä kiiltopolttoa ei tarvita; menetelmä on nopea, helppo ja varma. Pastoissa on voimakkaasti tiksotrooppinen koostumus, joten niiden levittäminen on täsmällistä ja helppoa.



Voit nyt yksilöllistää täysanatometiset litiumdisilikaattitukirakenteet, kuten LiSi Press -työt, Lustre Pastes ONE -väreillä.



Etsitkö keinoa lisätä eloisuutta CAD/CAM-menetelmällä tuotettuihin zirkoniumoksidi-kappaleisiin, kuten Initial Zirconia Disk -kiekosta työstettyihin töihin? Valitse Lustre Pastes ONE -värit.



...tai sisällyttä ne kerrokseen syvyysvaikutelman luomiseksi.



Cut back -tekniikka



Lustre Pastes ONE -värien maalaus (+poltto)



Opal/Incisal Masses -viimeistelytuotteen levitys
(+poltto)



Lopputulokset

Saavuta parhaat esteettiset tulokset käyttämällä Initial Lustre Pastes ONE -värejä prässättyjen tai kerrostettujen töiden cut back -tekniikassa. Lustre Pastes ONE -värien levittämisen jälkeen viimeinen silaus tehdään juuri tähän tarkoitettu ohuella GC Initial -keramialla: CL-F on hyvin läpikuultavaa, Opal ja Enamel Masses -viimeistelytuotteet jäljittelevät etuhampaille luontaisia piirteitä.



Maalaa kaunis lopputulos punaisen ja valkoisen sävyillä ...

Kaksi järjestelmää, yksi lähestymistapa.



Lähtökohta



Eriusten Initial Lustre Pastes ONE Gum Shades -värien levitys




Karakterisointi LP ONE V-Shades-sävyillä



Lopputulos



... pysyviä muutoksia, myös zirkoniumoksidirakenteisiin.



Lustre Pastes ONE -värien ihanteellinen fluoresenssi takaa täysin luonnollisen ulkonäön kaikissa valaistusolosuhteissa. Niitä käytetään mikrokerrostustekniikassa väri- ja yksilöllistävänä kerroksena yhdessä Initial SQIN tuotteen kanssa.

Zirkoniumoksidista työstetyt ja CAD/CAM-menetelmällä tuotetut työt yleistyvät. GC tarjoaa ratkaisuja, joilla voidaan edelleen saavuttaa samat esteettiset vaatimukset. Initial Lustre Paste ONE & NF GUM -värien ansiosta monoliitit näyttävät luonnollisilta ja eloisilta. Värien ainutlaatuinen koostumus on voimakkaammin vuorovaikutuksessa alla olevan keraamisen materiaalin kanssa ja toimii optisesti kuin keraamiset kerrostusjauheet, jotka tehostavat työn kolmiulotteista vaikutelmaa.

Yksinkertainen on kaunista!



Laajenna maalausvaihtoehtoja Initial Spectrum Stains -värien avulla

Initial Spectrum Stains -värit sisältävät pigmenttejä, jotka on sintrattu maasälpämatrissiin. Näin värit ovat vakaampia ja lopputulos toistettava ja yhdenmukainen. Initial Spectrum Stains -väreillä voit leikkiä loputtomiin ja tehdä monenlaisia variaatioita. Käytä värejä sekä sisäiseen että ulkoiseen maalaukseen. Initial Spectrum Stains -värejä voi myös lisätä keraamisiin massoihin tai Initial Lustre Pastes ONE -väreihin, jolloin mahdollisuudet lisääntyvät entisestään.

Kaksi koostumusta, jotka kumpikin säilyttävät pinnan rakenteen

Käyttäjää voi itse valita, levittääkö Initial Spectrum Stains -värin pastamaisessa tai juoksevamassa muodossa. Käytetystä koostumuksesta riippumatta lopputulos on aina sama: Erittäin tarkkaan määritelty väri ja kiilto, joka säilyttää työn pinnan rakenteen. Initial Spectrum Stains -värit ovat Initial Lustre Pastes ONE -värien kaksiulotteinen vastine.



Tarkkarakenteinen kruunu valmiina lasitukseen



Lasitus juoksevalle tai pastamaisella koostumuksella



Polton jälkeen: Hieno pintarakenne säilyy myös maalauksen ja lasituksen jälkeen



Maalaa sisäisesti ...



... tai ulkoisesti



Kaksi- ja kolmiulotteiset ratkaisut keramian maalaamiseen... GC:ltä

GC Initial Lustre Pastes Set ONE - V-Shades

- 4 perusväriä ja yksi Neutral Fluo -sävy oikean sävyn helppoon toteutukseen.
- 11 erikoisväriä valkoisten pisteiden, dekalsifikaatiojälkien, säröjen ja halkeamien toistamiseen.

Pakkauksen sisältö:

1x Neutraali (4 g)
1x Neutral Fluo (4 g)
1x Value (4 g)
4x Body-sävy (4 x 4 g)
11x Kiilletehosteväri (11 x 4 g)
1x Ohennusneste (8 ml)
1x Tuoreutusneste (8 ml)
1 sekoitusalusla
2 sivellintä
Värikartta
Käyttöopas



GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades

- 5 käyttövalmista ienkudoksen väriä jäljittelevää pastaa, joiden tiksotrooppinen koostumus takaa helpon ja tarkan levityksen.
- 4 sekoitettavaa Gum Modifier -valmistetta, joiden avulla juuri oikean, luonnollisen sävyn löytämiseen on rajattomasti vaihtoehtoja.

Pakkauksen sisältö:

5x Gum Shades (5 x 4 g)
4x Stain Modifier for LP NF (4 x 3 g)
Ohennusneste (8 ml)
Tuoreutusneste (8 ml)
1 sekoitusalusla
2 sivellintä
Värikartta
Käyttöopas



GC Initial Spectrum Stains

- 20 jauhemaista väriä tehostamaan esteettistä, hienostunutta lopputulosta.
- Kaksi koostumusta, joilla pinnan rakenne säilyy, työn pintaan jää optimaalinen kiilto ja lopputuloksesta tulee erittäin hienostunut.

Pakkauksen sisältö:

16x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16 x 3 g)
1x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10 g)
1x Initial Spectrum Glaze Liquid (25 ml)
1x Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 ml)
1x Initial Spectrum Stains -värikartta
Värikartta
Käyttöopas

Saatavilla täyttöpakkaukset:
GC Initial Spectrum Glaze Powder GL-FLUO (10g)
GC Initial Spectrum Stains SPS-17 - SPS-20 (3g)



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC NORDIC AB

Finnish Branch
Lemminkäisenkatu 46
FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.dental
<https://europe.gc.dental/fi-FI>



Since 1921
100 years of Quality in Dental