

# 3M™ Filtek™

Z250 yleistytemateriaali

P60 taka-alueen täytemateriaali

**Uudet täytemateriaalit -  
vähäisempi kovettumiskutistuminen  
ja lyhyempi kovetusaika**



**3M** *Luotettavuutta*



Yli 30 vuoden ajan

3M Dental on kehittänyt

täyttemateriaalien

teknologiaa.

**3M™ Filtek™** tuotenimi

pitää sisällään **uudet**

3M täyttemateriaalit.

Hammaslääkäreille, jotka

arvostavat **kauneutta ja**

**toimivuutta**, Filtek

takaa **esteettisyyttä**,

**pitkäaikaisia ja**

**erinomaisia**

**tuloksia**. Tämän lisäksi

uusi teknologia tuo

**käsittelyn**

**helppouden** ja

**ajansäästön** sekä

hammaslääkärin ja potilaan


eduksi.



- **Kutistuu vähemmän uuden muoviteknologian ansiosta**
- **Ideaalinen käsiteltävyys kehitetty yhdessä suomalaisten hammaslääkäreiden kanssa**
- **Erinomaiset fysikaaliset ominaisuudet ja kulumiskestävyys**

## 3M Filtek Z250 yleistäyttemateriaali

### Täyttemateriaali kaikkiin täytteisiin



- Alhainen kovettumiskutistuminen: aiheuttaa vähemmän stressiä hampaalle ja vähentää jälkisensitiivisyyttä
- Pieni keskimääräinen partikkelikoko (0.6 µ) pyöreät filleripartikkelit
- Korkea fillerilataus (60 %) Ainutlaatuinen patentoitu filleri
- Erinomainen esteettisyys
  - 15 eri värisävyä
  - kapsleina ja ruiskuina
  - 3 vuoden säilyvyysaika
- Nopea, helppo ja monikäyttöinen
  - lyhyt valokovetus aika: 20 sekuntia/2,5 mm kerros





- Oikea viskositeetti ja hyvät käsittelyominaisuudet
- Vähäinen kutistuminen
- Lyhyt valokovetus aika: 20 sekuntia/2.5 mm kerros

## 3M™ Filtek™ P60 täytemateriaali


*Suunniteltu taka-alueen täytteisiin*



- Aikaa säästävä
  - uusi annostelutekniikka
  - uusi ruisku parempaan annosteluun
  - hyvä käsiteltävyys instrumenteilla

Annostelu aika sidosaineen kanssa				
Sidosaine	49	77	67	111
Eriste			45	
Yhdistelmämuovi 5 mm kerros	40	70	40	120
Viimeistelylakka			75	
Yhteensä	89	147	227	231
	Filtek™ P60	A	B	C
Aika sekunneissa	Ei sisällä preparointi-/valmistelu aikoja			

- Erinomainen esteettisyys: 3 väriä (A3, B2 ja C2)
- Pitkäaikaiset tulokset
  - uudistettu fillerien valmistusprosessi ja muovitekniologia
  - vastustaa tehokkaasti lohkeamista ja fraktuuroja



Photos: Dr. Henrik SKJERVEN

## Uutuus! 3M™ Sektorimatriisin kiristyssysteemi

## Helppo käyttää!



Saadaksesi hyvät kontaktit taka-alueen täytteisiin 3M tuo markkinoille helppokäyttöisen kiristyssysteemin, jossa on esimuotoillut matriisit. Se antaa varmuutta ja luotettavuutta työskentelyyn sekä hyvät kontaktit...

## 3M™ Scotchbond™ 1 sidosaine

## Paremmat kliiniset tulokset

• 3M Scotchbond 1 sidosaaine sopii erinomaisesti Filtek täytemateriaaleille yksinkertaisen tekniikan ja erinomaisen annostelujärjestelmän ansiosta.

• Viimeisimmät IADR tutkimukset antavat 3M Scotchbond 1 sidosaaineelle erinomaiset tulokset helppokäyttöisyydestä sekä korkeasta sidoslujudesta.



# 3M™ Filtek™ tilaustiedot

## 3M Filtek Z250 yleistäytämateriaali



### 6020 peruspakkaus:

- 4 x 4 g 3M Filtek Z250 ruiskua väreit A2, A3.5, A4, B3
- 1 x 3 ml 3M™ Scotchbond™ 1 sidosaaine
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond ortofosforihapporuisku (35 %) ja vientineulat
- Tarvikkeet

### 6020 TK kokeilupakkaus:

- 1 x 4 g 3M Filtek Z250 ruisku väri A3
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond 1 sidosaaine
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond ortofosforihapporuisku (35 %) ja vientineulat
- Tarvikkeet



### 6021 peruspakkaus:

- 50 x 0,20 g 3M Filtek Z250 kapsleita väreit A2, A3, A3.5, A4, B2
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond 1 sidosaaine
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond ortofosforihapporuisku (35 %) ja vientineulat
- Tarvikkeet

### 6021 TK kokeilupakkaus:

- 10 x 0,20 g 3M Filtek Z250 kapsleita väri A3
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond 1 sidosaaine
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond ortofosforihapporuisku (35 %) ja vientineulat
- Tarvikkeet

### 3M Filtek Z250 refillit

värit	Tuotenumero	
	ruiskut	kapselit
A1	6020A1	6021A1
A2	6020A2	6021A2
A3	6020A3	6021A3
A3.5	6020A3,5	6021A3,5
A4	6020A4	6021A4
B0.5	6020B0,5	6021B0,5
B1	6020B1	6021B1
B2	6020B2	6021B2
B3	6020B3	6021B3
C2	6020C2	6021C2
C3	6020C3	6021C3
C4	6020C4	6021C4
D3	6020D3	6021D3
Inkisaali	6020I	6021I
Universaali dentiini	6020UD	6021UD

## 3M Filtek P60 taka-alueen täytämateriaali



### 4720 peruspakkaus:

- 3 x 4 g 3M Filtek P60 ruiskua väreit A3, B2, C2
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond 1 sidosaaine
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond ortofosforihapporuisku (35 %) ja vientineulat
- Tarvikkeet

### 3M Filtek P60 refillit

- 4720A3** 3M Filtek P60 täytämateriaali 1 x 4 g ruisku, väri A3
- 4720B2** 3M Filtek P60 täytämateriaali 1 x 4 g ruisku, väri B2
- 4720C2** 3M Filtek P60 täytämateriaali 1 x 4 g ruisku, väri C2

CE 0086

## 3M™ Sektorimatriisin kiristysysteemi

### 8900F pakkaus sisältää:

100 pientä matriisinauhaa, 100 standardikokoista matriisinauhaa, 25 suurta matriisinauhaa, 4 kiristysrengasta standardiulokkeilla, 3 kiristysrengasta pitkällä ulokkeilla, 1 asetuspihdit, käyttöohjeet, 1 kuvallinen tekniikkaohjekortti, 1 muovirasia

### 8900 pakkaus sisältää:

100 pientä matriisinauhaa, 100 standardikokoista matriisinauhaa, 25 suurta matriisinauhaa, 4 kiristysrengasta standardiulokkeilla, 3 kiristysrengasta pitkällä ulokkeilla, käyttöohjeet, 1 kuvallinen tekniikkaohjekortti, 1 muovirasia

CE

**3M**

Suomen 3M Oy  
Hammashoitotuotteet

PL 90  
02601 ESPOO  
Puh. (09) 52521

Painettu kierrätyspaperille  
Painettu E.E.C. © 3M 1999

3M, Filtek ja Scotchbond ovat 3M:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.