



Kuohkeaa...

kuin kermavaahto... **JET BLUE BITE**
Purennanrekisteröintimateriaali

- Pysyy tarkasti paikallaan
- Materiaali on pehmeää ja suun sulkeminen ja kiinnittäminen on vaivatonta
- Äärimmäisen tarkka, silti sopivan taipuisa käsiteltäväksi
- Valitse oma työskentelynopeutesi
 - **Fast** - 30 sekunnin työskentelyaika
40 sekunnin kovettumisaika suussa
 - **Superfast** - 20 sekunnin työskentelyaika
30 sekunnin kovettumisaika suussa





Poikkeuksellinen käsiteltävyys, kestävyys, tarkkuus ja nopea kovettuminen

JET BLUE BITE fast / superfast –purennanrekisteröintimateriaali on koostumukseltaan pehmeää kuin kermavaahto ja se pysyy paikallaan haluamassasi kohdassa. Materiaalin annostelu on hallittua ja se muodostaa ideaalin, nauhamaisen kerroksen. Kovettuminen suussa tapahtuu nopeasti ja

lopputulos on erittäin tarkka, mutta silti riittävän joustava trimmattavaksi tai leikattavaksi. Materiaalin erinomaiset käsiteltävyyssominaisuudet ovat avain täydelliseen okklusalliseen istuvuuteen jo ensimmäisellä sovituskerralla.

JET BLUE BITE fast –materiaalin suora annostelu



JET BLUE BITE fast –materiaalin annostelu



Materiaalin annostelu suoraan paikalleen ainutlaatuisella Spreader-levityskärjellä



Ideaali työskentelyaika




Purennan rekisteröiminen




Valmis purentaindeksi



Helppo leikata



Helppo trimmata



Tärkeitä ja käytännöllisiä lisävarusteita: Spreader-levityskärki hallittuun ja tasaiseen materiaalin annosteluun.

Kokeile JET BLUE BITE Bitea 25 ml:n mikro-System™-pakkauksessa. Sekoituskärjet säästävät 38 % enemmän materiaalia!



JET BLUE BITE	Työskentelyaika	Kovettumisaika suussa	Loppukovuus	Muotonsa pitävyys %:ssa
JET BLUE BITE fast	maks. 30 s	min. 40 s	89 Shore A	-0,08%
JET BLUE BITE superfast	maks. 20 s	min. 30 s	89 Shore A	-0,12%

Coltène mittauslukuja

JET BLUE BITE fast microSystem™ Single Pack	6492
Ampullit	2 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	10 kpl
Spreader-kärjet	10 kpl
JET BLUE BITE fast microSystem™ Refill	6496
Ampullit	8 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	20 kpl
Spreader-kärjet	20 kpl
JET BLUE BITE fast 50 ml Single Pack	6491
Ampulli	1 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	6 kpl
Spreader-kärjet	6 kpl
JET BLUE BITE fast 50 ml Refill	6495
Ampullit	4 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	12 kpl
Spreader-kärjet	12 kpl

JET BLUE BITE superfast microSystem™ Single Pack	6494
Ampullit	2 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	10 kpl
Spreader-kärjet	10 kpl
JET BLUE BITE superfast microSystem™ Refill	6498
Ampullit	8 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	20 kpl
Spreader-kärjet	20 kpl
JET BLUE BITE superfast 50 ml Single Pack	6493
Ampullit	1 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	6 kpl
Spreader-kärjet	6 kpl
JET BLUE BITE superfast 50 ml Refill	6497
Ampullit	4 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	12 kpl
Spreader-kärjet	12 kpl

JET BLUE BITE -lisävarusteet		
microSystem™		
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	40 kpl	6214
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	100 kpl	6215
Spreader-kärjet	100 kpl	6223
microSystem™-annostelija MK II	1 kpl	6270

JET BLUE BITE -lisävarusteet		
50 ml System		
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	40 kpl	6551
Spreader-kärjet	100 kpl	6223
Annostelija 50/75	1 kpl	6900

* MT = sekoituskärki
S = suora

www.coltenewhaledent.com
© 2006 Coltène/Whaledent

Coltène/Whaledent Suomessa
PL 7 20321 Turku/Finland
puh/fax +358 (0)2 2502 440
+358 (0)400 52 79 07
jaana.jaakola@coltenewhaledent.inet.fi

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent