



Henkilöhygieniä

Erisan Käsihuuhde

Desinfektiohuuhde käsille

Uudistettu, ihoa kosteuttava koostumus!



Käyttöalue

Hygieeniseen ja kirurgiseen käsien desinfektioon. Ammattikäyttöön tuotekehitetty käsihuuhde, jota voidaan käyttää kaikissa hyvää käsihygieniää vaativissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Erisan Käsihuuhde on ihotunnultaan miellyttävä, tutkitusti tehokas desinfektiohuuhde myös herkälle iholle. Olomuodoltaan sopivasti paksunnettu käsihuuhde on tuotekehitetty erityisesti usein toistuvaan käsien desinfektioon. Biosidinen tehoaine on 73,5 p-% (80 t-%) etanoli, joka tuhoaa tehokkaasti kosketuksen kautta välittyviä haitallisia bakteereita ja viruksia. Tutkimustuloksen mukaan norovirus tuhoutuu Erisan Käsihuuhteen vaikutuksesta 30 s. kuluessa.

Erisan Käsihuuhde sisältää runsaasti ihoa kosteuttavia ja hoitavia aineosia. Mm. glyseroli ja glyseryylikokoaattijohdannainen kosteuttavat ihoa tehokkaasti ja suojaavat sen normaalia kosteustasapainoa. Erisan Käsihuuhde on dermatologisesti testattu ja todettu sopivaksi sekä normaalille että herkälle iholle. Tuotteella on Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus.

Helsingin yliopiston Hjelt-Instituutin Kansanterveystieteen osaston Hygienian ja mikrobiologian laboratorio on todentanut Erisan Käsihuuhteen mikrobisidisen tehon hygieenisessä ja kirurgisessa käsidesinfektiossa (EN 1500, EN 12791). Erisan Käsihuuhteen laaja virusidinen teho on todennettu EN 14476 virusidisen tehon testeillä (testiviruksina noro-, adeno- ja poliovirus).

Käyttöohje

Hygieeninen käsien desinfektio:	3-5 ml 30 s.
Kirurginen käsien desinfektio:	Kädet pysyvät kosteina 3 min desinfektiohieronnan ajan

Huomioitavaa

Käytä biosidituotteita turvallisesti. Käyttöturvallisuustiedotteeseen. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu

Koostumus

Tehoaine

Etanoli, 73,5 p-%, denaturoitu A12
Kasviöljyjohdannaisia, estereitä

Glyseroli
Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine
Acrylates/C10-30 alkyl acrylate
crosspolymer

Vaikutus

desinfiioiva tehoaine
mm. PEG-7 glyseryylikokoaatti, hoitava ja ihoa
pehmentävä öljy, ehkäisee kosteuden haihtumista
kosteuttaa ja pehmentää ihoa
neutralointiaine
viskositeetin säätelijä

pH	8			
Varastointi	Säilytettävä yli +5°C lämpötilassa. Säilyy 5 vuotta valmistusajankohdasta. Käytä avattu pullo 6 kk:n aikana.			
Valmistusmaa	Suomi			
Käyttö- ja ympäristö turvallisuus	Raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä, helposti biologisesti hajoavia. Pakkaukset ovat kierrätyskelpoisia.			
Pakkauskoko/tuotekoodi		Koodi	GDIN	Sailab
	6x1 l dispenser	8250	643816 008250 7	20090611
	6x500 ml pumppupullo	8251	643816 008251 4	20090611
	15x100 ml pullo	8253	643816 008253 8	20090611
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi .			

09/14