

ERISAN NONSID

HOITAVA PESUNESTE



Käyttöalue

Erisan Nonsid Hoitava pesuneste on iholle turvallinen, hajustamaton ja väriaineeton pesuneste. Se sopii hyvin usein toistuvaan käsienpesuun sekä suihkupesuun, myös hiuksille.

Ominaisuudet

Erisan Nonsid Hoitava pesuneste on tuotekehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden ja Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Pesevät aineosat puhdistavat ihon ja hiukset hellävaraisesti. Monipuolinen koostumus hoitavia ja kosteuttavia aineosia, jotka suojaavat ihon omaa kosteustasapainoa. Raaka-aineet ovat tutkittuja ja turvallisia. Erisan Nonsid Hoitava pesuneste soveltuu myös herkkäihoisille. Tuotteen pH 5,5 on lähellä ihon omaa pH:ta.

Käyttöohje

Annostele Erisan Nonsid Hoitavaa pesunestettä pieni määrä kostutetulle iholle. Vaahdota, pese ja huuhtelee huolellisesti. Kuivaa iho pesun jälkeen ja käytä kosteus- tai perusvoidetta tarvittaessa.

Dispenser-järjestelmä on hygieeninen, suljettu annostelujärjestelmä. Annostelupumppu estää korvausilman sekä mikrobien pääsyn pakkaukseen. Yhdellä painalluksella saat n. 1,5 ml pesunestettä.

Koostumus

Aqua	vesi
Sodium Laureth Sulfate	hyvin vaahtoava ja huuhtoutuva pinta-aktiivaine
Glycerin (glyseroli)	kosteuttava aine, joka imeytyy ihoon nopeasti
Cocamidopropyl Betaine	sähköisyyttä poistava pinta-aktiivaine
PEG-200 Hydrogenated	sitoo kosteutta, säätelee viskositeettia
Glyceryl Palmitate	
PEG-7 Glyceryl Cocoate	palmuöljyperäinen hoitoöljy, ehkäisee kosteuden haihtumista
Sodium Chloride	viskositeetin säätelijä
Propylene Glycol	polyoli, kosteuttaja
5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane	säilytysaine, suojaa tuotetta mikrobikasvustolta
Lactic Acid	pH:n säätelijä

Ulkonäkö ja tuoksu

pH

Varastointi

Valmistusmaa

Kirkas, väritön neste, hajusteeton

pH 5,5

Säilytettävä yli +5°C lämpötilassa. Säilyy 3 vuotta valmistusajankohdasta.

Suomi



Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus

Tuote on helposti biologisesti hajoava. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristö-möytäinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali.

Pakkauskoko/ tuotekoodi

	KiiltoClean	EAN	Sailab
10x500 ml pumppupullo	8020	641260 008020 9	20070222
6x1 l dispenser	8019	641260 008019 3	20070222
3x5 l kanisteri	8021	641260 008021 6	20070222

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakas-palvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.

