

# ERISAN NONSID

HOITAVA PESUNESTE



## Käyttöalue

Erisan Nonsid Hoitava pesuneste on iholle turvallinen, hajustamaton ja väriaineeton pesuneste. Se sopii hyvin usein toistuvaan käsienpesuun sekä suihkupesuun, myös hiuksille.

## Ominaisuudet

Erisan Nonsid Hoitava pesuneste on tuotekehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden ja Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Pesevät aineosat puhdistavat ihon ja hiukset hellävaraisesti. Monipuolinen koostumus hoitavia ja kosteuttavia aineosia, jotka suojaavat ihon omaa kosteustasapainoa. Raaka-aineet ovat tutkittuja ja turvallisia. Erisan Nonsid Hoitava pesuneste soveltuu myös herkkäihoisille. Tuotteen pH 5,5 on lähellä ihon omaa pH:ta.

## Käyttöohje

Annostele Erisan Nonsid Hoitavaa pesunestettä pieni määrä kostutetulle iholle. Vaahdota, pese ja huuhtelee huolellisesti. Kuivaa iho pesun jälkeen ja käytä kosteus- tai perusvoidetta tarvittaessa.

Dispenser-järjestelmä on hygieeninen, suljettu annostelujärjestelmä. Annostelupumppu estää korvausilman sekä mikrobin pääsyn pakkaukseen. Yhdellä painalluksella saat n. 1,5 ml pesunestettä.

## Koostumus

Aqua	vesi
Sodium Laureth Sulfate	hyvin vaahtoava ja huuhtoutuva pinta-aktiivaine
Glycerin (glyseroli)	kosteuttava aine, joka imeytyy ihoon nopeasti
Cocamidopropyl Betaine	sähköisyyttä poistava pinta-aktiivaine
PEG-200 Hydrogenated	sitoo kosteutta, säätelee viskositeettia
Glyceryl Palmitate	
PEG-7 Glyceryl Cocoate	palmuöljyperäinen hoitoöljy, ehkäisee kosteuden haihtumista
Sodium Chloride	viskositeetin säätelijä
Propylene Glycol	polyoli, kosteuttaja
5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane	säilytysaine, suojaaa tuotetta mikrobikasvustolta
Lactic Acid	pH:n säätelijä

## Ulkonäkö ja tuoksu

pH

Varastointi

Valmistusmaa

Kirkas, väritön neste, hajusteeton

pH 5,5

Säilytettävä yli +5°C lämpötilassa. Säilyy 3 vuotta valmistusajankohdasta.

Suomi



## Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus

Tuote on helposti biologisesti hajoava. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali.

## Pakkauskoko/ tuotekoodi

	KiiltoClean	EAN	Sailab
10x500 ml pumppupullo	8020	641260 008020 9	20070222
6x1 l dispenser	8019	641260 008019 3	20070222
3x5 l kanisteri	8021	641260 008021 6	20070222

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiiltoclean.fi](http://www.kiiltoclean.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi](mailto:asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi).

