

SABLE™ SEEK® SEEK®

Kariesindikaattorit



Black Mini Brush



AINUTLAATUISET EDUT

- Värjää demineralisoituneen dentiinin, tarkka, siisti annostelu
- Tummanvihreä Sable Seek on erinomainen vitaalin pulpan lähellä, Seekin punainen väri auttaa tunnistamaan helposti juurikanavan aukot

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Sable Seek -kariesindikaattori, joka sisältää FD- ja C-värejä, ja Seek-kariesindikaattori, joka sisältää D- ja C-värejä glykoli-pohjassa, värjäävät karioituneen dentiinin.


Seek ja Sable Seek auttavat tunnistamaan demineralisoituneen dentiinin vaikeasti nähtävissä kohdissa, esimerkiksi luokkien I, II tai III preparoinneissa riippuvan kiilteen alla tai preparoinnin kiille-dentiinirajalla.

Vihreä Sable Seek ehkäisee syvän kariksen yliekskavointia estäen pulpan paljastumista. Ei-mineraalipitoinen dentiini pitää poistaa koko restauraation sidoslujisuuden parantamiseksi. Punainen Seek näkyy hyvin tummaa dentiiniä vasten ja on siten helppo tapa paikantaa kalsifioituneet juurikanavien aukot.

SABLE SEEK -KÄYTTÖOHJE



Sable Seek -kariesindikaattorilla voidaan erinomaisesti paikantaa kalsifioituneet aukot pulpakammion pohjassa.



Annostele Sable Seekiä pulpakammioon harjakärjellä. Huuhto ilma-/vesisuihkulla toiminun kanssa.



Pulpakammion huuhtelun ja imun jälkeen. Sable Seekin D- ja C-värikoostumus värjää kalsifioituneet kanavat.

ks. myös sivu 34, Sable Seek -käyttö

1 www.realityesthetics.com



PAKKAUSKOOT

SABLE SEEK -pakkaus

Valm. koodi 233

4 kpl Sable-Seek-ruiskuja, 1,2 ml

20 kpl Black Mini -kärkiä

Säilyvyysaika: 36 kk

SABLE SEEK -täyttöpakkaus

Tuotenro 86762 | Valm. koodi 234

4 kpl Sable-Seek-ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 36 kk

SABLE SEEK -säästöpakkaus

Valm. koodi 1805

20 kpl Sable-Seek-ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 36 kk

SEEK-pakkaus

Valm. koodi 209

4 kpl Seek-ruiskuja, 1,2 ml

20 kpl Black Mini -kärkiä

Säilyvyysaika: 36 kk

SEEK-täyttöpakkaus

Tuotenro 81927 | Valm. koodi 210

4 kpl Seek-ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 36 kk

SEEK-säästöpakkaus

Valm. koodi 1804

20 kpl Seek-ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 36 kk