

CHOICE™ 2

Valokovetteinen laminaattisementti



CHOICE 2 on valokovetteinen yhdistelmämuovisementti, joka on erityisesti suunniteltu porsliinilaminaattien ja epäsuorien yhdistelmämuovilaminaattien sementointiin. CHOICE 2 on ylivoinainen värinpitävyydessään, mikä on oleellisen tärkeää esteettisessä laminaattisementoinnissa. Tuote on saatavissa useana VITA®- sekä kromaattisena sävynä parhaan mahdollisen esteettisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. TRY-IN-pastoja on saatavissa erikseen ja niitä voi käyttää visualisoimaan ja varmistamaan lopullisen sementoinnin esteettisyyttä ja värisävyä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET

CHOICE 2

% Filleripitoisuus (paino/tilavuus)	75/79
Partikkelikoko	0,04–5 µm
Filmipaksuus	22 µm
Diametrinen vetolujuus	54 MPa
Puristuslujuus	329 MPa
Taivutuslujuus	129 MPa

Tiedot saatavissa: BISCO, Inc.


AINUTLAATUISET EDUT

- CHOICE 2 on erityisesti kehitetty säilyttämään värinsä ($\Delta E < 1.2^*$), tuloksena korkeatasoinen estetiikka.
- Valokovetteinen materiaali takaa täydellisen kontrollin sementoitaessa.
- Ylivoinaisten fysikaalisten ominaisuuksien ansiosta restauraatio kestää huomattavia, laminaatteihin päivittäin kohdistuvia jännitteitä ja rasituksia.
- Erittäin filleripitoinen resiini lisää restauraation lujuutta.
- Ohut filmipaksuus takaa laminaattien täydellisen istuvuuden.
- CHOICE 2 Starter Kit sisältää kaiken tarvittavan laminaattien onnistuneeseen kiinnittämiseen.
- Try-In-pastoilla voi varmistaa oikean sävyvalinnan ennen sementointia.

KLIININEN MERKITYS

- CHOICE 2 -sementti ei muutu pitkälläkään aikavälillä, mikä on usein ongelmana kaksoiskovetteisissa sementeissä.
- Laaja sävyvalikoima takaa restauraatiolle hyvän istuvuuden ja luonnollisen värin.

* $\Delta E < 3$ ei ole havaittavissa ihmisen näköaistilla



PAKKAUSKOOT

tuotenro		valmistajan koodi
17018	CHOICE 2 STARTER KIT -aloituspaketti 5 x 4,5 g ruiskua valokovetteista laminaattisementtiä Sävyt: 3 x translucent, 1 x A2, 1 x Milky Bright 1 x 5 g ruisku UNI-ETCH, 1 x 5 g ruisku 9,5 % PORCELAIN ETCHANT, 1 pullo /6 ml kutakin BIS-SILANE osat A & B, 1 pullo/6 ml kutakin ALL-BOND 3 osat A & B (6 ml kussakin), 1 pullo/6 ml PORCELAIN BONDING RESIN, lisätarvikkeet, käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedote.	C-3900K
	CHOICE 2 TRY-IN PASTE KIT 5 x 2 g vesiliukoista Try-In-pastaa sävyt: A1, A2, B1, TRANSLUCENT ja MILKY BRIGHT, lisätarvikkeet, käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedote	C-41205P

Täyttöpakkaukset

CHOICE 2 -valokovetteinen laminaattisementti, yksittäispakkaukset
 1 x 4,5 g ruisku, käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedote

tuotenro		valmistajan koodi	tuotenro		valmistajan koodi
09706	A1	C-411A1P	D2		C-411D2P
09707	A2	C-411A2P	MILKY BRIGHT		C-411MBP
09708	A3	C-411A3P	MILKY OPAQUE		C-411MOP
	B1	C-411B1P	UNIVERSAL OPAQUE		C-411OPP
	B3	C-411B3P	09712	TRANSLUCENT	C-411TRP
	C2	C-411C2P			

CHOICE 2 -vesiliukoiset TRY-IN-pastat, yksittäispakkaukset
 1 x 2 g ruisku, käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedote

36552	A1	C-412A1	D2		C-412D2P
36553	A2	C-412A2P	MILKY BRIGHT		C-412MBP
36554	A3	C-412A3P	MILKY OPAQUE		C-412MOP
	B1	C-412B1P	UNIVERSAL OPAQUE		C-412OPP
	B3	C-412B3P	36555	TRANSLUCENT	C-412TRP
	C2	C-412C2P			

Muita hyödyllisiä materiaaleja



ALL-BOND 3



PORCELAIN BONDING
RESINE



BIS-SILANE

